

908 DC

ULTRASONİK NEBULİZATÖR



Hikoneb® 908 DC Ultrasonik buhar makinası (Nebulizer) hastane veya klinik ortamlar için geliştirilmiş, yüksek kalite ve performansa sahip bir cihazdır. Cihazın dijital paneli kullanımı kolaylaştırma amaçlıdır. Cihaz mikro işlemci kontrollü olup, zaman ayarlayıcı (Timer) vasıtası ile istenilen zaman miktarınca tedavi sağlayabilir. Hikoneb® 908 DC, hytel hortumları, ek su şişesi, bakteri ve hava filtresi, ayak takımı, ısıtıcı ve hareketli kol aksesuarları ile birlikte komple olarak satılmaktadır. Hasta ile teması olan tüm parçalar 132 °C sıcaklıkta otoklavlanabilmektedir. Cihazın 650 ml'lik polikarbonat haznesi ve 1000 ml'lik ek su şişesi, cihazın uzun süreli tedavilerde de kullanımını amaçlamaktadır. Cihazda bulunan dijital panel yardımı ile, buhar kapasitesi, hava çıkış miktarı, ısıtma ve zamanlayıcı otomatik olarak ayarlanabilmektedir.

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

- Spesifik ve spesifik olmayan akciğer hastalıkları
- Pnömoni
- Bronşiyal Astım
- Akut ve Kronik Bronşitler
- Bronkoskopi öncesi Lokal Anestezi
- Muhtelif ilaçların nebulizasyonu
- Solunan havanın nemlendirilmesi gerektiği durumlar
- Solunma Gazlarının ve Narkotik Gaz arın nemlendirilmesinde

ANA ÖZELLİKLER

- 90 dk. ayarlanabilen Timer (Zamanlayıcı)
- Otomatik ısıtma ile buhar sıcaklığını 38 °C' ye kadar ayarlayabilme
- Sabit buhar çıkışı
- Sadece 3 tuşla kontrol
- Görsel ve Sesli ikaz alarm sistemi (Su bitmesi ve arıza durumu)
- Osilatör ısı koruma
- Küçük miktar ilaç uygulaması (5 - 7 ml)
- Oksijen adaptörü
- Çift filtre sistemi (hava - bakteri)
- Alüminyum-Paslanmaz Çelik Kasa , hareketli kol mekanizması
- Kolay kristal değişimi
- CE, ISO sertifikalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma gerilimi	220V/50 Hz
Kristal frekansı	*1.7Mhz veya 2.4Mhz
Güç	70W
Partikül büyüklüğü	0.5-6 mikron
Nebulizasyon kapasitesi	0-5 ml/dak
Hazne Hacmi	650 ml
Ağırlık	4 kg
Tip / Sınıf	BF / I

*Standart üretim 1.7 Mhz olup, 2.4 Mhz opsiyonel olarak sunulmaktadır.

