



AEROCARE II

PİSTON TİPİ NEBULİZATÖR

Hikoneb® Aerocare II piston tipinde (kompresör) aerosol terapisi için kullanılan bir nebulizatör olup ev kullanımına uygundur.

Anestezik ve yanıcı maddelerin oksijen veya nitrojen peroksit ile etkileşime girdiği ortamlarda kullanılması uygun değildir. Sürekli kullanılabilir. Anestezi veya pulmoner ventilasyon sistemleri için kullanımı uygun değildir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Aerocare II piston (kompresör) tipi nebulizatör
ELEKTRİK KAYNAĞI	220V/50-60 Hz 70 W
MAKS. KOMP. BASINCI	3 Bar
AĞIRLIK	1.75 KG
BOYUTLAR	250*165*110 mm
CLASS II	CİHAZ (ÇİFT GÜVENLİK YALITIMLI)

B tipi cihaz (Elektrik zararlarına karşı spesifik korumalara sahip.)

STANDART AKSESUARLAR

- Filtre
- Atomizer
- Uzatma Hortumu
- Ağız parçası
- Yetişkin Maske
- Pediatrik Maske

