

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



ULUSLARARASI ÜRÜN KATALOĞU
2017

Drive DeVilbiss International Genel bilgiler

Drive DeVilbiss International, kapladığımız coğrafyayı genişletme çabamızda rol oynayan temel unsurlardan biridir. Satış ve ürün uzmanlarından oluşan ekibi ile, Drive DeVilbiss Healthcare sağlık ürünleri ve değerlerini, doğrudan satış yapmayıp, güvenilir ortaklarla çalıştığımız pazarlarda ve bölgelerde geliştirmeyi hedeflemektedir.

Yeni Drive DeVilbiss International grubu, uluslararası ticarete son derece deneyimli DeVilbiss Healthcare Ekibinin içinden doğmuştur. Bilgi ve becerilerini, Drive DeVilbiss ürün portföyünde kullanarak, uluslararası müşteri ve ortaklarımıza en iyi şekilde hizmetlerimiz sunulmasında etkin rol oynamaktadırlar.

Diğer birçok büyük uluslararası ortaklarımız da farklı coğrafyalarda faaliyetlerini yürütmektedirler. Drive DeVilbiss International, bu çok-merkezli kurumların ihtiyaçlarını koordine etmeyi amaçlamaktadır.

Drive DeVilbiss International, Asya, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da yer alan ürün ve satış uzmanları ile Mannheim, Almanya ve Tipton, İngiltere ofisleri ile satış, hizmet ve teknik destek sağlamaktadır. Ayrıca, Bombay ofisi aracılığıyla, hızla büyümekte olan Hindistan pazarımızı da yönetmektedir.

Bu bölgelerin birçoğunda sağlık ihtiyaçları giderek artmaktadır. Drive DeVilbiss International ekibi, ortaklarımızla hızlı iletişim kurmamızda ve bu hızla büyüyen pazarlardaki zorluklarla başa çıkabilmemizde bize yardımcı olmaktadır.

Avrupa'da Drive DeVilbiss Healthcare

Drive ile DeVilbiss Healthcare'in ABD'deki başarılı birleşmesinin ardından sırada Avrupa'daki faaliyetlerin bir araya getirilmesi var. İngiltere bu konuda öncülük yaparak, Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.'i kurmuştur. İlerleyen aylarda, Fransa ve Almanya'da da Drive ile DeVilbiss Healthcare faaliyetleri bir araya gelerek "Drive DeVilbiss Healthcare"i oluşturacaktır.

DriveDeVilbiss Healthcare olarak temel amacımız, ortaklarımızla birlikte çalışarak en yaygın hastane ve ev sağlık bakım ürünlerini hizmete sunmak ve en önemlisi, yaşamlarına dokunduğumuz kişilerin hayat kalitelerini geliştirmektir.



Drive DeVilbiss Healthcare Hakkında

2000 yılında kurulan Drive, hem kendi içinde hem de dışarıdan edindikleriyle gerçekleştirdiği güçlü ve istikrarlı büyümeyle, medikal ürün piyasasının lider üreticileri arasında yer edinmiştir. Şirketin yüksek kaliteli ve geniş ürün portföyü, yaygın iletişim kanalları ve küresel faaliyet alanı, coğrafi eğilimlerle sektör trendlerinin nabzını en iyi şekilde tutmayı hedefleyen yönetici liderlik ekibinin bir başarısıdır. Drive ürünleri arasında her çeşit engelli ürünleri, solunum, uygu, banyo ve kişisel bakım ürünleri, özel yataklar, baskı önleyici, rehabilitasyon ve diğer benzeri ürünler mevcut olup, bu ürünler ev-bakım, uzun-vadeli bakım, perakende ve e-ticaret kanallarından satışa sunulmaktadır.

Drive, 15000'in üzerinde bayi, ev sağlık bakım hizmeti tedarikçileri, sağlık bakım ürünleri dağıtıcıları, perakendeciler ve e-ticaret şirketlerinden oluşan bir müşteri grubuna hizmet etmekte ve markalı ürünleri 80'in üzerinde ülkede satışa sunmaktadır.

Drive, 2002 yılından beri 25 adet edinimle ürün portföyünü, coğrafi kapsama alanını ve üretim kapasitesini genişletmiştir. Temmuz 2015 tarihinde, solunum ve uyku ürünleri küresel üreticilerinden DeVilbiss Healthcare'in dönüşümsel edinimini tamamlamıştır. Drive, bu edinimiyle güçlü bir platforma sahip olmuş, hızla gelişen solunum ve uyku ürünleri pazarında çapraz-satış imkanı elde etmiş ve aynı zamanda, şirketin üretim kapasitesini ve dünya çapındaki varlığını geliştirmiştir. DeVilbiss ile olan başarılı birleşimi sonrasında, Drive DeVilbiss Healthcare adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

İÇİNDEKİLER

ENGELLİ ÜRÜNLERİ

Tekerlekli Sandalyeler	8
Ulaşım Amaçlı Tekerlekli Sandalyeler	20
Dayanıklı/Konforlu Tekerlekli Sandalyeler	22
Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler	25
Scooterlar	36
Tekerlekli Yürüme Destekleri	42
Yürüteçler	52
Bastonlar & Koltuk değnekleri	56

YATAKLAR

Yataklar	64
Baskı Önleyiciler	69
Minderler	71
Yatak Destekleri	73

HASTA ODASI

Hasta Kaldıraçları	76
Tekerlekli Sehpalar	78
Yatak Üstü Masaları	79
Yatar Koltuklar	80
Ev Bakım Serisi	82

TUVALETLER

Tekerlekli Klozetler	88
Klozetler	90
Yüksek Tuvalet Oturakları	92
Tuvalet Yardımcıları	94

BANYO

Banyo Kaldıraçları	98
Banyo Basamakları & Bankları	100
Banyo Oturakları	101
Banyo Güvenliği (Tutma Çubukları)	103

DUŞ

Duş Tabureleri	106
Duş Sandalyeleri	109
Tekerlekli Duş Sandalyeleri	114

ÇOCUK

Çocuk Banyo Sistemi	118
Oturtma & Yerleştirme	121
Çocuk Arabaları	124
Yürüme Yardımcıları	126

SOLUNUM ÜRÜNLERİ

Oksijen Terapi	132
Vakum Terapi	136
Aerosol Terapi	138
ENT Ürünleri	139
CPAP Terapi	140
Teşhis Ürünleri	146



ENGELLİ ÜRÜNLERİ

Tekerlekli Sandalyeler	8
Tekerlekli Seyahat Sandalyeleri	20
Geniş/Konforlu Tekerlekli Sandalyeler	22
Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler	25
Scooterlar	36
Tekerlekli Yürüme Destekleri	42
Yürüteçler	52
Bastonlar & Koltuk Değnekleri	56



TEKERLEKLİ SANDALYELER



Kolay katlanır



Chrome Sport

Tekerlekli Sandalye

- Krom kaplama karbon çelik iskeletiyle hem havalı hem de
- Kabartmalı vinil döşemesi dayanıklı, hafif, alımlı ve kolay temizlenir
- Karma çarkları üzerine monte edilmiş üretilen lastikler dayanıklı ve bakımı kolay
- 8" ön tekerler, üç farklı pozisyonda ayarlanabilir
- Yastıklı kol destekleri ile ekstra konforlu
- Sırt desteğindeki cebiyle ekstra rahatlık sunar
- Sallanır ayak destekleri veya yüksekliği elle ayarlanabilir bacak destekleri
- Bas-kitle tekerlek kilitleri

Ürün	Chrome Sport Tekerlekli Sandalye
Ürün No	CS18FA-SF
Teknik Bilgiler	
En	66 cm (26")
Boy	107 cm (42")
Yükseklik	91 cm (36")
Koltuk Eni	46 cm (18")
Koltuk Derinliği	41 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	44,5 - 49,5 cm (17" - 19")
Katlı Halde Ölçüleri	32 cm (13")
Toplam Ağırlığı	18,1 kg (39.9 lb)
Maksimum yük	136 kg (300 lb)



Yatarlı



Chrome Sport Yatarlı

Tekerlekli Sandalye

- Hidrolik yatırma mekanizması ile 180° yatabilir
- Yatış pozisyonu için kol destek uzantıları
- Hafif, bakımı kolay, hafif alaşım spor tekerlekler
- Sertleştirilmiş desteği sayesinde sırt kısmının sallanması önlenir
- Ön ve arka kısımlarında bulunan yalıtımlı tekerlek rulmanları sayesinde uzun-süreli performans ve sağlamlık
- Arkaya devrilmeyi önleyici tekerleri standart olarak mevcuttur
- Yastıklı baş dayanağı standart olarak mevcuttur
- Bas-kitle tekerlek kilitleri

Ürün	Chrome Sport Yatarlı Tekerlekli Sandalye
Ürün No	CS20RBDDA
Teknik Bilgiler	
En	71 cm (28")
Boy	125 cm (49")
Yükseklik	130 cm (51")
Koltuk Eni	51 cm (20")
Koltuk Derinliği	43 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	46 / 51 cm (18" / 20")
Katlı Halde Ölçüleri	31 cm (12")
Toplam Ağırlığı	26,6 kg (58.6 lb)
Maksimum yük	159 kg (351 lb)

TEKERLEKLİ SANDALYELER



Hafif spor tekerlekler

Yükselebilir bacak desteği



Silver Sport

Tekerlekli Sandalye

- Gümüş damarlı çelik iskeletiyle hem havalı hem dayanıklı
- Sağlam çelik iskeletiyle güçlü ve dengeli, muhafaza/taşıma rahatlığı için kolay katlanır
- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Yastıklı kol destekleri sayesinde konforlu ve kolay silinir
- Naylon döşemesi dayanıklı, havalı ve hafiftir
- Plastik ayak desteklerinin yüksekliği, kullanıcı ihtiyaçlarına göre kolaylıkla ayarlanabilir, yana kaydırılabilir veya muhafaza ve taşıma kolaylığı için tamamen çıkartılabilir

- Eşlikçi veya kullanıcı erişimli arka teker park frenleri ile güvenlidir
- Hafif alaşım tekerler üzerine monte edilmiş sağlam lastiklerle dayanıklı ve bakımı kolaydır
- Güçlü, esnek ve hafif plastik el tekerli, 61cm (24") spor tekerlekler
- Arka basma borusu sayesinde eşlikçinin kaldırımlara kolaylıkla çıkmasını sağlar
- Sırt kısmında mevcut cebiyle ekstra rahatlık sunar

Ürün	Silver Sport
Ürün No	SSP118FA-SF
Teknik Bilgiler	
En	61 cm (24")
Boy	115 cm (45")
Yükseklik	92 cm (36")
Koltuk Eni	45 cm (18")
Koltuk Derinliği	40 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	48 cm (19")
Katlı Halde Ölçüleri	27 cm (11")
Toplam Ağırlığı	19,0 kg (41.9 lb)
Maksimum yük	115 kg (254 lb)

TEKERLEKLİ SANDALYELER

Hafif spor
tekerlekler

Kol destekleri

Kolay katlanır



Sentra EC Tekerlekli Sandalye

Hareketlilik deneyimlerinin mümkün olduğunca rahat geçmesini sağlayacak geniş tasarım

- Havalı ve dayanıklı bir görünüm ve bakım kolaylığı için karbon çelik, üç kat krom kaplama sağlam iskelet
- Çift akslı pozisyonuyla koltuk yüksekliği yarı düzeye geçebilir
- Çift kabartmalı vinil dokumasıyla konforlu bir destek sağlar; dayanıklı, hafif, havalı ve temizlemesi kolaydır
- Basit katlama mekanizması ile muhafazası ve taşınması kolay
- Ayak desteklerinin yüksekliği, kullanıcı ihtiyaçlarına göre kolaylıkla ayarlanabilir, yana kaydırılabilir veya muhafaza
- Yastıklı kol destekleri sayesinde ekstra konfor ve çalışma yüzeylerine engelsiz ulaşım sağlar
- Kol destekleri, muhafaza ve taşıma kolaylığı için çıkartılabilir
- Hafif alaşım tekerler üzerine monte edilmiş sağlam lastiklerle dayanıklı ve bakımı kolaydır
- 20.3 cm (8") ebatında sağlam ön tekerleri sayesinde dayanıklı ve bakımı kolay; yüksekliği 3 aşamada ayarlanabilir spor tekerlekler

Ürün	51 cm (20")	56 cm (22")	61 cm (24")	66 cm (26")	71 cm (28")	76 cm (30")
Koltuk Eni	51 cm (20")	56 cm (22")	61 cm (24")	66 cm (26")	71 cm (28")	76 cm (30")
Ürün No	STD20ECDDA-SF	STD22ECDDA-SF	STD24ECDDA-SF	STD26DFA-SF	STD28DFA-SF	STD30DFA-SF
Teknik Bilgiler						
Koltuk Eni	51 cm (20")	56 cm (22")	61 cm (24")	66 cm (26")	71 cm (28")	76 cm (30")
En	75 cm (30")	80 cm (31")	85 cm (33")	89 cm (35")	94 cm (37")	99 cm (39")
Boy	107 cm (42")	107 cm (42")	107 cm (42")	119 cm (47")	119 cm (47")	119 cm (47")
Yükseklik	91 cm (36")	91 cm (36")	91 cm (36")	97 cm (38")	97 cm (38")	97 cm (38")
Koltuk Yüksekliği	50 cm (20")	50 cm (20")	50 cm (20")	43 - 48 cm (17" - 19")	43 - 48 cm (17" - 19")	43 - 48 cm (17" - 19")
Koltuk Derinliği	41 cm (16")	46 cm (18")	46 cm (18")	50 cm (20")	50 cm (20")	50 cm (20")
Katlı Halde Ölçüleri	32 cm (13")	34 cm (13")	37 cm (15")	37 cm (15")	37 cm (15")	37 cm (15")
Toplam Ağırlığı	22,0 kg (48.5 lb)	26,0 kg (57.3 lb)	26,0 kg (57.3 lb)	40,0 kg (88.2 lb)	40,0 kg (88.2 lb)	40,0 kg (88.2 lb)
Maksimum yük	200 kg (441 lb)	200 kg (441 lb)	200 kg (441 lb)	318 kg (701 lb)	318 kg (701 lb)	318 kg (701 lb)

TEKERLEKLİ SANDALYELER



Kolay katlanır



Blue Streak Tekerlekli Sandalye

Tek akslı

- Mavi toz boya kaplı iskelet, siyah çapraz bağlantı
- Arkaya yatma özellikli, yastıklı kol desteği
- Kolay katlama mekanizmasıyla muhafazası ve taşınması rahat
- Yastıklı kol destekleri sayesinde ekstra konfor ve çalışma yüzeylerine engelsiz ulaşım sağlar
- Naylon döşemesi dayanıklı, havalı ve hafiftir
- Alaşım tekerlekler üzerine monte edilmiş sağlam lastik tekerleri ile dayanıklı ve bakımı kolaydır
- Bas-kitle tekerlek kilitleri
- Dana derisi kayış
- Sallanır ayak destekleri veya yükseltilebilir bacak destekleri

Ürün	
Ürün No	BLS18FBD-SF
Teknik Bilgiler	
En	61 cm (24")
Boy	107 cm (42")
Yükseklik	91 cm (36")
Koltuk Eni	46 cm (18")
Koltuk Derinliği	41 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	50 cm (20")
Katlı Halde Ölçüleri	32 cm (13")
Toplam Ağırlığı	18,7 kg (41.2 lb)
Maksimum yük	113 kg (249 lb)

TEKERLEKLİ SANDALYELER



Elle
ayarlayabilme

Yüksekliği
ayarlanabilir tutma
kolları

Üç farklı konumda
ayarlanabilir koltuk
yüksekliği



Rotec XL Standart Tekerlekli Sandalye

Zinde, aktif ve esnek yaşayın

- Kolay ve zahmetsiz kısa veya uzun kol desteği ayarı
- En konforlu kullanım için 51-56 cm arası üç farklı pozisyonda koltuk yüksekliği ayarı
- Kolay bacak uzunluğu ayarı (39 – 48 cm)
- Beş adımda 0 – 32 derece arasında ayarlanabilir ayak destekleri
- Tekerlek tabanını uzatma imkanı
- En uygun oturma pozisyonu için ayarlanabilir sırt yastığı
- 3 farklı Koltuk Eni: 51, 56 ve 61 cm

Ürün			
Koltuk Eni	51 cm (20")	56 cm (22")	61 cm (24")
Fren kampanasız	900100850	900100900	900100950
Fren kampanalı	900150850	900150900	900150950

Teknik Bilgiler			
Koltuk Eni	51 cm (20")	56 cm (22")	61 cm (24")
Toplam En	71 cm (28")	76 cm (30")	81 cm (32")
Toplam Boy			102 cm (40")
Toplam Yükseklik			96 cm (38")
Koltuk Yüksekliği		51 - 56 cm (20" - 22")	
Koltuk Derinliği			43 cm (17")
Katlı Halde Ölçüleri		102 x 30 x 96 cm (40" x 12" x 38")	
Toplam Ağırlığı	22,2 kg (48.9 lb)	23,0 kg (50.7 lb)	23,5 kg (51.8 lb)
Maksimum yük			190 kg (419 lb)



Ekstra güçlü ön
tekerlek çatalı

Güçlü çift çapraz
bağlantı

Opsiyonel disk
frenler



Sentra XXL Tekerlekli Sandalye

Zinde, aktif ve esnek yaşayın

- Sertleştirilmiş özel çelik iskelet
- Krom el tekeri ve bacak destekleri
- Çıkarılabilir ve toplanır bacak destekleri
- Katlanır topuk kayışlı alüminyum ayak destekleri
- PU tekeri, 200 x 50 mm
- Ekstra güçlü ön tekerlek çatalı
- Güçlendirilmiş 24" çeker tekerlekler
- Çıkarılabilir kol destekleri
- Bakımı kolay naylondan imal koltuk ve sırt yeri

Ürün		
Koltuk Eni	71 cm (28")	76 cm (30")
Disk frensiz	STD28DDA-SF	STD30DDA-SF
Disk frenli	STD28DDA-DB	STD30DDA-DB

Teknik Bilgiler		
Koltuk Eni	71 cm (28")	76 cm (30")
Toplam En	94 cm (37")	99 cm (39")
Toplam Boy	119 cm (47")	119 cm (47")
Toplam Yükseklik	99 cm (39")	99 cm (39")
Koltuk Yüksekliği	48 - 50 cm (19" - 20")	48 - 50 cm (19" - 20")
Koltuk Derinliği	50 cm (20")	50 cm (20")
Sırt Yüksekliği	46 cm (18")	46 cm (18")
Toplam Ağırlığı	46,0 kg (101.4 lb)	46,5 kg (102.5 lb)
Maksimum yük	320 kg (705 lb)	320 kg (705 lb)

Zinde, aktif ve
esnek yaşayın

İzin verilen tüm kişisel ve tekerlekli sandalye
tespit sistemi ile ilgili olarak kişilerin taşınmasına
ilişkin
**ISO 7176-19 uyarınca
Çarpma deneyi**



Ayarlanabilir kol
destekleri

Yüksekliği
ayarlanabilir tutma
yerleri

Üç pozisyonda
koltuk yüksekliği
ayar



Rotec Standart Tekerlekli Sandalye

Zinde, aktif ve esnek yaşayın

- Kolay ve zahmetsiz kısa veya uzun kol desteği ayarı
- Kolay bacak uzunluğu ayarı (39 – 48 cm)
- Beş adımda 0 – 32 derece arasında ayarlanabilir ayak destekleri
- Tekerlek tabanını uzatma imkanı
- En uygun oturma pozisyonu için ayarlanabilir sırt yastığı
- 8 farklı Koltuk Eni
- Standart iskelettteki opsiyonel ön tekerlekler ile 3 adımda 45 – 47.5 cm arasında ayarlanabilir koltuk yüksekliği

- Toz boya kaplı yüzeyler
- Çıkarılabilir ve toplanır bacak destekleri
- Katlanır topuk kayışlı alüminyum ayak destekleri
- 200 x 50 mm PU tekeri ve 24 x 1 3/8
- Ekstra güçlü ön tekerlek çatalı
- Güçlendirilmiş 24" çeker tekerlekler
- Tekerleği hızlı bir şekilde takmaya/sökmeye yönelik standart, hızlı mekanizma
- Opsiyonel fren kampanası

Ürün								
Koltuk Eni	38 cm (15")	41 cm (16")	43 cm (17")	45 cm (18")	48 cm (19")	50 cm (20")	52 cm (20")	54 cm (21")
Fren kampanasız	900100100	900100200	900100300	900100400	900100500	900100600	900100700	900100800
Fren kampanalı	900150100	900150200	900150300	900150400	900150500	900150600	900150700	900150800
Teknik Bilgiler								
Koltuk Eni	38 cm (15")	41 cm (16")	43 cm (17")	45 cm (18")	48 cm (19")	50 cm (20")	52 cm (20")	54 cm (21")
Toplam En	57 cm (22")	60 cm (24")	62 cm (24")	65 cm (26")	68 cm (27")	70 cm (28")	72 cm (28")	75 cm (30")
Toplam Boy								106 cm (42")
Ayak desteği toplam boy								81 cm (32")
Toplam Yükseklik								96 - 103 cm (38" - 41")
Koltuk Yüksekliği								51 - 56 cm (20" - 22")
Koltuk Derinliği								43 cm (17")
Katlı Halde Ölçüleri								28 cm (11")
Toplam Ağırlığı	20,2 kg (44.5 lb)	20,4 kg (45.0 lb)	20,5 kg (45.2 lb)	20,6 kg (45.4 lb)	20,7 kg (45.6 lb)	20,8 kg (45.9 lb)	20,9 kg (46.1 lb)	21,0 kg (46.3 lb)
Maksimum yük								125 kg (276 lb)

TEKERLEKLİ SANDALYELER

Zinde, aktif ve
esnek yaşayın

İzin verilen tüm kişisel ve tekerlekli sandalye
tespit sistemi ile ilgili olarak kişilerin taşınmasına
ilişkin
**ISO 7176-19 uyarınca
Çarpma deneyi**

Çıkarılabilir koltuk
örtüsü

Plastik çatal



Ecotec Standart Tekerlekli Sandalye

Zinde, aktif ve esnek yaşayın

- Paslanmaz çelik iskelet
- Döndürülebilir kol desteği
- Topuk kayışıyla katlanır ayak desteği
- 6 farklı pozisyonda yüksekliği ayarlanabilir bacak desteği
- Yastıklı sırt ve koltuk örtüsü
- İdeal ağırlıklı plastik çatal

- Yüksek kalite sentetik döşeme
- Eloksallı alüminyum el tekerleri
- 5 farklı Koltuk Eni: 39, 42, 45, 48 ve 51 cm
- Opsiyonel fren kampanası

Ürün					
Koltuk Eni	39 cm (15")	42 cm (17")	45 cm (18")	48 cm (19")	51 cm (20")
fren kampanasız (FKsız)	900250100	900250200	900250300	900250400	900250500
fren kampanalı (FKlı)	900200100	900200200	900200300	900200400	900200500
Teknik Bilgiler					
Koltuk Eni	39 cm (15")	42 cm (17")	45 cm (18")	48 cm (19")	51 cm (20")
Toplam En	59 cm (23")	62 cm (24")	65 cm (26")	68 cm (27")	71 cm (28")
Toplam Boy					104 cm (41")
Toplam Yükseklik					95 cm (37")
Koltuk Yüksekliği					47 (19") / 51 cm (20")
Koltuk Derinliği					42 cm (17")
Katlı Halde Ölçüleri (FKsız)					30 cm (12") / 30.5 cm (12")
Toplam Ağırlığı (FKsız)	15,8 kg (34,8 lb)	16,4 kg (36,2 lb)	17,5 kg (38,6 lb)	18,7 kg (41,2 lb)	19,8 kg (43,7 lb)
Toplam Ağırlığı (FKlı)	17,2 kg (37,9 lb)	17,8 kg (39,2 lb)	18,9 kg (41,7 lb)	20,0 kg (44,1 lb)	21,2 kg (46,7 lb)
Maksimum yük					130 kg (287 lb)

TEKERLEKLİ

Zinde, aktif ve
esnek yaşayın

İzin verilen tüm kişisel ve tekerlekli sandalye
tespit sistemi ile ilgili olarak kişilerin taşınmasına
ilişkin
**ISO 7176-19 uyarınca
Çarpma deneyi**

Kolay ayarlanabilir
kol desteğiAyarlanabilir koltuk
yüksekliği ve derinliğiAyarlanabilir sırt
desteği

Freetec Hafif Tekerlekli Sandalye

Aktif ve esnek yaşayın

- Kolay ve zahmetsiz kısa veya uzun kol desteği ayarı
- Ön çatal kamberi
- 5 farklı pozisyonda ayak desteği ayarı (39 – 48 cm)
- Beş adımda 0 – 32 derece arasında ayarlanabilir ayak destekleri
- Tekerlek tabanını uzatma imkanı
- 8 farklı Koltuk Eni
- Dört adımda 90 - 97.5 cm arasında ayarlanabilir tutma kolu yüksekliği
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir sırt yastığı

- Daha fazla stabilite için çelik levhayla güçlendirilmiş kol desteği
- Ekstra güvenlik için topuk kayışı
- Standart modelde maksimum konfor için 51-56 cm arası üç farklı koltuk yüksekliği pozisyonu
- Kolay bacak uzunluğu ayarı (39 – 48 cm)
- Tekerleği hızlı bir şekilde takmaya/sökmeye yönelik standart, hızlı mekanizma
- Opsiyonel fren kampanası

Ürün								
Koltuk Eni	38 cm (15")	41 cm (16")	43 cm (17")	45 cm (18")	48 cm (19")	50 cm (20")	52 cm (20")	54 cm (21")
fren kampanasız	900500100	900500200	900500300	900500400	900500500	900500600	900500700	900500800
fren kampanalı	900550100	900550200	900550300	900550400	900550500	900550600	900550700	900550800
Teknik Bilgiler								
Koltuk Eni	38 cm (15")	41 cm (16")	43 cm (17")	45 cm (18")	48 cm (19")	50 cm (20")	52 cm (20")	54 cm (21")
Toplam En	56 cm (22")	59 cm (23")	61 cm (24")	63 cm (25")	66 cm (26")	68 cm (27")	70 cm (28")	73 cm (29")
Toplam Boy								103 cm (41")
Toplam Boy (ayak desteksiz)								80 cm (31")
Toplam Yükseklik								93 - 112 cm (37" - 44")
Koltuk Yüksekliği								45 - 50 cm (18" - 20")
Koltuk Derinliği								43 - 50 cm (17" - 20")
Katlı Halde Ölçüleri								28 cm (11")
Toplam Ağırlığı	16,0 kg (35,3 lb)	16,3 kg (35,9 lb)	16,4 kg (36,2 lb)	16,5 kg (36,4 lb)	16,6 kg (36,6 lb)	16,8 kg (37,0 lb)	17,0 kg (37,5 lb)	17,2 kg (37,9 lb)
Maksimum yük								125 kg (276 lb)

TEKERLEKLİ SANDALYELER

Zinde, aktif ve
esnek yaşayın

İzin verilen tüm kişisel ve tekerlekli sandalye
tespit sistemi ile ilgili olarak kişilerin taşınmasına
ilişkin
ISO 7176-19 uyarınca
Çarpma deneyi



Litec Hafif Tekerlekli Sandalye

Aktif ve esnek yaşayın

- Çok hafif ve manevra kabiliyeti yüksek tekerlekli sandalye
- Döndürülebilir kol desteği
- Topuk kayışıyla katlanır ayak desteği
- 6 farklı konumda ayarlanabilir ayak desteği
- Yastıklı sırt ve koltuk örtüsü
- Daha fazla stabilite için güçlendirilmiş alüminyum iskelet
- 3 farklı yükseklik ayarına sahip ideal ağırlıklı plastik çatal
- Eloksallı alüminyum el tekerleri

- Standart, hızlı takılıp çıkarılan tekerlekler
- 5 farklı Koltuk Eni: 39, 42, 45, 48 ve 51 cm
- Standart iskelettaki opsiyonel ön tekerlekler ile 3 adımda 45 – 51 cm arasında ayarlanabilir koltuk yüksekliği
- Tekerleği hızlı bir şekilde takmaya/sökmeye yönelik standart, hızlı mekanizma
- Opsiyonel fren kampanası
- Tekerlek tabanını uzatma imkanı

Ürün					
Koltuk Eni	39 cm (15")	42 cm (17")	45 cm (18")	48 cm (19")	51 cm (20")
fren kampanasız	900750100	900750200	900750300	900750400	900750500
fren kampanalı	900700100	900700200	900700300	900700400	900700500
Teknik Bilgiler					
Koltuk Eni Toplam En	39 cm (15") 58,5 cm (23")	42 cm (17") 61,5 cm (24")	45 cm (18") 64,5 cm (25")	48 cm (19") 67,5 cm (26")	51 cm (20") 70,5 cm (28")
Toplam Boy					114 cm (45")
Toplam Yükseklik					92 cm (36")
Koltuk Yüksekliği					46 - 51 cm (18" - 19")
Koltuk Derinliği					43 cm (17")
Katlı Halde Ölçüleri (FKsı/FKİ)					31 cm (12") / 33,5 cm (13")
Toplam Ağırlığı FKsı/FKİ	13,4 kg (29,5 lb) 15,9 kg (35,1 lb)	13,6 kg (30,0 lb) 16,1 kg (35,5 lb)	13,8 kg (30,4 lb) 16,3 kg (35,9 lb)	14,0 kg (30,9 lb) 16,5 kg (36,4 lb)	14,2 kg (31,3 lb) 16,8 kg (37,0 lb)
Toplam Ağırlığı					
Maksimum yük					125 kg (276 lb)

TEKERLEKLİ SANDALYELER



Çarpma deneyinden
geçmiştir



XS2 Alüminyum Tekerlekli Sandalye

3 farklı koltuk eni ayarı

- Sağlam, gümüş alüminyum iskeletiyle dayanıklı ve taşıması hafiftir
- Kolay katlama mekanizması, yarı katlanır sırt desteği, çıkartılabilir kol destekleri, kolay takılır-çıkarılır ayak destekleri ve kendinden tahrikli (self propel)arka tekerlekleriyle muhafazası ve taşıması kolay
- Yastıklı kol destekleri sayesinde ekstra konfor ve çalışma yüzeylerine engelsiz ulaşım sağlar
- Sandalye binme –inme işlemini kolaylaştırmak üzere içeri-dışarı sallanan ayak destekleri ve yana geçişi kolaylaştıran, yukarı kalkabilen kol destekleri
- Standart koltuk yastığı, gerginlik ayarlı sırt desteği ve kol desteklerinde boy ayarı için itme butonu sayesinde istenen konforu elde etme imkanı

- Hem kendinden tahrikli hem de transit modellerde kullanıcıya ekstra stabilite sağlayan tek dokunuşlu kucak kayışı
- Arka tekerleklerdeki uzun pasolu frenleriyle hem eşlikçi hem de kullanıcı için kullanım kolaylığı ve güvenlik; ayrıca transit modelde, hareket anında hızı düşürmeye yönelik 'anında erişimli' fren telleri
- Devrilmeyi önleyici tekerleklerle sahip arka basamak borularıyla hem eşlikçi hem de bağımsız kullanıcı için kaldırırma çıkma kolaylığı
- Sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde dış görüşü arttırmak üzere reflektörler
- Sağlam Poliüretan (PU) lastiklerle dayanıklı ve bakımı kolay

Ürün	XS2 Alüminyum Tekerlekli Sandalye Self Propel				XS2 Alüminyum Tekerlekli Sandalye Transit			
	XS2SP16SİL				XS2TS16SİL			
	XS2SP18SİL				XS2TS18SİL			
	XS2SP20SİL				XS2TS20SİL			
Teknik Bilgiler	Açık halde eni	Kapalı halde eni	Boy	Yükseklik	Koltuk Eni	Koltuk Boyu	Koltuk Yüksekliği	Ağırlık
	59 cm (23")	26 cm (10")	103 cm (40,5")	93 cm (37")	40 cm (16")	43 cm (17")	52 cm (21")	17 kg (37lb)
	59 cm (23")	26 cm (10")	92 cm (36")	93 cm (37")	40 cm (16")	43 cm (17")	52 cm (21")	15 kg (32lb)
	63 cm (25")	26 cm (10")	103 cm (40,5")	93 cm (37")	45 cm (18")	43 cm (17")	52 cm (21")	17 kg (37lb)
	63 cm (25")	26 cm (10")	92 cm (36")	93 cm (37")	45 cm (18")	43 cm (17")	52 cm (21")	15 kg (32lb)
	68 cm (27")	26 cm (10")	103 cm (40,5")	93 cm (37")	50 cm (20")	43 cm (17")	52 cm (21")	17 kg (37lb)
	68 cm (27")	26 cm (10")	92 cm (36")	93 cm (37")	50 cm (20")	43 cm (17")	52 cm (21")	15 kg (32lb)

TEKERLEKLİ SANDALYELER



Çıkartılabilir kol desteği

Yüksekliği ayarlanabilir kol desteği

Katlanır çıkartılır bacak desteği

39 - 45 cm arası koltuk eni

48 - 54 cm arası koltuk eni



Pluriel Standart Tekerlekli Sandalye

İhtiyaçlarınıza göre kolayca ayarlanabilen tekerlekli sandalye

- Ultra hafif krom-çelik alaşım ve alüminyum borular
- Dayanıklı dikişli çapraz bağlantılı kaynak yapısı
- Çift çapraz bağlantılar ve 51 – 54 cm için güçlendirilmiş koltuk döşemesi
- Arka tekerlekler için geriye çevrilme özellikli çoklu-pozisyonlu levha

- Köpük dolgu lu naylon döşeme – İçeri/dışarı katlanır, çıkartılabilir bacak destekleri
- Yüksekliği ayarlanabilir kol destekleri
- Hasta transfer kolaylığı için çıkartılabilir kol desteği
- Kolay sökülür-takılır 24" çeker tekerlekler

Ürün	Pluriel					
Ürün No	M12702000					
Teknik Bilgiler						
Koltuk Eni	39 cm (15")	42 cm (17")	45 cm (18")	48 cm (19")	51 cm (20")	54 cm (21")
Toplam En	59 cm (23")	62 cm (24")	65 cm (26")	68 cm (27")	71 cm (28")	74 cm (29")
Toplam Boy	112,5 / 115,5 cm (44" / 45")			115,5 / 118,8 cm (45" / 47")		
Toplam	91 - 100 cm (36" - 39")			91 - 100 cm (36" - 39")		
Yükseklik	40 - 43 cm (16" - 17")			43 - 46 cm (17" - 18")		
Koltuk	47,5 / 50 cm (19" / 20")			47,5 / 50 cm (19" / 20")		
Derinliği	32 cm (13")			32 cm (13")		
Koltuk	15,7 kg (35 lb)'den itibaren (modele bağlı)			15,7 kg (35 lb)'den itibaren (modele bağlı)		
Yüksekliği	100 kg (220 lb)	100 kg (220 lb)	100 kg (220 lb)	100 kg (220 lb)	130 kg (287 lb)	130 kg (287 lb)



12,5" Transit tekerlekler

Geriye yarım katlanır

Koltuk tipi kol destekleri



Ultra Hafif Tekerlekli Sandalye

24" kendinden tahrikli ve 12,5" transit tekerlekler

- Ultra hafif alüminyum iskeleti güçlü ve sağlam olmasının yanı sıra, taşıma kolaylığı için hafif ve muhafaza kolaylığı için katlanır özellikli
- Yarı katlanır sırt desteği, kolay sökülür-takılır ayak desteği ve arka tekerlekleri (yalnız (Self Propel)kendinden tahrikli modelde) ile muhafazası ve taşınması ekstra kolay
- İki farklı gri tonda döşemesi ve Gümüş iskeletiyle konforlu, havalı ve temizlemesi kolay
- Yumuşak kumaştan yan panelleri ile ekstra konforlu
- Arka cep bölmesi
- Koltuk tipi kol destekleriyle çalışma yüzeylerine rahat erişim

Ürün	Self Propel	Transit
Ürün No	LAWC007A	L AWC00 8A
Teknik Bilgiler		
En	62 cm (25")	61 cm (24")
Boy	107 cm (42")	95 cm (37")
Yükseklik	93 cm (37")	97 cm (38")
Koltuk Eni	42 cm (17")	42 cm (17")
Koltuk Derinliği	39 cm (15")	39 cm (15")
Koltuk Yüksekliği	52 cm (20")	52 cm (20")
Katlı Halde Ölçüleri	32 cm (13")	28 cm (11")
Toplam Ağırlığı	13,0 kg (28.7 lb)	12,0 kg (26.5 lb)
Maksimum yük	115 kg (254 lb)	115 kg (254 lb)

TEKERLEKLİ SANDALYELER



Yukarı katlanır sırt desteği

Toplanır bacak destekleri

İtme kolayla kolay yükseklik ayarı



D-Lite Tekerlekli Sandalye

24" kendinden tahrikli ve 12,5" transit tekerlekler

- Hafif alüminyum iskelet
- Aşağı katlanır sırt mekanizması
- 2 farklı tekerlek ölçüsü: 12,5" - 24"
- Yüksekliği ayarlanabilir kol destekleri
- Toplanır ve çıkartılır bacak desteği

Ürün	D-Lite 12,5"	D-Lite 24"
Ürün No	900800100 / 900800200	900800300 / 900800400
Teknik Bilgiler		
En	61 cm (24") / 66 cm (26")	67 cm (26") / 72 cm (28")
Boy	89 cm (35")	101 cm (40")
Yükseklik	92,5 - 98 cm (36" - 39")	93 - 98,5 cm (37" - 39")
Koltuk Eni	45 cm (18") / 50 cm (20")	45 cm (18") / 50 cm (20")
Koltuk Derinliği	39,5 cm (15")	39,5 cm (15")
Koltuk Yüksekliği	49 cm (19")	49 cm (19")
Katlı Halde Ölçüleri	28 cm (11")	32 cm (13")
Toplam Ağırlığı	13,2 kg (29.1 lb)	14,4 kg (31.7 lb)
Maksimum yük	125 kg (276 lb)	125 kg (276 lb)

TEKERLEKLİ SEYAHAT SANDALYELERİ



Pratik taşıma çantası Tekerlekli taşıma çantası Kolay katlanır



Travelite Seyahat Tipi Sandalye

İdeal yol arkadaşınız

- İster araba, ister uçak ya da trende ideal seyahat arkadaşınız
- Dengeli, konforlu ve her kapıdan sığar
- Kullanıma hazır, sizle her yere gelmeye uygun
- Yumuşak koltuk ve sırt kısmıyla konforlu
- Standart el taşıma çantasıyla alan tasarrufu
- Yalnız 9.3 kg toplam ağırlığıyla taşınması rahat
- Birkaç adımda kolay katlanır
- Maksimum hareketlilik imkanı
- Teknik özellikleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

Ürün	Travelite
Ürün No	TC005
Teknik Bilgiler	
En	57 cm (22")
Boy	84 cm (33")
Yükseklik	95 cm (37")
Koltuk Eni	45 cm (18")
Koltuk Derinliği	45 cm (18")
Koltuk Yüksekliği	48 cm (19")
Katlı Halde Ölçüleri	29 cm (11")
Toplam Ağırlığı	9,3 kg (20.5 lb)
Maksimum yük	115 kg (254 lb)



Kucak kayışı Yarı katlanır sırt Kolay katlanır



Alüminyum Seyahat Tipi Sandalye

Hafif alüminyum iskelet

- Kolay taşınır, hafif, alüminyum iskelet
- Yarı katlanır sırtıyla taşınması ve muhafazası kolay
- Katlı halde kapladığı alanı azaltmaya yönelik uzun itme kolları
- Ekstra güvenlik için park frenleri
- Sandalye binme-inme işlemini destekleyen hızlı takılır-sökülür ayak destekleri
- Sabit 20cm (8") delinmez lastikleri dayanıklı ve bakımı kolay
- Naylon koltuk döşemesi dayanıklı ve temizlemesi kolay
- Ekstra güvenlik için tek dokunuşlu kucak kayışı

Ürün	Aluminium Travel Chair
Ürün No	ATC19-BK
Teknik Bilgiler	
En	56 cm (22")
Boy	84 cm (33")
Yükseklik	99 cm (39")
Koltuk Eni	48 cm (19")
Koltuk Derinliği	41 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	48 cm (19")
Katlı Halde Ölçüleri	23 cm (9")
Toplam Ağırlığı	9,0 kg (19.8 lb)
Maksimum yük	115 kg (254 lb)

TEKERLEKLİ SEYAHAT SANDALYELERİ



Yukarı katlanır sırt Toplanır bacak desteği Katlanır



Expedition Plus Seyahat Tipi Sandalye

İdeal yol veya ev arkadaşınız

- Kolay manevra imkanı için hafif ve mavi renkli havalı alüminyum iskelet
- Eklem dostu fren telleriyle eşlikçinin kolaylıkla hız azaltmasını veya park amaçlı fren kitlenmesini sağlar
- Yarı katlanır sırtı ile muhafazası ve taşınması kolay
- Döşemeli kol yastıklı tam boy koltuk destekleriyle daha konforlu ve temizlemesi kolay
- Naylon 48cm (19") koltuğu ve sırtıyla konforlu ve temizlemesi kolay

Ürün	Expedition Plus
Ürün No	EXP002BL
Teknik Bilgiler	
En	56 cm (22")
Boy	93 cm (37")
Yükseklik	96 cm (38")
Koltuk Eni	42 cm (17")
Koltuk Derinliği	42 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	49 cm (19")
Katlı Halde Ölçüleri	25 cm (10")
Toplam Ağırlığı	12,0 kg (26.5 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



12,5" Transit tekerlekler Hafif spor tekerlekler



S1 Tekerlekli Sandalye

24" kendinden tahrikli ve 12,5" transit tekerlekler

- Drive Medical tekerlekli sandalye ürünleri dünyasına ucuz maliyetli ve hafif bir giriş
- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Güçlü çelik iskeleti ile sağlam ve dengeli, kolay katlama özelliği sayesinde muhafazası/taşınması rahat
- Vinil döşeme yastıklı kol destekleriyle konforlu ve temizlemesi kolay
- Plastik ayak desteklerinin yüksekliği, kullanıcı ihtiyaçlarına göre kolaylıkla ayarlanabilir, yerinden kaydırılarak geçiş kolaylığı sağlar veya muhafaza/taşıma kolaylığı için tamamen çıkartılabilir
- Arka tekerleklerindeki eşlikçi veya kullanıcı erişimli park frenleriyle güvenli

Ürün	Self Propel	Transit
Ürün No	CS1142SPMAG	CS1142 T
Teknik Bilgiler		
En	61 cm (24")	60 cm (24")
Boy	106 cm (42")	88 cm (35")
Yükseklik	90 cm (35")	91 cm (36")
Koltuk Eni	45 cm (18")	45 cm (18")
Koltuk Derinliği	40 cm (16")	40 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	50 cm (20")	49 cm (19")
Katlı Halde Ölçüleri	26 cm (10")	26 cm (10")
Toplam Ağırlığı	18,0 kg (39.7 lb)	15,0 kg (33.1 lb)
Maksimum yük	115 kg (254 lb)	115 kg (254 lb)

GENİŞ SANDALYELER



SOFFA Princeps Geniş Tip Sandalye

Her türlü kullanıcı ihtiyaçlarına uygun 3 farklı versiyon

B Tipi

- Yan kollardan birinde, tam istenen seviyede yer alan tetiği sayesinde kullanıcıya istediği eğimi sağlar
- Tetiğin, itme kolunda konumlandırılması halinde başka bir kişi tarafından da koltuğa eğim verme imkanı (opsiyonel)

C Tipi

- 2 butonlu uzaktan kumandası sayesinde, kullanıcıya dilediği koltuk eğimini ayarlama imkanı veren elektrikli koltuk eğim ayarı

D Tipi

(elektrikli eğim ayarı)

- Kaldırma destekli. Hastayı bir sandalyeye oturtmak ve sandalyeden kaldırmak, hem hasta hem de yakınları veya bakıcıları için genellikle sorun teşkil ettiğinden, "kaldırma eğimi" ekstra güvenlik ve konfor sağlar.

Ürün	B Tipi	C Tipi	D Tipi
Ürün No	M10805600	M10806000	M10805800
Teknik Bilgiler	B Tipi	C Tipi	D Tipi
Toplam En	67 cm (26,5") - 79 cm (31") arası	65 cm (26") - 75 cm (29,5") arası	65 cm (26") - 75 cm (29,5")
Toplam Boy	72 cm (28")	72 cm (28")	72 cm (28")
Toplam Yükseklik	129 cm (51") - 137 cm (54") arası	133 cm (52,4") - 137 cm (54") arası	129 cm (51") - 137 cm (54")
Koltuk Eni	39 cm (15") - 51 cm (20") arası	39 cm (15") - 51 cm (20") arası	39 cm (15") - 51 cm (20")
Koltuk Derinliği	41 cm (16") - 47 cm (18,5") arası	41 cm (16") - 47 cm (19") arası	44 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	45 cm (18") - 57 cm (23") arası	49 cm (19,3") - 53 cm (21") arası	48 cm (18,8") - 56 cm (22")
Toplam Ağırlığı	23 kg (51 lb)'den itibaren	23 kg (51 lb)'den itibaren	23 kg (51 lb)'den itibaren
Maksimum yük	120 kg (256lb)	120 kg (256lb)	120 kg (256lb)

GENİŞ SANDALYELER



Kaldırma destekli koltuk

İtme kolu



İNTEGRA Geniş Tip Sandalye

Küçük mekanlar da dahil olmak üzere iç mekanlar için

Integra, her türlü kullanıcı ihtiyaçlarına uygun 3 farklı versiyona sahiptir.

Integra M

- Kilitleme silindiriyle mekanik eğim

Integra M.T.

- Kilitleme silindiri ve entegre elektrikli koltuğu ile mekanik eğim

Integra E.T.

- Uzaktan kumandalı elektrikli eğim ve entegre elektrikli koltuk

Ürün	M Tipi	MT Tipi	ET Tipi
Ürün No	M10806500	M10806600	M10806700
Teknik Bilgiler			
Toplam En	68 cm (26,8") - 72 cm (28") arası		
Toplam Boy	78 cm (31")		
Toplam Yükseklik	129 cm (51") - 137 cm (54") arası		
Koltuk Eni	39 cm (15") - 51 cm (20") arası		
Koltuk Derinliği	41-47 cm	44 cm (17")	44 cm (17")
Koltuk Yüksekliği		Modele bağlı	
Toplam Ağırlığı		29 kg (64 lb)'den itibaren	
Maksimum yük		120 kg (256lb)	



İtme kolu

Merkezi fren



SELECTIS Geniş Tip Sandalye

Dış mekan veya uzun süreli seyahatler için

Selectis, her türlü kullanıcı ihtiyaçlarına uygun 3 farklı versiyona sahiptir.

Selectis M

- Kilitleme silindiriyle mekanik eğim

Selectis M.T.

- Kilitleme silindiri ve entegre elektrikli koltuğu ile mekanik eğim

Selectis E.T.

- Uzaktan kumandalı elektrikli eğim ve entegre elektrikli koltuk

Ürün	M Tipi	MT Tipi	ET Tipi
Ürün No	M10807500	M10807600	M10807700
Teknik Bilgiler			
Toplam En	70 cm (27,5") - 72 cm (28") arası		
Toplam Boy	88 cm (34,5")		
Toplam Yükseklik	129 cm (51") - 137 cm (54") arası		
Koltuk Eni	39 cm (15") - 51 cm (20") arası		
Koltuk Derinliği	41-47 cm	44 cm (17")	44 cm (17")
Koltuk Yüksekliği		Modele bağlı	
Toplam Ağırlığı		29 kg (64 lb)'den itibaren	
Maksimum yük		120 kg (256lb)	

KONFORLU TEKERLEKLİ SANDALYELER



Ayarlanabilir kol destekleri
Yüksekliği ayarlanabilir tutma kolları



IDSoft Konforlu Tekerlekli Sandalyeleri

Farklı sorunlara uygun doğru ve konforlu pozisyon çözümleri

- İskelet tasarımı sayesinde, sırt veya koltuk açıları ne olursa olsun sabit durabilen tekerlekli sandalye
- 3 farklı iskelet ölçüsü: 39, 44 ve 49, her biri 5 cm ayarlanabilir koltuk eni (39 - 54 cm arası)
- Ayarlanabilir baldır yastıklı bacak desteği (En, yükseklik, derinlik). Kolay toplanır
- Yüksekliği ayarlanabilir sırt desteği (9 cm) ve iki farklı yastık yüksekliği seçeneği
- Çok-pozisyonlu kulak yastıklı baş desteği
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir, çıkartılabilir koltuk desteği.
- derinliğine göre ayarlanabilen iskelet boyu
- Koltuk derinliğine göre ayarlanabilir bacak desteği arası genişliği

Ürün					Evolution
Ürün No					M10560100
Teknik Bilgiler					
Koltuk Eni	39 cm (15")		44 cm (17")		49 cm (19")
Toplam En	59 cm (23")		64 cm (25")		69 cm (27")
Toplam Boy	108 cm (43")		108 cm (43")		108 cm (43")
Toplam Boy – ayak desteksiz	82 cm (32")		82 cm (32")		82 cm (32")
Yükseklik	102 cm (40")		102 cm (40")		102 cm (40")
Koltuk Yüksekliği	45 (18") / 47.5 (19") / 50 cm (20")		45 (18") / 47.5 (19") / 50 cm (20")		45 (18") / 47.5 (19") / 50 cm (20")
Koltuk Derinliği	44 - 49 cm (17")		44 - 49 cm (17")		44 - 49 cm (17")
Toplam Ağırlığı	34,2 kg (75.4 lb)		34,2 kg (75.4 lb)		34,2 kg (75.4 lb)
Maksimum yük	140 kg (309 lb)		140 kg (309 lb)		140 kg (309 lb)

ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYELER



Takması çıkarması kolay
Teslimat kapsamındaki malzemeler



Powerstroll S Drive

İtme Destekli Tekerlekli Sandalye

- 4mph hız limitli
- Yeni it-ve- kaydır batarya sökme mekanizması
- Benzersiz tek-tıkla takma aygıtı
- Çevirmeli hız değiştirme el kumandası
- Batarya tam doluyken 10 mile (16 km)e kadar seyahat uzunluğu
- Powerstroll saniyeler içinde takılıp çıkartılabilir
- P G Drives S-Drive'in mükemmel kumandası, tamamen programlanabilir ve kapsamlı bir hata yönetim sistemi sunar

Ürün	Powerstroll S Drive With Reverse	
Ürün No	PWCPP009	
Teknik Bilgiler		
Toplam En		
Toplam Boy		
Hız	6 km/h	
Aralık	16 km	
Batarya kapasitesi x 2	12,0 Ah	
Motor kapasitesi	150 W	
Tırmanma kabiliyeti	8 %	
Toplam Ağırlığı	19,0 kg (41.9 lb)	
Maksimum yük	135 kg (298 lb)	



Sırt cep bölmesi



Cirrus Plus EC

Arka-Tekerlek Tahrikli Katlamalı Elektrikli Tekerlekli Sandalye

- Taşıma kolaylığı için katlanır, hafif
- Havalı, çelik çapraz bağlantılı iskelet
- Yastıklı, ayarlanabilir ve çıkartılabilir kol destekleri
- Boyu ayarlanabilir kumanda yuvası
- Gerginliği ayarlanabilir sırt döşemesi
- Topuk kayışlı sallanır ayak destekleri
- Konumlandırma kayışı
- Cep bölmeli sırt desteği ve yumuşak koltuk
- Programlanabilir kumanda
- Patlamaz, izsiz lastikler

Ürün	Cirrus Plus EC
Ürün No	CPN18FBA
Teknik Bilgiler	
Toplam En	66 cm (26")
Toplam Boy	108 cm (43")
Hız	8 km/h
Aralık	24 km
Batarya kapasitesi x 2	12V 36Ah (U1)
Motor kapasitesi	320 W
Tırmanma kabiliyeti	6 %
Toplam Ağırlığı	66,0 kg (145.5 lb)
Maksimum yük	136 kg (300 lb)

ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYELER



Ayak desteği Kaldırım tırmanma 41-51 cm arası koltuk eni 56 cm koltuk eni



Enerji Elektrikli Tekerlekli Sandalye

- 4mph* maksimum hız limiti
- Batarya tam doluyken 15 mile kadar seyahat aralığı*
- 41cm (16"), 46cm (18"), 51cm (20") ve 56cm (22") olmak üzere üç farklı koltuk eni
- İç mekan kullanımı ve sınırlı (alışveriş merkezleri gibi) dış mekan kullanımına yönelik
- İdeal manevra kabiliyeti için arka tekerlek tahrik sistemi
- Yüksekliği ve eni ayarlanabilir ve çıkartılabilir kol destekleri ve çıkartılabilir PU kol destekleriyle kullanıcı için son derece konforlu
- Ekstra manevra kabiliyeti ve ekstra destek için çift çapraz bağlantılı
- Muhafaza ve taşıma kolaylığı için yarı katlanır ve çıkartılabilir sırt desteği
- Gerginliği ve yüksekliği ayarlanabilir sırt desteği ve boyu ayarlanabilir kol desteği ile kullanıcı ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir
- Debriyaj özelliğiyle, istenilen yere istenilen zamanda serbestçe dolaştırma imkanı
- Kullanım koşullarına bağlı

Ürün	41 cm (16")	46 cm (18")	51 cm (20")	56 cm (22")
Enerji	PCA16	PCA18	PCA20	PCA22
Kaldırım Tırmanıcı	PCKC004	PCKC005	PCKC006	PCKC007
Teknik Bilgiler				
En	61 cm (24")	66 cm (26")	71 cm (28")	76 cm (30")
Boy	118 cm (46")	118 cm (46")	118 cm (46")	118 cm (46")
Yükseklik	94 cm (37")	94 cm (37")	94 cm (37")	94 cm (37")
Koltuk Eni	41 cm (16")	46 cm (18")	51 cm (20")	56 cm (22")
Koltuk Derinliği	40 cm (16")	40 cm (16")	40 cm (16")	40 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	53 cm (21")	53 cm (21")	53 cm (21")	53 cm (21")
Toplam Ağırlığı	56 kg (123 lb)	56 kg (123 lb)	56 kg (123 lb)	56 kg (123 lb)
Maksimum yük	135 kg (297 lb)	135 kg (297 lb)	135 kg (297 lb)	180 kg (396 lb)

ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYELER



Batarya tepsisi Eşlikçi kumandası



Enerji+ Elektrikli Tekerlekli Sandalye

- 4mph* hız limiti
- Batarya tam doluyken 15 mile kadar seyahat aralığı*
- 46cm (18") Koltuk Eni
- Elektrik mavisi renginde oval boru stili
- İç mekan kullanımı ve sınırlı (alışveriş merkezleri gibi) dış mekan kullanımına yönelik
- İdeal manevra kabiliyeti için arka tekerlek tahrik sistemi
- Yüksekliği ve eni ayarlanabilir ve çıkartılabilir kol destekleri ve çıkartılabilir PU kol destekleriyle kullanıcı için son derece konforlu
- Ekstra manevra kabiliyeti ve ekstra destek için çift çapraz bağlantılı
- Muhafaza ve taşıma kolaylığı için yarı katlanır ve çıkartılabilir sırt desteği
- Gerginliği ve yüksekliği ayarlanabilir sırt desteği ve boyu ayarlanabilir kol
- Kullanım koşullarına bağlı

Ürün	Enerji+
Ürün No	PCP18
Teknik Bilgiler	
En	66 cm (26")
Boy	114 cm (45")
Yükseklik	96 cm (38")
Koltuk Eni	46 cm (18")
Koltuk Derinliği	40 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	47 cm (19")
Toplam Ağırlığı	60,0 kg (132.3 lb)
Maksimum yük	135 kg (297 lb)

ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYELER



Sunfire General

Konforlu & geniş koltuk

- Maksimum 4mph* hız limiti
- Batarya tam doluyken 20 mile kadar seyahat aralığı*
- 46cm (18") Koltuk Eni
- İdeal manevra kabiliyeti için büyük arka tekerlek
- Yüksekliği ayarlanabilir, geniş, yatar koltuğuyla konforlu
- Yenilikçi, tek dokunuşla yüksekliği ayarlanabilir kol desteği
- Ön direk eklemiyle yokuşlu ve pürüzlü düzeylerde rahat kullanım
- Döner koltuğuyla sandalye binme ve inme işleminde kolaylık

- Yüksekliği ayarlanabilir ve çıkartılabilir baş desteği ile kullanıcı ihtiyaçlarıyla uyumlu
- Yukarı kaldırılabilir kol destekleriyle masa, sıra ve benzeri mekanlara erişim ve geçiş kolaylığı
- Maksimum esneklik için iç ve dış mekan kullanımına yönelik
- Kullanıcı tercihine bağlı olarak eni, yüksekliği ve açısı ayarlanabilir PU kol destekleri
- Kullanım koşullarına bağlı

Ürün	Sunfire General
Ürün No	PCMM512
Teknik Bilgiler	
En	64 cm (25")
Boy	103 cm (41")
Yükseklik	112 cm (44")
Koltuk Eni	51 cm (20")
Koltuk Derinliği	43 cm (17")
Sırt Yüksekliği (baş desteği hariç)	50 cm (20")
Toplam Ağırlığı	100,0 kg (220.5 lb)
Maksimum yük	180 kg (397 lb)

ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYELER



Sunfire Plus GT

İnce ve sağlam tasarım

- Maksimum 4mph* hız limiti
- Batarya tam doluyken 20 mile kadar seyahat aralığı*
- 46cm (18") Koltuk Eni
- İdeal manevra kabiliyeti için orta büyüklükte arka tekerlek
- Yastıklı yatar koltuğuyla konforlu
- Ön direk eklemiyle yokuşlu ve pürüzlü düzeylerde rahat kullanım
- Döner koltuğuyla sandalye binme ve inme işleminde kolaylık
- Yüksekliği ayarlanabilir ve çıkartılabilir baş desteği ile kullanıcı ihtiyaçlarıyla uyumlu

- Yukarı kaldırılabilir kol destekleriyle masa, sıra ve benzeri mekanlara erişim ve geçiş kolaylığı
- Maksimum esneklik için iç ve dış mekan kullanımına yönelik
- Kullanıcı tercihine bağlı olarak eni, yüksekliği ve açısı ayarlanabilir PU kol destekleri
- Debriyaj özelliğiyle, istenilen yere istenilen zamanda serbestçe dolaştırma imkanı
- Kullanım koşullarına bağlı

Ürün	Sunfire Plus GT
Ürün No	PCMM07
Teknik Bilgiler	
En	66 cm (26")
Boy	104 cm (41")
Yükseklik	114 cm (45")
Koltuk Eni	46 cm (18")
Koltuk Derinliği	42 cm (17")
Sırt Yüksekliği (baş desteği hariç)	43 cm (17")
Toplam Ağırlığı	96 kg (211.6 lb)
Maksimum yük	136 kg (300 lb)

ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYELER



Kolay sökölme özelliğiyle muhafazası ve taşınması rahat



Geo Micro Elektrikli Tekerlekli Sandalye

Kompakt tasarım & sökmesi kolay

- Maksimum 3.5mph* hız limiti
- Batarya tam doluyken 6 mile kadar seyahat aralığı*
- 46cm (18") Koltuk Eni
- İç mekan kullanımı ve sınırlı (alışveriş merkezleri gibi) dış mekan kullanımına yönelik
- Kompakt tasarımı ve yüksek manevra kabiliyeti ile dar ve yoğun alanlarda kullanıma uygun
- Kolay sökölme özelliğiyle muhafazası ve taşınması kolay
- İdeal manevra kabiliyeti için arka tekerlek tahrik sistemi
- Ön direk eklemiyle yokuşlu ve pürüzlü düzeylerde rahat kullanım

- Kullanıcı tercihinine bağlı olarak eni, yüksekliği ve açısı ayarlanabilir PU kol destekleri
- Kullanıcının bacak boyuna göre yüksekliği ayarlanabilir koltuk ve ayak levhası
- Çıkarılabilir PU kol yastıklı, yüksekliği ve eni ayarlanabilir, takılıp çıkarılabilir kol destekleri
- Tek vitesli debriyaj özelliğiyle, istenilen yere istenilen zamanda serbestçe dolaştırma imkanı
- Kullanım koşullarına bağlı

Ürün	Geo Micro
Ürün No	S3500
Teknik Bilgiler	
En	56 cm (22")
Boy	85 cm (33")
Yükseklik	85 cm (33")
Koltuk Eni	46 cm (18")
Koltuk Derinliği	40 cm (16")
Sırt Yüksekliği (baş desteği hariç)	33 cm (13")
Toplam Ağırlığı	46,0 kg (101.4 lb)
Maksimum yük	115 kg (253 lb)

ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYELER



Image EC

Yüksek manevra kabiliyeti

- Maksimum 4mph* hız limiti
- Batarya tam doluyken 20 mile kadar seyahat aralığı*
- 46cm (18") Koltuk Eni
- İdeal manevra kabiliyeti için orta büyüklükte arka tekerlek
- Yüksekliği ayarlanabilir yastıklı yatar koltuğuyla konforlu
- 6 adet tekerleğiyle ekstra stabilize
- Sandalye binme-inme işlemini kolaylaştıran döner koltuk
- Kullanıcı ihtiyaçlarına göre yüksekliği ayarlanabilir ve çıkarılabilir baş desteği

- Yukarı kaldırılabilir kol destekleriyle masa, sıra ve benzeri mekanlara erişim ve geçiş kolaylığı
- Maksimum esneklikle iç ve dış mekan kullanımına yönelik
- Çıkarılabilir PU kol yastıklı, yüksekliği ve eni ayarlanabilir, takılıp çıkarılabilir kol destekleri
- Debriyaj özelliğiyle, istenilen yere istenilen zamanda serbestçe dolaştırma imkanı

- Kullanım koşullarına bağlı

Ürün	Image EC
Ürün No	PCMM08
Teknik Bilgiler	
En	63 cm (25")
Boy	106 cm (42")
Yükseklik	110 cm (43")
Koltuk Eni	46 cm (18")
Koltuk Derinliği	42 cm (17")
Sırt Yüksekliği (baş desteği hariç)	43 cm (17")
Toplam Ağırlığı	87 kg (191 lb)
Maksimum yük	136 kg (300 lb)

ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYELER



Seren (Kaptan Koltuklu)

- Maksimum 4mph* hız limiti
- Batarya tam doluyken 12 mile kadar seyahat aralığı*
- 46cm (18") Koltuk Eni
- Yastıklı Kaptan koltuğu ve ayarlanabilir baş desteği ile ekstra konforlu ve sağlam
- İç mekan kullanımı ve sınırlı (alışveriş merkezleri gibi) dış mekan kullanımına yönelik
- Kompakt, çevik ve ekstra manevra kabiliyetiyle dar ve yoğun alanlarda kullanım için ideal
- İdeal manevra kabiliyeti için orta tekerlek tahrikli
- Kullanıcı tercihine bağlı olarak eni ve yüksekliği ayarlanabilir PU kol destekleri
- Yukarı kaldırılabilir kol destekleriyle geçiş kolaylığı
- Sarsıntısız ve güvenli bir sürüş için ön ve arka süspansiyonlar
- Sandalye binme-inme işlemini kolaylaştıran döner koltuk
- Alüminyum 25 cm (10") orta tekerlekler ve 15 cm (6"), patlamaz lastikli küçük ön ve arka tekerler
- Kullanım koşullarına bağlı

Ürün	Seren / Captain's Seat
Ürün No	SERENBE2
Teknik Bilgiler	
En	61 cm (24")
Boy	100 cm (39")
Yükseklik	105 cm (41")
Koltuk Eni	46 cm (18")
Koltuk Derinliği	45 / 47 / 50 cm (18"/18.5"/20")
Koltuk Yüksekliği	43 / 46 / 48 / 51cm cm (17"/18"/19"/20")
Sırt Yüksekliği	53 cm (21")
Toplam Ağırlığı	80 kg (176.4 lb)
Maksimum yük	135 kg (298 lb)

ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYELER



Seren (Klinik / Ayarlanabilir Koltuklu)

- Maksimum 4mph* hız limiti
- Batarya tam doluyken 12 mile kadar seyahat aralığı*
- 41cm (16") ve 46cm (18") olmak üzere 2 farklı koltuk eni
- Muhafaza ve taşıma kolaylığı için geriye katlanır özellikli
- İç mekan kullanımı ve sınırlı (alışveriş merkezleri gibi) dış mekan kullanımına yönelik
- Kompakt, çevik ve ekstra manevra kabiliyetiyle dar ve yoğun alanlarda kullanım için ideal
- İdeal manevra kabiliyeti için orta tekerlek tahrikli
- Kullanıcı tercihine bağlı olarak eni ve yüksekliği ayarlanabilir PU kol destekleri
- Yukarı kaldırılabilir kol destekleriyle geçiş kolaylığı
- Kullanıcı tercihine göre gerginliği ayarlanabilir sırt desteği

Opsiyonel özellikler:

- Eşlikçi Kumandası
- Çift Kumanda
- Kaydırmalı Kumanda Kolu
- Yükseltilir Bacak Desteği
- Standart Bacak Desteği
- Kullanım şartlarına bağlı

Ön ve arka süspansiyon



Ürün	Seren / Clinical Seat
Ürün No	SERENBE
Teknik Bilgiler	
En	61 cm (24")
Boy	100 cm (39")
Yükseklik	105 cm (41")
Koltuk Eni	41/46 cm (16"/18")
Koltuk Derinliği	45/47/50 cm (18"/18.5"/20")
Koltuk Yüksekliği	43/46/48/51 cm (17"/18"/19"/20")
Sırt Yüksekliği	53 cm (21")
Toplam Ağırlığı	80 kg (176.4 lb)
Maksimum yük	135 kg (298 lb)

REHAB ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYELER



Multego

Mükemmel manevra kabiliyeti

- Maksimum 4mph* hız limiti
- Batarya tam doluyken 12 mile kadar seyahat aralığı*
- 41cm (16") ve 46cm (18") olmak üzere 2 farklı koltuk eni
- Arka tekerler tahrik sistemi
- Muhafaza ve taşıma kolaylığı için geriye katlanır özellikli
- Yastıklı, eni, derinliği ve açısı ayarlanabilir koltuk ve ayarlanabilir sırt eni sayesinde farklı kullanıcı ölçüleriyle uyumlu
- Bacak, kol ve sırt destekleri de birbirlerinden bağımsız olarak ayarlanarak maksimum konfor ve destek sağlar
- Kullanıcı tercihine bağlı olarak eni ve yüksekliği ayarlanabilir PU kol destekleri
- İçeri/dışarı kaydırılabilir, çıkartılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir bacak desteği ile, geçiş sırasında maksimum konfor ve rahatlık
- İçeri/dışarı kaydırılabilir kol destekleriyle geçişi kolaylaştırır
- Kullanıcı tercihine bağlı olarak üç farklı koltuk derinliği seçeneği
- Alüminyum 32 cm (13") patlamaz lastikli arka tekerlekler
- Kullanım koşullarına bağlı

Ürün	Multego
Ürün No	MULTGOBE
Teknik Bilgiler	
En	58 cm (23")
Boy	104 cm (41")
Yükseklik	92 cm (36")
Koltuk Eni	41/46 cm (16"/18")
Koltuk Derinliği	41/43/46 cm (16"/17"/18")
Sırt Yüksekliği	41-51 cm (16"-20")
Toplam Ağırlığı	74 kg (163.1 lb)
Maksimum yük	136 kg (300 lb)

REHAB ELEKTRİKLİ TEKERLEKLİ SANDALYELER



Volt

Konforlu & geniş koltuk

- Maksimum 4mph* hız limiti
- Batarya tam doluyken 16 mile kadar seyahat aralığı*
- 41cm (16"), 46cm (18") ve 51cm (20") olmak üzere üç farklı koltuk Eni
- Kullanıcı tercihine bağlı olarak gerginliği ayarlanabilir sırt desteği ve boyu ayarlanabilir kol desteği
- Kullanıcı tercihine bağlı olarak eni ve yüksekliği ayarlanabilir ve sökülür/takılır PU kol destekleri
- Tek vitesli debriyaj özelliğiyle, istenilen yere istenilen zamanda serbestçe dolaştırma imkanı
- İçeri/dışarı kaydırılabilir, açısı ayarlanabilir ve sökülür/takılır bacak destekleri
- Kullanıcı tercihine bağlı olarak üç farklı koltuk derinliği seçeneği
- Alüminyum 35 cm (14") patlamaz lastikli arka tekerlekler
- 22cm (9") patlamaz lastikli ön tekerler
- Kullanım koşullarına bağlı

Ürün	Volt
Ürün No	VOLTBE
Teknik Bilgiler	
En	62 cm (24")
Boy	103 cm (41")
Yükseklik	102 cm (40")
Koltuk Eni	41 / 46 / 50 cm (16"/18"/20")
Koltuk Derinliği	41 / 43 / 46 cm (16"/17"/18")
Koltuk Yüksekliği	48.5 cm (19")
Sırt Yüksekliği	53 cm (21")
Toplam Ağırlığı	71 kg (156.5 lb)
Maksimum yük	135 kg (298 lb)



Ekstra büyük 500 mm tekerlekler
Tüm tekerlekler darbe emici özellikli
Geniş bacak alanı



15 KM/H

40/50 KM

180 KG

Scooter SportRider

Gösterişli ve stil sahibi

- Sportif tasarım
- 180 kg'a kadar kapasite
- Tüm tekerlekler darbe emici özellikli
- Geniş bacak alanı
- Maksimum güvenlik için güçlü frenler
- Ekstra-büyük 500-mm tekerleklerle maksimum konfor ve tehlikelerden kaçış
- Ayarlanabilir kaptan koltuğu

Ürün	PL1303 SportRider
Ürün No	950100100
Teknik Bilgiler	
Hız	15 km/h
Aralık	40 km
Batarya x 2	80 / 110 Ah
Motor kapasitesi	1300 W
Dönme yarıçapı	157 cm (62")
Tırmanma kabiliyeti	18 %
Açıklık	12 cm (5")
Boyutları (ExBxY)	78 cm (31") x 165 cm (65") x 112 cm (44")
Bataryasız ağırlığı	120 kg (265 lb)
Maksimum yük	180 kg (397 lb)



Çok fonksiyonlu gösterge
Lüks koltuğu
Fren lambası



15 KM/H

50 KM

160 KG

Scooter Royale

Dinamik ve havalı

- Köşelerde otomatik hız düşürme
- Standart Fren lambası
- Güçlü 1300 W motor
- Maksimum sürüş konforu ve engellere karşı güvenlik için tüm tekerlekler tam süspansiyon özellikli
- 15 cm'ye kadar açıklık
- Ayarlanabilir lüks kaptan koltuğu

Ürün	kırmızı	beyaz	titanyum
Ürün No	HW002RD-G	HW002WH-G	HW002SIL-G
Teknik Bilgiler			
Hız			15 km/h
Aralık			50 km
Batarya x 2			80 Ah
Motor kapasitesi			1300 W
Dönme yarıçapı			160 cm (63")
Tırmanma kabiliyeti			18 %
Açıklık			15 cm (6")
Boyutları (ExBxY)			73 cm (29") x 158 cm (62") x 135 cm (53")
Bataryasız ağırlığı			101 kg (222 lb)
Maksimum yük			160 kg (353 lb)



Basit kontrol birimi
Tüm tekerlekler darbe emici özellikli
Fren lambası



15 KM/H

30/45 KM

180 KG

Scooter Cobra

Güçlü ve manevra kabiliyeti yüksek

- Dört tekerlek tam süspansiyon özellikli
- Enerji dostu LED teknolojisi
- Güçlü 1300 W motor
- Ayarlanabilir kaptan koltuğu
- Kullanımı kolay fonksiyonlar
- Ekstra-büyük tekerleklerle maksimum konfor ve tehlikelerden kaçış

Ürün	gümüş	kırmızı	beyaz
Ürün No	COBRASIL	COBRARD	COBRAWH
Teknik Bilgiler			
Hız			15 km/h
Aralık			30 km
Batarya x 2			50 / 80 Ah
Motor kapasitesi			1300 W
Dönme yarıçapı			132 cm (52")
Tırmanma kabiliyeti			18 %
Açıklık			10 cm (4")
Boyutları (ExBxY)			73 cm (29") x 160 cm (63") x 135 cm (53")
Bataryasız ağırlığı			110 kg (242 lb)
Maksimum yük			180 kg (397 lb)



15 KM/H

56 KM

204 KG

Scooter King Cobra

PGV Üst Düzey Scooter

- Üstü Sert Malzeme Gölgeleklili Kişisel Golf Aracı ve Golf Çantası Eklentisi
- Mükemmel Stabilite için Kolay Kullanımlı Tahrik Sistemi
- En Sarsıntısız Sürüş Keyfi için Ön ve Arka Süspansiyon
- 6" Geniş lastikleriyle her türlü arazide kullanıma uygun
- Dahili USB yuvasıyla mobil cihazlarınızı şarj etme imkanı
- Dahili bardak tutucusuyla içeceklerinizi rahatça taşıma imkanı
- Torpido gözü
- Tek dokunuşla kolay dönüşlü direksiyonuyla ideal sürüş pozisyonu elde etme imkanı

Ürün	
Ürün No	KINGCOBRA422CS-PGV
Teknik Bilgiler	
Hız	15 km/h
Aralık	56 km
Batarya x 2	12V x 75 Ah
Motor kapasitesi	1300 W
Dönme yarıçapı	132 cm (52")
Tırmanma kabiliyeti	8%
Açıklık	10 cm (4")
Boyutları (BxY)	216 cm (85") x 74 cm (29")
Bataryasız ağırlığı	122 kg (269 lb)
Maksimum yük	204 kg (450 lb)



15 KM/H

42 KM

180 KG

Basit kontrol birimi



Tüm tekerlekler darbe emici özelliği



Fren lambası



Scooter ST5D

Manevra kabiliyeti yüksek

- İki tonlu örtüsü ve yastıklı baş desteğiyle lüks, tamamen ayarlanabilir Kaptan koltuğu
- Tam işlevli göstergeler ve ayarlanabilir ikiz arka görüş aynaları
- Gelişmiş komple süspansiyon sistemiyle sarsıntısız sürüş ve kullanım keyfi
- Ayarlanabilir kol destekli kayar ve yatar koltuk
- Ekstra güvelik için güç/otomatik sorun tespit ve Tehlike sinyalleri

Ürün	ST5D
Ürün No	ST5DBE
Teknik Bilgiler	
Hız	15 km/h
Aralık	42 km
Batarya x 2	75 Ah
Motor kapasitesi	850 W
Dönme yarıçapı	160 cm (63")
Tırmanma kabiliyeti	10%
Açıklık	10 cm (4")
Boyutları (ExBxY)	68 cm (27") x 144 cm (57") x 136 cm (54")
Bataryasız ağırlığı	138,0 kg (304.2 lb)
Maksimum yük	180 kg (397 lb)



15 KM/H

40 KM

160 KG

Kontrol birimi



Scooter Viper

- Gelişmiş komple süspansiyon sistemiyle sarsıntısız sürüş ve kullanım keyfi
- Sarsıntısız sürüş keyfi için 14" alaşımlı tekerlekler, siyah pnömomatik lastikler
- Son teknoloji kumandalar
- Konforlu, kayar ve yatar özellikli döner koltuk
- Tek dokunuşlu hidrolik direksiyon ayarıyla kullanıcı ihtiyacına uygun ve kullanımı rahat
- Standart delta çubuklar
- Kullanıcı tercihinine bağlı olarak yüksekliği ayarlanabilir baş desteği
- Kolay geçiş için açısı ayarlanabilir ve yukarı kaldırılabilir kol desteği

Ürün	Viper
Ürün No	VIPERRD
Teknik Bilgiler	
Hız	15 km/h
Aralık	40 km
Batarya x 2	12V 50 Ah
Motor kapasitesi	800 W
Dönme yarıçapı	134 cm (53")
Tırmanma kabiliyeti	8%
Açıklık	10 cm (4")
Boyutları (ExBxY)	56 cm (26") x 143 cm (56") x 132 cm (53")
Bataryasız ağırlığı	90 kg (200 lb)
Maksimum yük	160 kg (353 lb)



12 KM/H

36 KM

160 KG

LED Panel



Hidrolik Direksiyon



Kaptan koltuğu



Scooter Envoy 8 +

Pratik ve enerjik

- Maksimum 8mph* hız limiti
- Maksimum 30 mil* seyahat aralığı
- Tam işlevli gösterge ve aynalar
- Güçlü 500W motor
- İkinci fren teli
- Sportif tasarımlı koltuk
- Modern tasarımlı gösterge paneli
- Geniş 5" jantlı siyah pnömomatik lastikler
- Tek dokunuşla hidrolik direksiyon ayarı

Ürün	mavi	gümüş	kırmızı
Ürün No	MS058PB	MS058SIL	MS058RD
Teknik Bilgiler			
Hız			12 km/h
Aralık			36 km
Batarya x 2			36 / 50 Ah
Motor kapasitesi			470 W
Dönme yarıçapı			135 cm (53")
Tırmanma kabiliyeti			14 %
Açıklık			8 cm (3")
Boyutları (ExBxY)			58 cm (23") x 120 cm (47") x 103 cm (41")
Bataryasız ağırlığı			69 kg (159 lb)
Maksimum yük			160 kg (353 lb)



6 KM/H

36 KM

160 KG

Basit kontrol birimi



Tüm tekerlekler darbe emici özelliği



Maksimum sürüş konforu için büyük tekerlekler



Scooter Envoy

Güvenilir ve bireysel

- 160 kg'ye kadar kullanıcılar için uygun
- İdeal sürüş konforu için patentli süspansiyon sistemi
- Modern tasarım
- Kolay ve rahat kullanım
- Sol ve sağ aynalar
- Ekstra-büyük tekerleklerle maksimum konfor ve tehlikelerden kaçış
- Teknik özellikleri ile Ürün no'su ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

Ürün	kırmızı	gri
Ürün No	MS050RD-G	MS050GR-G
Teknik Bilgiler		
Hız		6 km/h
Aralık		36 km
Batarya x 2		36 / 50 Ah
Motor kapasitesi		350 W
Dönme yarıçapı		135 cm (53")
Tırmanma kabiliyeti		14 %
Açıklık		8 cm (3")
Boyutları (ExBxY)		58 cm (23") x 120 cm (47") x 103 cm (41")
Bataryasız ağırlığı		64 kg (141 lb)
Maksimum yük		160 kg (353 lb)

SCOOTERLAR

SCOOTERLAR



Basit kontrol birimi

Küçük dönme yarıçapı

Sökmesi kolay



Scooter Scout

Manevra kabiliyeti yüksek ve enerjik

- Kolay ve rahat kullanım
- Pratik yol arkadaşı
- Hafif
- Küçük dönme yarıçapı
- Aletsiz, elle kolaylıkla ve hızla katlanır
- Boyutları (ExBxY): 48 cm (19") x 108 cm (43") x 91 cm (36")
- Teknik özellikleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

Ürün	BL270 Scout
Ürün No	MS025RD-G
Teknik Bilgiler	
Hız	6 km/h
Aralık	10 km
Batarya kapasitesi x 2	20 Ah
Motor kapasitesi / Sürekli güç	270 W
Dönme yarıçapı	99 cm
Tırmanma kabiliyeti	14 %
Açıklık	6 cm
Toplam boyutu (ExUxY)	48 cm x 108 cm x 91 cm
Bataryasız ağırlığı	34 kg
Maksimum yük	130 kg



Basit kontrol birimi

Küçük dönme yarıçapı

Aletsiz, elle kolaylıkla ve hızla katlanır



Scooter Brio

Esnek ve enerjik

- Kolay ve rahat kullanım
- Pratik yol arkadaşı
- Hafif
- Küçük dönme yarıçapı
- Aletsiz, elle kolaylıkla ve hızla katlanır
- Boyutları (ExBxY): 48,5 cm (19") x 93 cm (37") x 94,5 cm (37")

Ürün	BL270 Brio
Ürün No	HW005BR-G
Teknik Bilgiler	
Hız	6 km/h
Aralık	20 km
Batarya kapasitesi x 2	11,5 Ah
Motor kapasitesi / Sürekli güç	270 W
Dönme yarıçapı	82 cm
Tırmanma kabiliyeti	11 %
Açıklık	6 cm
Toplam boyutu (ExUxY)	48,5 cm x 93 cm x 94,5 cm
Bataryasız ağırlığı	24 kg
Maksimum yük	115 kg

Scooter Aksesuarları



Ürün	Ürün No
Scooter Brandası - Kraliyet mavisi	RT-SC001
Scooter Brandası - Bordo	RT-SC004
• Kullanımı kolay bu branda, size ve alışveriş torbalarınızı kuru tutmak için ideal • Tüm scooter modellerine uyar • Su geçirmez malzemesiyle her türlü hava koşullarına uygun • Önündeki şeffaf paneliyle mükemmel görüş • Kullanımı kolay boyun hattı fermuarı, su geçirmez esnek dikiş ve rahat geçirme özelliğiyle bu branda, scooter'ınız için mükemmel bir koruyucu	



Ürün	Ürün No
Scooter Muhafaza - Orta	RT-2993
Scooter Muhafaza - Büyük	RT-4443
• Scooter muhafazası, scooter'ınız için geçici veya dönemlik muhafaza koruması sağlar • Hafiftir, scooter üzerine kolaylıkla geçer, yağmur ve paslanmaya karşı korum sağlar. • Taban tahtasının boyu 70" veya daha küçük olan (yalnız RT-4443) her türlü scooter'a uyar	



Ürün	Ürün No
Scooter Oksijen Tüpü Tutucusu (ortada)	WUA002
Scooter Oksijen Tüpü Tutucusu (sağda)	WUA005
• Oksijen Tüpü Tutucusu (ortada veya sağ tarafta) her türlü scooter'a uyar. • Koltuk arkasına veya scooter'ın yan tarafına monte edilebilir	



Ürün	Ürün No
Scooter Sırt Çantası	RT-5026
• Bu hafif çantaların kullanımı rahat, malzemesi ise su geçirmez, güçlü naylondur • Çanta içi bölmeleriyle geniş muhafaza alanı sağlar • Taşıma sapıyla alışveriş ürünlerinizi ve diğer malzemelerinizi taşımak için ideal • Her türlü baş destekli scooter'a uyar	



Ürün	Ürün No
Scooter Çantası	RT-5022
• Bu hafif çantaların kullanımı rahat, malzemesi ise su geçirmez, güçlü naylondur • Çanta içi bölmeleriyle geniş muhafaza alanı sağlar • Taşıma sapıyla alışveriş ürünlerinizi ve diğer malzemelerinizi taşımak için ideal • Her türlü baş destekli scooter'a uyar	

TEKERLEKLİ YÜRÜME DESTEKLERİ



Koltuk içi tutma yeri

Kapalı jantlı geniş tekerlekler



Standard-Rollator Migo 2G

Klasik ve esnek

- Yeni, uzun tutma kollarıyla şimdi 100 cm'ye kadar uzatma imkanı
- Baston tutucu aparatını aletsiz monte etme imkanı
- Diğer tekerlekli yürüme desteklerine kıyasla %25 daha hafif
- Temizlik kolaylığı için 50 mm kapalı jantlı geniş tekerlekler
- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Tek elle katlama mekanizması ile rahat ve güvenli katlama imkanı
- Kolay ayarlanabilir el freni
- Sepet ve tepsi maksimum yük kapasitesi 5 kg
- Sepet, tepsi ve baston tutucu standart

Ürün	Migo 2G
Ürün No	723600000
Teknik Bilgiler	
En	58 cm (23")
Boy	61 cm (24")
Yükseklik	80 - 100 cm (31" - 39")
Koltuk Eni	36 cm (14")
Koltuk Derinliği	23,5 cm (9")
Koltuk Yüksekliği	60 cm (24")
Katlı Halde Eni	23 cm (9")
Toplam Ağırlığı	9,0 kg (19.8 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



Koltuk içi tutma yeri

Kırmızı reflektörler

Yatırma desteği



Standard Rollator Migo 35

Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek

- Diğer tekerlekli yürüme desteklerine kıyasla %25 daha hafif
- Tekerlek eni 35 mm
- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Mandallı koltuğu sayesinde katlanmayı önler
- Tek elle, rahat ve güvenli katlama mekanizması
- Kullanımı kolay ve kolay ayarlanabilir el frenleri
- Yüksekliği ve açısı kolaylıkla ayarlanabilir ergonomik tutacaklar
- Patlamaz lastikler
- Sepet ve tepsi maksimum yük kapasitesi 5 kg
- Sepet, tepsi ve baston tutucu standart

Ürün	Migo 35
Ürün No	723500000
Teknik Bilgiler	
En	56,5 cm (22")
Boy	61 cm (24")
Yükseklik	94 cm (37")
Koltuk Eni	36 cm (14")
Koltuk Derinliği	24 cm (9")
Koltuk Yüksekliği	60 cm (24")
Katlı Halde Eni	27 cm (11")
Toplam Ağırlığı	9,2 kg (20.3 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



Sepet ve tepsi

Çift fonksiyonlu fren

Baston tutucu



Standard Rollator Road

Hareket kabiliyeti, sadelik

- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Koltuk altında yer alan itme kablosuyla katlaması kolay
- Çift fonksiyonlu fren (fren ve park)
- Taşınması kolay, tatiller için ideal
- Tekerlek çapı/Eni 200/37 mm
- Montajı kolay sepet ve tepsi
- İstenen yüksekliğe ayarlanabilir tutma kolları
- Ergonomik tutma kolları
- Ön ve arka reflektörler

Ürün	Road
Ürün No	721100100
Teknik Bilgiler	
En	59 cm (23")
Boy	61 cm (24")
Yükseklik	91,5 cm (36")
Koltuk Eni	39 cm (15")
Koltuk Derinliği	23 cm (9")
Koltuk Yüksekliği	60 cm (24")
Katlı Halde Eni	25 cm (10")
Toplam Ağırlığı	9,6 kg (21.2 lb)
Maksimum yük	120 kg (265 lb)



Kırmızı güvenlik mekanizması

Çift fonksiyonlu fren



Standard Rollator Cristallo

Günlük yoldaşınız

- Günlük kullanıma uygun sağlam yoldaşınız
- Katlanmayı önleyen otomatik emniyet kilidi
- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Çoklu reflektörleriyle daha da güvenli
- Tek elle, rahat ve güvenli katlama mekanizması
- Kullanımı ve ayarlaması kolay el freni
- Yüksekliği ve açısı kolaylıkla ayarlanabilir ergonomik tutma yerleri
- Patlamaz lastikler

Ürün	Cristallo
Ürün No	722100000
Teknik Bilgiler	
En	61 cm (24")
Boy	67 cm (26")
Yükseklik	100 cm (39")
Koltuk Eni	38 cm (15")
Koltuk Derinliği	16 cm (6")
Koltuk Yüksekliği	61 cm (24")
Katlı Halde Eni	26 cm (10")
Toplam Ağırlığı	10,3 kg (22.7 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)

TEKERLEKLİ YÜRÜME DESTEKLERİ



Çift fonksiyonlu fren Sırt desteği Kolay katlanır



Gigo Tekerlekli Hafif Yürüme Desteği

Hafif, kolay kullanım, daha fazla hareket

- Son derece hafif, alüminyumdan imal, havalı tekerlekli yürüme desteği
- Derin koltuğu ve arka yastığıyla konforlu
- Mandallı koltuğu sayesinde katlanmayı önler
- Katlı haldeyken hareket etmez
- Tek elle, rahat ve güvenli katlama mekanizması
- Kolaylıkla ayarlanabilir el freni
- Yüksekliği ve açısı kolaylıkla ayarlanabilir ergonomik tutma yerleri
- Tekerlek çapı/Eni 200/37 mm
- Sepet ve tepsi maksimum yük kapasitesi 5 kg

Ürün	Gigo
Ürün No	735100100
Teknik Bilgiler	
En	63 cm (25")
Boy	61 cm (24")
Yükseklik	93,5 cm (37")
Koltuk Eni	34 cm (13")
Koltuk Derinliği	33,5 cm (13")
Koltuk Yüksekliği	54 cm (21")
Katlı Halde Eni	28 cm (11")
Toplam Ağırlığı	8,0 kg (17.6 lb)
Maksimum yük	120 kg (265 lb)



Kolay katlanır



Alüminyum Tekerlekli Hafif Yürüme Desteği

Hafif

- Anatmik, konforlu tutma yerleri
- Eklem dostu, halka fren telleri
- Yumuşak, yukarı kaldırılabilir koltuk
- Koltuk altı muhafaza bölmesi
- Kolay katlama mekanizması
- 7" (18cm) çapında dolgu tekerlekler
- Konfor ve muhafaza kolaylığı için kıvrımlı, yukarı kaldırılabilir sırt desteği
- İki farklı metalik renk seçeneği; Parlak mavi veya Bordo
- İç ve dış mekan kullanımına uygun

Ürün	Lightweight Aluminium Rollator
Ürün No	R8
Teknik Bilgiler	
En	64 cm (25")
Derinlik	62 cm (24")
Yükseklik	83 - 98 cm (33" - 38")
Koltuk Eni	36 cm (14")
Koltuk Derinliği	31 cm (12")
Koltuk Yüksekliği	57 cm (24")
Katlı Halde Eni	20 cm (8")
Toplam Ağırlığı	7,0 kg (15.4 lb)
Maksimum yük	135 kg (298 lb)



Londres Tekerlekli Yürüme Desteği

Kolay katlanır

- Anatmik ve rahat tutma yerleri
- Küçük ön tekerleri sayesinde kolay hareket özelliği
- Kaydırmaz uçları sayesinde bekleme durumda stabil
- Kolay katlanır
- Uzun koltuk

Ürün	Londres
Ürün No	SA1302005
Teknik Bilgiler	
En	60 cm (24")
Derinlik	54 cm (21")
Yükseklik	78,5 - 94,5 cm (31" - 37")
Koltuk Eni	36 cm (14")
Koltuk Derinliği	20 cm (8")
Koltuk Yüksekliği	54 cm (21")
Toplam Ağırlığı	5,0 kg (11.0 lb)
Maksimum yük	100 kg (220 lb)

TEKERLEKLİ YÜRÜME DESTEKLERİ



Çift fonksiyonlu fren Sırt desteği



Alüminyum Tekerlekli Yürüme Desteği

Yukarı katlanır ve çıkartılabilir sırt desteği, yumuşak koltuk

- Dikişsiz, yumuşak koltuk
- Koltuk altında fermuarlı muhafaza çantası
- Yukarı ve aşağı katlanır, çıkartılabilir, hareketli sırt desteği
- 6" siyah tekerleri ve yumuşak tutma kollarıyla iç ve dış mekan kullanımı için ideal.
- Kullanımı kolay, lüks halka kilitler
- Tırtıklı kenarlarıyla kolay kavranır frenler

Ürün	Siyah	Mavi	Yeşil	Kırmızı	Gümüş
Ürün No	R726BK	R726BL	R726GR	R726RD	R726SL
Teknik Bilgiler					
En					62 cm (24")
Boy					70 cm (28")
Koltuk Eni					36 cm (14")
Koltuk Derinliği					31 cm (12")
Koltuk Yüksekliği					51 cm (20")
Toplam Ağırlığı					7,2 kg (15.9 lb)
Maksimum yük					136 kg (300 lb)

TEKERLEKLİ YÜRÜME DESTEKLERİ



Tutma sapı butonu ile
Yüksekliği ayarlanabilir

Çıkarılabilir
alışveriş
torbası

Reflektörler



X Katlama mekanizmalı yürüme desteği

Muhafazası ve taşınması kolay

- İki yönlü katlama özelliğiyle son derece kompakt
- Yalnızca 7,5 kg
- Güçlü alüminyum iskelet ve çapraz bağlantı
- Tutma sapı butonu ile yüksekliği ayarlanabilir
- İçeride döner telli ergonomik halka frenler
- Dışarı kullanımına uygun 8" çaplı tekerlekler
- Yukarı çekiş kayışlı koltuk döşemesi
- Çıkarılabilir alışveriş torbası
- Reflektörler
- Katlaması ve küçük araç bagajı veya toplu taşıma araçlarında taşınması kolay

Ürün	X Fold
Ürün No	WA018
Teknik Bilgiler	
En	64 cm (25")
Derinlik	68 cm (27")
Yükseklik	81 - 94 cm (32" - 37")
Koltuk (ExDxY)	46 cm (18") x 23 cm (9") x 56 cm (22")
Toplam Ağırlığı	8,0 kg (17.6 lb)
Maksimum yük	135 kg (298 lb)



Geniş tepsi

Kullanışlı ağ
sepet

Güvenlik kilidi



Roomba Yürüme Desteği

Evdeki sportif yardımcınız

- Manevra kabiliyeti son derece yüksek, havalı yürüme desteği
- İç kullanıma özel tasarım
- Dar ölçüleri sayesinde, küçük alanlar dahil her yerde kullanıma uygun
- Yüksek kaliteli işçilik ve malzeme
- Uçtan-uca fren kolu ergonomik ve yumuşak tutma kolları
- Tek elle uygulanan ve kilitlenen fren mekanizması
- Yuvarlak girintili sepet ve geniş tepsi standart

Ürün	Roomba
Ürün No	730200100
Teknik Bilgiler	
En	57 cm (22")
Boy	55 cm (22")
Yükseklik	81,4 - 94,1 cm (32" - 37")
Katlı Halde Eni	29 cm (11")
Toplam Ağırlığı	5,6 kg (12.3 lb)
Maksimum yük	100 kg (220 lb)

TEKERLEKLİ YÜRÜME DESTEKLERİ



Geniş torba

Monte edilebilir sepet,
tepsi

Çift fonksiyonlu
fren



Tri Walker Yürüme Desteği

Manevra kabiliyeti yüksek ve güvenli

- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Küçük dönme yarıçapı
- Basit katlama mekanizması
- Çift fonksiyonlu fren (fren ve park)
- Taşınması kolay
- Maksimum yük kapasitesi 130 kg
- Montajı kolay sepet ve tepsi
- İstenen yüksekliğe ayarlanabilir tutma kolları
- Ergonomik saplar
- Ön ve arkada ışıklar
- Sepet ve tepsi maksimum yük kapasitesi 5 kg
- Sepet, tepsi ve büyük çanta standart

Ürün	Tri Walker
Ürün No	T W011R
Teknik Bilgiler	
En	61 cm (24")
Derinlik	60 cm (24")
Yükseklik	84,5 - 94,5 cm (33")
Katlı Halde Eni	25 cm (10")
Toplam Ağırlığı	6,9 kg (15.2 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



Monte edilebilir
sepet, tepsi

Çift fonksiyonlu
sepet

Artmış manevra
kabiliyeti için döner
ön tekerlek



Ultra hafif Triwalker Yürüme Desteği

Kolay katlanır

- Paslanmaz ve sağlam alüminyum iskeletiyle dayanıklı ve ultra hafif (yalnızca 5 kg (10 lb)), manevra kabiliyeti yüksek, taşınması kolay
- Farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre yüksekliği ayarlanabilir tutacaklar
- 18cm (7") çaplı patlamaz, hafif tekerlekleriyle hem iç hem de dış mekanda rahatça hareket eder ve bakımı kolaydır
- Döner ön tekerleğiyle manevra kabiliyeti yüksek
- Kolay ayarlanabilir ve kolay kullanılır, güvenlik kilidi, Eklem dostu, halka fren telleri
- Tek elle katlama mekanizmasıyla taşınması ve muhafazası kolay
- Çantalı, Kırmızı veya Mavi renkli
- Opsiyonel ağ sepet ve tepsi
- Çanta, sepet ve tepsili modeli mevcut

Ürün	Ultralight Triwalker
Ürün No	TW008
Teknik Bilgiler	
En	61 cm (24")
Derinlik	56 cm (22")
Yükseklik	78 - 88 cm (31")
Katlı Halde Ölçüleri	27 cm (11")
Toplam Ağırlığı	5,0 kg (11.0 lb)
Maksimum yük	125 kg (276 lb)

TEKERLEKLİ YÜRÜME DESTEKLERİ



Geniş koltuk Çift fonksiyonlu fren İki farklı renk seçeneği



Rollator Diamond

Hem havalı hem fonksiyonel

- Çapraz çubuklarıyla daha dengeli ve güvenli
- Havalı ve manevra kabiliyeti yüksek alüminyum yürüme desteği
- Aletsiz monte edilebilir tekerlekler
- Katlanır kumaş koltuk ve yumuşak, yastıklı sırt desteği
- Çıkarılabilir kumaş çantası sayesinde ekstra muhafaza alanı
- Yüksekliği ayarlanabilir tutma kolları
- Koltuk üzerindeki kordonuyla kolay katlanabilme özelliği
- Muhafazası ve taşıması kolay
- Tekerlek çapı /Eni 200/30 mm
- Teknik özellikleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

Ürün	Metalik Mavi	Metalik Kırmızı
Ürün No	74 0 B	740 R
Teknik Bilgiler		
En	61 cm (24")	
Boy	67 cm (26")	
Yükseklik	77 - 94,5 cm (30" - 37")	
Koltuk Eni	45 cm (18")	
Koltuk Derinliği	19 cm (7")	
Koltuk Yüksekliği	54 cm (21")	
Katlı Halde Eni	28 cm (11")	
Toplam Ağırlığı	8,0 kg (17.6 lb)	
Maksimum yük	136 kg (300 lb)	



Kolay takılır tekerlekler Katlı haldeyken hareket etmez



Rollator Diamond Deluxe

İkisi bir arada yürüme desteği ve tekerlekli sandalye


- Son derece hafif ve havalı alüminyum yürüme desteği
- Sadece birkaç adımda, yürüme desteğinden tekerlekli sandalyeye dönüşme özelliği
- Toplanır ve çıkarılabilir ayak destekleri
- Aletsiz monte edilebilir tekerlekler ve ayak destekleri
- Katlanır kumaş koltuk ve yumuşak, yastıklı sırt desteği
- Çıkarılabilir kumaş çantası sayesinde ekstra muhafaza alanı
- Yüksekliği ayarlanabilir tutma kolları
- Koltuk üzerindeki kordonuyla kolay katlanabilme özelliği
- Tekerlek çapı /Eni 200/30 mm
- Teknik özellikleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

Ürün	Diamond Deluxe
Ürün No	74 5R
Teknik Bilgiler	
En	64 cm (25")
Boy	104,2 cm (41")
Yükseklik	77 - 94,5 cm (30" - 37")
Koltuk Eni	40 cm (16")
Koltuk Derinliği	19 cm (7")
Koltuk Yüksekliği	54 cm (21")
Katlı Halde Eni	28 cm (11")
Toplam Ağırlığı	10,3 kg (22.7 lb)
Maksimum yük	136 kg (300 lb)

TEKERLEKLİ YÜRÜME DESTEKLERİ



Geniş koltuk Sırt desteği Sepet



Rollator GoLite 200 XXL

Ağır yükler için bile güvenli yürüme desteği

- Maksimum ihtiyaçlar için ideal geniş ve dengeli yürüme desteği
- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Ekstra büyük ve yumuşak koltuğuyla konforlu
- Çıkarılabilir, yastıklı sırt destek çubuğu
- Mandallı koltuğu sayesinde katlanmayı önler
- Kolaylıkla ayarlanabilir fren
- Ergonomik, altı pozisyonlu, yüksekliği ayarlanabilir tutma kolları
- Patlamaz lastikler
- Tekerlek çapı/Eni 195/50 mm

Ürün	GoLite 200 XXL
Ürün No	770100100
Teknik Bilgiler	
En	78 cm (31")
Boy	71 cm (28")
Yükseklik	88 - 99,5 cm (35" - 39")
Koltuk Eni	46 cm (18")
Koltuk Derinliği	35 cm (14")
Koltuk Yüksekliği	57 cm (22")
Katlı Halde Eni	22 cm (9")
Toplam Ağırlığı	12,8 kg (28.2 lb)
Maksimum yük	200 kg (441 lb)



Güçlendirilmiş iskelet yapısı Çift fonksiyonlu fren Sepet ve tepsi



Rollator Ronto XXL

Maksimum yükler içinde ideal

- XXL beden, en zorlu koşullar için dahi uygun
- Dengeli ve manevra kabiliyeti yüksek
- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Ekstra geniş koltuk
- Kolaylıkla ayarlanabilir fren
- Patlamaz lastikler
- Sepet ve tepsi standart

Ürün	Ronto XXL
Ürün No	730300100
Teknik Bilgiler	
En	77,5 cm (30")
Boy	69 cm (27")
Yükseklik	80,5 - 99 cm (31" - 39")
Koltuk Eni	51,8 cm (20")
Koltuk Derinliği	22 cm (9")
Koltuk Yüksekliği	63,3 cm (25")
Katlı Halde Eni	25 cm (10")
Toplam Ağırlığı	14,0 kg (30.9 lb)
Maksimum yük	220 kg (485 lb)

TEKERLEKLİ YÜRÜME DESTEKLERİ



Sırt Desteği Çift fonksiyonlu fren Büyük çanta



Torro Yürüme Desteği

Ağır yükler için bile güvenli yürüme desteği

- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Konforlu, geniş ve yumuşak koltuk
- Çıkarılabilir, yastıklı sırt desteği
- Kolaylıkla ayarlanabilir fren
- Ergonomik, yüksekliği ayarlanabilir tutma kolları
- Tekerlek çapı/Eni 200/35 mm
- Sepet maksimum yük kapasitesi 5 kg
- Sırt desteği, kumaş torba ve baston tutucu standart

Ürün	Torro
Ürün No	740500100
Teknik Bilgiler	
En	61,5 cm (24")
Boy	68 cm (27")
Yükseklik	78 - 94,5 cm (31")
Koltuk Eni	42 cm (17")
Koltuk Derinliği	22,5 cm (9")
Koltuk Yüksekliği	59 cm (23")
Katlı Halde Eni	22 cm (9")
Toplam Ağırlığı	6,9 kg (15.2 lb)
Maksimum yük	150 kg (331 lb)



Güvenlik kilidi Baston tutucu Kolay katlanır



Nitro Yürüme Desteği

İç ve dış mekan kullanımına uygun, 24" yürüme desteği

- İç ve dış mekan kullanımına uygun
- Çapraz çubuklarıyla daha dengeli ve güvenli
- Ekstra büyük 25 cm tekerlekleriyle kullanımı ve itmesi rahat
- Yastıklı koltuk ve sırt desteği standart
- Tek elle katlama mekanizmasıyla katlaması kolay ve güvenli
- Ağ sepet maksimum yük kapasitesi 5 kg
- Baston tutacağı ve fermuarlı modern ağ sepet standart
- Ürün No'su ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

Ürün	S Beden	M Beden	L Beden
şampanya	724100000	724200000	724300000
beyaz	724100100	724200100	724300100
siyah	-	724200200	-
Teknik Bilgiler			
Toplam En	60,5 cm (24")	60,5 cm (24")	60,5 cm (24")
Toplam Boy	70,5 cm (28")	70,5 cm (28")	70,5 cm (28")
Tutma Kolu Yüksekliği	82 - 95 cm (32")	85 - 98 cm (33")	93 - 105 cm (37")
Koltuk Eni	44,5 cm (17")	44,5 cm (17")	44,5 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	49 cm (19")	52 cm (20")	60 cm (24")
Koltuk Derinliği	22 cm (9")	22 cm (9")	22 cm (9")
Katlı Halde Eni	25 cm (10")	25 cm (10")	25 cm (10")
Ağırlığı	7,0 kg (15.4 lb)	7,2 kg (15.9 lb)	7,4 kg (16.3 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)	130 kg (287 lb)	130 kg (287 lb)



Ekstra büyük tekerlekler Baston tutucu Katlanır



Nitro Carbon Yürüme Desteği

Hareket özgürlüğü

- Karbon İskelet
- Kaliteli deri koltuk
- Yalnız 5,5 kg
- Yastıklı sırt desteği standart
- Işık özelliği

TEKERLEKLİ YÜRÜME DESTEKLERİ



- Ağ sepet maksimum yük kapasitesi 5 kg
- Ergonomik, yüksekliği ayarlanabilir tutma kolları
- Ekstra büyük 25 cm tekerlekleriyle kullanımı ve itmesi rahat
- Kolay katlama özelliğiyle muhafaza ve taşınması rahat
- Çapraz çubuklarıyla daha dengeli ve güvenli

Ürün	Nitro Carbon
Ürün no	724500000
Teknik Bilgiler	
Toplam En	59 cm (23.2")
Toplam Boy	70,5 cm (27.8")
Tutma Kolu Yüksekliği	84,5 cm (33.2") - 97 cm (38.2")
Koltuk Eni x Yüksekliği	44 cm (17.3") x 53 cm (20.8")
Koltuk derinliği	22 cm (8.7")
Kolları arasındaki genişlik	44 cm (17.3")
Katlı halde boyu	24 cm (9.4")
Ağırlığı	5,8 kg (12.8 lb)
Maksimum yük	150 kg (330.7 lb)

YÜRÜTEÇLER



Dönme pozisyonuna ayarlanmış ön tekerlekler

Sabit pozisyona ayarlanmış ön tekerlekler



Clever- Lite Yürüteç

Koltuklu ve Halka Kilitli

- “döner” veya “sabit” pozisyona ayarlanabilir ön tekerlekler
- İç alüminyum kalıptan yapılmış özel halka kilidi kolay kullanılır ve güvenli
- Sağlam, 1" çaplı anotlu alüminyum yapı
- Dahili taşıma kollu, yukarı kaldırılabilir koltuk
- Kişinin oturmasına veya koltuk kaldırılarak iskelet içerisine girişe imkan verir
- Patentli iki-vitesli yan pedallı açma özelliği

Ürün	5" Tekerler	8" Tekerler
Ürün No	10230	10243
Teknik Bilgiler		
En	66 cm (26")	65 cm (26")
Derinlik	58 cm (23")	65 cm (26")
Toplam Ağırlığı	8,0 kg (17.6 lb)	9,1 kg (20.1 lb)
Maksimum yük	136 kg (300 lb)	136 kg (300 lb)



Katlanır Yürüteç

Tekerlekli veya tekerleksiz

- İç ve dış mekan kullanımına uygun, hafif yürüteç
- Muhafaza ve taşıma kolaylığı için mükemmel katlama mekanizması
- Kolay basmalı buton mekanizmasıyla kullanıcı ihtiyacına göre elle, avuç içi veya elin kenarıyla kullanıma uygun
- Her kenar birbirinden bağımsız hareket ederek dar alanlarda rahat kullanım ve ayakta iken daha fazla denge sağlar
- Benzersiz –şekilli iskeletiyle daha fazla açıklık sunar
- Hasta, yürütücü daha da yakınına çekerek ayakta durması için destek alabilir

Ürün	tekerleksiz	tekerlekli
Ürün No	WA008	WA009
Teknik Bilgiler		
En	56 cm (22")	64 cm (25")
Derinlik	43 cm (17")	46 cm (18")
Yükseklik	81 - 99 cm (32" - 39")	80 - 98 cm (31" - 38.5")
Toplam Ağırlığı	3,0 kg (6.6 lb)	3,0 kg (6.6 lb)
Maksimum yük	180 kg (397 lb)	180 kg (397 lb)



Ayarlanabilir bacaklar

Katlanır

Gecko starr

Gecko reziprok



Gecko Starr / Reziprok Yürüteç

Ayakta durma ve yürüme eğitimi yardımcısı

- Statik, stabil alüminyum yürüteç
- Güvenli yürüyüş için ideal
- Tek buton dokunuşuyla katlanır ve yerden tasarruf sağlar
- Kullanıcı ihtiyacına göre Yüksekliği ayarlanabilir
- Bacak kısımlarındaki lastik uçlarıyla kaymaz
- Hafif
- Tuvalet üzeri kullanıma uygun

Ürün	Gecko starr	Gecko reziprok
Ürün No	700100100	700100200
Teknik Bilgiler		
En	61 cm (24")	61 cm (24")
Boy	47 cm (19")	51 cm (20")
Yükseklik	81 - 98,5 cm (32" - 39")	80 - 97,5 cm (31" - 38")
Katlı	12 cm (5")	12 cm (5")
Toplam Ağırlığı	2,5 kg (5.5 lb)	2,8 kg (6.2 lb)
Maksimum yük	120 kg (265 lb)	100 kg (220 lb)



Kolay katlanır



Easy Rise Yürüteç

Kolay katlanır

- Easy Rise Yürüteç, kullanıcının oturduğu yerden kalkmasına yardımcı olacak iki seviyeli, iki çift tutma koluna sahiptir
- Hafif yürüteç, iç ve dış mekan kullanımına uygundur
- Tek dokunuşla katlama mekanizmasıyla muhafazası ve taşınması kolay
- Kolay manevra kabiliyeti için güçlü ancak hafif alüminyum borulardan imal
- Ön ve arka bacaklarındaki kaydırmaz, iz bırakmaz demir halkalarıyla ekstra dengeli

Ürün	Easy Rise Yürüteç
Ürün No	WA003
Teknik Bilgiler	
En	58 cm (23")
Derinlik	53 cm (21")
Yükseklik	53 - 87 cm (21" - 38")
Toplam Ağırlığı	3 kg (6 lb)
Maksimum yük	135 kg (298 lb)

WALKERS

SEAT CANES



Tetikleme mandalı



Katlanır Yürüteç

Delüks, Katlanır yürüteç

- Elinizi tutma kolundan kaldırmadan tetik mandalını açma ve kapama özelliğiyle, sınırlı parmak hareketi olan kullanıcılar için ideal
- Her elin kolaylıkla erişebileceği tetikleme mandalı
- Dayanıklı ve kompozit tetikleme mandalı
- Güçlü 1" çapında anotlu, soğuk sıkma alüminyum yapıyla hem hafif hem de çok güçlü
- Patentli

Ürün	Deluxe, Trigger Release Folding Walker
Ürün No	10224-4
Teknik Bilgiler	
En	60 cm (24")
Derinlik	43 cm (17")
Toplam Ağırlığı	12,5 kg (27.6 lb)
Maksimum yük	159 kg (351 lb)



Tetikleme mandalı



5" Tekerlekli Katlanır Yürüteç

Delüks, Katlanır yürüteç

- Elinizi tutma kolundan kaldırmadan tetik mandalını açma ve kapama özelliğiyle, sınırlı parmak hareketi olan kullanıcılar için ideal
- Her elin kolaylıkla erişebileceği tetikleme mandalı
- Güçlü 1" çapında anotlu, soğuk sıkma alüminyum yapıyla hem hafif hem de çok güçlü
- Yeni tasarım arka kayar kapağıyla kullanıcının her türlü yüzeyde rahat ve düzgünce hareket etmesini sağlar

Ürün	Deluxe, Trigger Release Folding Walker
Ürün No	10226-4
Teknik Bilgiler	
En	64 cm (25")
Derinlik	43 cm (17")
Toplam Ağırlığı	3,2 kg (7.1 lb)
Maksimum yük	158 kg (348 lb)



Askı koltuklu baston yürüteç

Konforlu ve hafif, seyahat için ideal

- Açık haldeyken rahat koltuk ve kapalı halde güçlü dörtlü baston işlevi
- Kolay katlama özelliğiyle taşınması kolay
- Güçlü alüminyum bronz yapı
- Vinil uçlu dört adet sağlam bacak
- Naylon, askı koltuk
- Rahat, köpük tutma kolları
- Kapalı halde 86 cm (34") yükseklik
- Hafif

Ürün	Cane Sling Seat
Ürün No	10360
Teknik Bilgiler	
Koltuk Eni	46 cm (18")
Koltuk Derinliği	20 cm (8")
Koltuk Yüksekliği	56 cm (22")
Toplam Ağırlığı	1,1 kg (2.4 lb)
Maksimum yük	115 kg (254 lb)



Açması kolay

Rahat ve kullanışlı



Entegre koltuklu baston yürüteç

Günlük arkadaşınız

- Entegre koltuklu, çok yönlü yürüteç
- Tek hareketle açılan rahat koltuk
- Üç bacağıyla güvenli ve konforlu
- Bacakları sayesinde pürüzlü yüzeylerde dahi dengeli
- Konforlu ve hafif yol arkadaşınız, seyahatiniz için de ideal
- 86 – 97cm (34" - 38") arasında ayarlanabilir yükseklik
- Kolay katlanır - 87 x 26 x 5 cm (34" x 10" x 2")

Ürün	Entegre koltuklu
Ürün No	10365-ADJ
Teknik Bilgiler	
Koltuk Eni	21 cm (8")
Koltuk Derinliği	21 cm (8")
Koltuk Yüksekliği	48 - 56 cm (19" - 22")
Toplam Ağırlığı	0,4 kg (0,8 lb)
Maksimum yük	100 kg (220 lb)



Farklı tasarımlar

Katlanır küçük Yüksekliği ayarlanabilir



Ahşap Tutacaklı Baston

Şık ve ergonomik tasarım

- Parlak ve şık, kaliteli işçilik
- Daha fazla konfor ve güvenlik için ergonomik tutma sapı
- Bastonu rahat bir şekilde bileğe tutturun bilek kayışı
- Kaymaz kauçuk ucuyla güvenli tutuş
- Ürün No'su ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

Ürün	Tasarım	Ahşap tutacaklı
siyah		10304BK
bükümlü siyah		10304BKTS
siyah spiral dalga		10304BKWS
kırmızı spiral dalga		10304SRWS
mavi spiral dalga		10304SBWS
dokulu yeşil		10304CAGS
dokulu		10398G-1
benekli beyaz		10398WP-1
beyaz-bambu		10398WB-1
kahverengi dalga		10 398BW-1
mat bronz		10398BE-1
mavi-sarı dokulu		10398BGG-1
Siyah		10398SS-1
ceviz		10398WS-1
kütük kahve		10398WMB-1

Teknik Bilgiler	
Yükseklik	81 - 93 cm (32" - 37")
Toplam Ağırlığı	0,34 kg (0,7 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



Farklı tasarımlar



Jel Tutacaklı Baston

İdeal yol arkadaşınız

- İdeal yürüme ve ayakta durma desteği
- Anatomik şekli, yumuşak jel tutacağıyla konforlu tutuş
- Vücut ölçüsüne göre ayarlanabilir
- Bastonu rahat bir şekilde bileğe tutturun bilek kayışı
- Kaymaz kauçuk ucuyla güvenli tutuş
- Yalnızca birkaç adımda katlanabilir baston
- Mükemmel ev ve yol arkadaşınız
- Teknik özellikleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir
- Ürün No'su ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir

Ürün	Tasarım	Jel tutacaklı
mavi		10370RC
kırmızı		10370BC
siyah		10370BK

Teknik Bilgiler	
Yükseklik	81 - 93 cm (32" - 37")
Toplam Ağırlığı	0,4 kg (0,8 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



Avuç İçi Kavramalı Baston

Balıkçı stili

- Ergonomik şekilli tutacağı, elin basıncını avuç içinde dengeli biçimde dağıttığından, güçsüz el veya el ağrısı şikayeti olanlar için idealdir
- Alüminyum sapı güçlü ancak hafif olduğundan, taşınması ve silmesi kolay
- Basit, itmeli butonuyla yüksekliği ayarlanabilir
- 2cm (1") çaplı kaydırmaz kauçuk halkasıyla zemin üzerinde güvenli kavrayış
- Kaydırmaz kauçuk ve dayanıklı halkasıyla dengeli
- Sol veya sağ elini kullananlara yönelik tasarım mevcuttur

Ürün	Sol el	Sağ el
Ürün No	10339L-6	10339R-6
Teknik Bilgiler		
Yükseklik min.	73 cm (29")	73 cm (29")
Yükseklik maks.	97 cm (38")	97 cm (38")
Maksimum yük	135 kg (298 lb)	135 kg (298 lb)



Baston

Ayarlanabilir


- Kolaylıkla açılıp katlanır, her çantaya veya cebe uygun baston
- Üç yerinden katlanma özelliği sayesinde küçük çanta ve cepler için ideal
- Siyah alüminyum sapı güçlü ancak hafif olduğundan, taşınması ve silmesi kolay
- Basit, itmeli butonuyla yüksekliği ayarlanabilir
- Plastik, lateks içermeyen konforlu ve güvenli tutacak
- Sağlam kauçuk ucuyla çeşitli yüzeyler üzerinde dengeli
- Bilek kayışı standart

Ürün	Walking Stick
Ürün No	WS0015SMO
Teknik Bilgiler	
Yükseklik min.	79 cm (31")
Yükseklik maks.	89 cm (35")
Maksimum yük	135 kg (298 lb)



B Modeli

C Modeli



Hurrycane® Freedom Edition™

- 8 farklı yükseklik ayarı
- 360 derece döner başlık
- Kendiliğinden ayakta duran tasarım
- Anotlu alüminyum sap
- Katlanma özelliğiyle muhafazası kolay
- Bilek kayışı ve seyahat çantası dahil
- Ürün teşhir standı: 6 siyah, 2 kırmızı, 2 mavi, 2 mor, 4 muhteşem tutacak, 4 paket yedek ayak

Ürün	Renk	UOM	
HurryCane®, Freedom Edition™	Siyah	6 adet	HCANE-BK-C2
HurryCane®, Freedom Edition™	Kırmızı	6 adet	HCANE-RD-C2
HurryCane®, Freedom Edition™	Mor	6 adet	HCANE-PR-C2
HurryCane®, Freedom Edition™	Mavi	6 adet	HCANE-BL-C2
Teşhir			
HurryCane®, Freedom Edition™, Ürün Teşhir Standı		1 teşhir	HC-POPVR-CA-C1 HC-POPVR-E2-C2
HurryCane®, Freedom Edition™, Ürün Teşhir Tezgahı		1 teşhir	
Teknik Bilgiler			
Yükseklik min.		77 cm (30.5")	
Yükseklik maks.		95 cm (37.5")	
Maksimum yük		175 kg (350 lb)	

Güvenli ve dengeli



Quad Cane M

İdeal dengeli dört ayaklı baston

- Dört ayağıyla maksimum güvenli baston
- Ergonomik tutma sapıyla rahat ve güvenli kavrayış
- Kullanıcıya uygun yükseklik ayarı
- Kaliteli işçilikli tutma sapı

Ürün	Quad Cane M
Ürün No	WS016
Teknik Bilgiler	
Toplam Yükseklik	66 - 92 cm (26" - 36")
Toplam Ağırlığı	0,75 kg (1,6 lb)
Maksimum yük	115 kg (253.5 lb)

Güvenli ve dengeli



Quad Cane L

İdeal dengeli dört ayaklı baston

- Dört ayağıyla maksimum güvenli baston
- Ergonomik tutma sapıyla rahat ve güvenli kavrayış
- Kullanıcıya uygun yükseklik ayarı
- Kaliteli işçilikli tutma sapı

Ürün	Quad Cane L
Ürün No	WS016L
Teknik Bilgiler	
Toplam Yükseklik	79 - 104 cm (31" - 41")
Toplam Ağırlığı	1,3 kg (2,8 lb)
Maksimum yük	115 kg (253.5 lb)

Güvenli ve dengeli



Quad Cane XL

Maksimum hareketlilik, dört ayaklı baston

- Dört ayağıyla maksimum güvenli baston
- Ergonomik tutma sapıyla rahat ve güvenli kavrayış
- Kullanıcıya uygun yükseklik ayarı
- Kaliteli işçilikli tutma sapı

Ürün	Quad Cane XL
Ürün No	10316-4
Teknik Bilgiler	
Toplam Yükseklik	76 - 100 cm (30" - 39")
Toplam Ağırlığı	1,2 kg (2,6 lb)
Maksimum yük	225 kg (496 lb)



Alüminyum Koltuk Değnekleri

Ayarlanabilir

- Ahşaptan daha hafif, standart alüminyum koltuk değneği dengeli ve dayanıklı
- Çift sıkımlı merkezi boru, ağırlığı taşıyan alana ekstra kuvvet sağlar
- Raptiye ile 1" 'lik artışlarla kolay yükseklik ayarı
- Kaymaz, jumbo beden vinil uçlarla mükemmel yol tutuş
- Tutma kolları için kolay kelebek somun ayarı
- Lateks içermeyen konforlu ve dayanıklı aksesuarlar
- Alüminyum koltuk değneği 350 lb. Ağırlık Kapasitesi (pediatrik model hariç)

Ürün	Alüminyum Koltuk Değnekleri
Ürün No	10400-8
Teknik Bilgiler	
Yükseklik min.	114 cm (45")
Yükseklik maks.	135 cm (53")
Maksimum yük	159 kg (351 lb)



Kanedyen Değnekleri

Alüminyum –İkili Ayarlanabilir

- Hafif alüminyum
- Yüksekliği ayarlanabilir koltuk değnekleri
- Lateks içermez
- Kaymaz, gri kauçuk halkalarıyla dengeli
- Sağlam ve hafif alüminyumdan imal sapı dengeli ve dayanıklı
- İtme butonlarıyla sap ve kayış yükseklikleri farklı kullanıcı tercihlerine göre kolaylıkla ve bağımsız olarak ayarlanabilir
- İdeal ölçüler için 2.5cm (1") 'lik artışlarla yükseklik ayarı
- Lateks içermeyen PVC tutma kolu ve kalıplı kayışıyla konforlu ve güvenli
- Kolay silinebilir yüzeyler

Ürün	Kanedyen Değnekleri
Ürün No	10452-30
Teknik Bilgiler	
Yükseklik	65 - 91 cm (26" - 36")
Tutma Kayışı	22 - 29 cm (9" - 11")
Maksimum yük	127 kg (280 lb)



Farklı tasarımlar



Kanedyen Değnekleri

Standart

- Konforlu destek sunan ve basıncı azaltan tutuş özelliği
- Maksimum kapasite- minimum ağırlık
- 10 kısımlı Yükseklik ayarı
- Kaymaz kauçukla güvenli tutuş
- İdeal ev ve yol arkadaşınız
- Temizlemesi kolay

Ürün	Kanedyen Değnekleri
Ürün No	10481
Teknik Bilgiler	
Toplam Yükseklik	78 - 105 cm (31" - 41")
Toplam Ağırlığı	1,1 kg (2,4 lb)
Maksimum yük	100 kg (220 lb)



Ayarlanabilir bacaklar



Kanedyen Değnekleri

Ayarlanabilir

- Modern ve son derece sağlam kanedyen değnekleri
- Konforlu destek sunan ve basıncı azaltan tutuş özelliği
- Maksimum kapasite- minimum ağırlık
- Vücut ölçüsüne ideal uyum
- Kaymaz kauçukla güvenli tutuş
- İdeal ev ve yol arkadaşınız
- Temizlemesi kolay

Ürün	Kanedyen Değnekleri
Ürün No	10483
Teknik Bilgiler	
Toplam Yükseklik	84 - 99 cm (33" - 39")
Toplam Ağırlığı	1,6 kg (3,5 lb)
Maksimum yük	100 kg (220 lb)



YATAKLAR

Yataklar	64
Baskı Önleyiciler	69
Minderler	71
Yatak Destekleri	73





Casa Med Classic FS – Yan Korkuluklu

Standart 40 - 80 cm yüksekliğinde yatak, bakıcıların/hemşirelerin kolaylıkla hastayla ilgilenebilmesine imkan verir

- Dewert motor, el aygıtı ve kumandaları, 8 butonlu el aygıtı
- Çift Motorlu baş desteği ve diz fren ayarı
- Elektrikli sırt desteği, bacak desteği, diz freni ve alt bacak yükseltme
- Acil hızlı alçaltma mekanizması
- Dört adet frenli tekerler (100mm).

- Dört kısımlı minder desteği (ağ ya da ahşap suntan)
- Tüm tahrik noktalarından hızlı açılma özellikleri
- Ekstra yüksek yan korkuluklar
- Aletsiz kurma ve sökme
- Taşıma sistemi ve kilidi

Ürün	Casa Med Classic FS – Yan Korkuluklu
Ürün No	1984BE
Teknik Bilgiler	
En	102 cm (40")
Boy	213 cm (84")
Yükseklik	40 - 80 cm (16" - 32")
En ağır bileşen	20 kg (44 lb)
Toplam Ağırlığı	91,5 kg (201.7 lb)
Maksimum yük	140 kg (309 lb)



Casa Med Ultra FS – Yan Korkuluklu

- Dewert motor, el aygıtı ve kumandaları, 8 butonlu el aygıtı
- Çift Motorlu baş desteği ve diz fren ayarı
- Elektrikli sırt desteği, bacak desteği, diz freni ve alt bacak yükseltme
- Acil hızlı alçaltma mekanizması
- Dört adet frenli tekerler (100mm).

- Dört kısımlı minder desteği (ağ ya da ahşap suntan)
- Tüm tahrik noktalarından hızlı açılma özellikleri
- Ekstra yüksek yan korkuluklar
- Aletsiz kurma ve sökme
- Taşıma sistemi ve kilidi

Ürün	Casa Med Ultra FS – Yan Korkuluklu
Ürün No	1990BE
Teknik Bilgiler	
En	102 cm (40")
Boy	213 cm (84")
Yükseklik	40 - 80 cm (16" - 32")
En ağır bileşen	20 kg (44 lb)
Toplam Ağırlığı	91,5 kg (201.7 lb)
Maksimum yük	140 kg (309 lb)



Casa Med II – Yan Korkuluklu

Daha dengeli kaldırma özelliği için ekstra makas-kaldırma mekanizması

- Dewert motor, el aygıtı ve kumandaları, 8 butonlu el aygıtı
- Çift Motorlu baş desteği ve diz fren ayarı
- Elektrikli sırt desteği, bacak desteği, diz freni ve alt bacak yükseltme
- Acil hızlı alçaltma mekanizması
- Dört adet frenli tekerler (100mm).
- Dört kısımlı minder desteği (ağ ya da ahşap suntan)
- Tüm hareket noktalarından hızlı açılma özelliği
- Ekstra yüksek yan korkuluklar
- Aletsiz kurma ve sökme
- Taşıma sistemi ve kilidi

Ürün	Casa Med II – Yan Korkuluklu
Ürün No	21871BE
Teknik Bilgiler	
En	101 cm (40")
Boy	206 cm (81")
Yükseklik	40 - 80 cm (16" - 32")
En ağır bileşen	40 kg (88 lb)
Toplam Ağırlığı	149,0 kg (328.5 lb)
Maksimum yük	165 kg (364 lb)



Bed Elitis +

Standart medikal yatak

- 36 - 83 cm arası ayarlanabilir yükseklikli minder desteği
- Tüm ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli aksesuarlar
- Ortamınızı daha fazla kişiselleştirmenize yardımcı çeşitli opsiyonlar

3 farklı versiyon :

2 işlevli elektrikli kumanda:

- Elektrikli yükseklik ayarı
- Elektrikli sırt desteği
- Yatar bacak desteği raflı (2)

3 işlevli elektrikli kumanda:

- Elektrikli yükseklik ayarı
- Elektrikli sırt desteği
- Elektrikli bacak desteği

Diz frenli 3 işlevli elektrikli kumanda:

- Elektrikli yükseklik ayarı
- Elektrikli sırt desteği
- Elektrikli diz frenli ve raflı "ayak" kısmı ayarlanabilir yaslanır bacak desteği

Ürün	Elitis+
Ürün No	S61000400
Teknik Bilgiler	
En	91 cm (36")
Boy	205 cm (81")
Yükseklik	36 - 83 cm (14" - 33")
Toplam Ağırlığı	80,0 kg (176.4 lb)
Maksimum yük	170 kg (375 lb)



Capsys Yatak

Ağır hizmete uygun medikal yatak

- Capsys 120 yenilikçi, 2 elektrikli işlevli bir yatak olup 3. İşlev de kolaylıkla eklenebilir
- Yatağın çeşitli kısımlarının tasarımında, sırt kısmı yatar vaziyetteyken hastanın ayaklara doğru kayması mümkün olduğunca aza indirgenmesine dikkat edilmiştir.
- Özel bir taşıma arabasında ve tamamen monteli vaziyette teslim edilir

Ürün	Capsys
Ürün No	S62002100
Teknik Bilgiler	
En	121 cm (48")
Boy	218 cm (86")
Yükseklik	36 - 80,5 cm (14" - 32")
Toplam Ağırlığı	101,0 kg (222.7 lb)
Maksimum yük	270 kg (595 lb)



Hemşire Kumanda paneli

Durdurma, dönüş ve gidiş fren mekanizması



Endeavour 3000

Akut Bakım hastane yatağı

- Taşıma iskeleti ne uygun
- Elektrikli yükseklik ayarı
- Elektrikli sırt desteği
- Elektrikli kalça desteği
- Manuel bacak yükseltici
- İkili otomatik regresyon
- Otomatik biçim işlevi
- Trendelenburg / Ters-Trendelenburg eğimleri
- Tek butonlu kardiyak sandalye
- Tek butonlu elektrikli CPR
- Rahat kullanımlı manuel CPR kumanda kolları
- Çıkartılabilir baş ve ayak tahtaları
- Çıkartılabilir minder platformları
- İç emniyet kenarları

Ürün	Endeavour 3000
Ürün No	AB3000
Teknik Bilgiler	
En	103 cm (40.5")
Boy	220 cm (86.6")
Yükseklik	
Toplam Ağırlığı	
Maksimum yük	260 kg (573 lb)



Değişken basınç pompası

Sabit basınç pompası



Değişken Basınç Pompası

(220V) ve Pedi

- Maksimum konfor ve etkinlik için 130 adet baloncuk hücresi
- Sessiz pompasıyla hava hücrelerini şişirip söndürme olanağı
- Dakikada 4 litrelik pompası ile 5 dakikalık döngü boyunca sürekli hava akışı ve basınç
- Lüks pompasındaki değişken basınç ayarıyla maksimum konfor ve uyum
- Dayanıklı, kalın telli, Premium vinil baloncuklu pediyle üstün tedavi olanağı
- Yatağa kolaylıkla monte edilmek için dahili destek

Ürün	Değişken Basınç Pompası (220V) ve Pedi
Ürün No	14001E-220
Teknik Bilgiler	
En	91 cm (36")
Boy	198 cm (78")
Yükseklik	6,4 cm (2,5")
Pompa gücü	220 V, 50/60 Hz
Pompa hava akışı	4LPM
Pompa döngü süresi	5 Dakika
Pompa tipi	Kompresör
Toplam Ağırlığı	4,5 kg (9.9 lb)
Maksimum yük	136 kg (300lb)



Beyaz altlık

Çıkartılabilir hücreler

Pompa



Basit Havalı Minder

- Ayarlanabilir ağırlık ayarı
- Ayarlanabilir dinamik döngü süreleri (10,15,20,25 dk)
- Statik baş kısmı
- Yapışkan pedler
- Sesli ve görsel uyarı
- Otomatik sıklık ayarı
- Harici sigorta
- Tam boy hortum rekoru
- 360° fermuar

Ürün	Basit Havalı Minder
Ürün No	1001270001
Teknik Bilgiler	
En	90 cm
Boy	200 cm (78.7")
Yükseklik	20 cm (7.8")
Pompa gücü	220 V, 50/60 Hz
Pompa hava akışı	8LPM
Pompa döngü süresi	10 / 15 / 20 / 25 Dakika
Pompa tipi	Kompresör
Toplam Ağırlığı	7,0 kg (15.4 lb)
Maksimum yük	180 kg (396 lb)



Hücreler Kapalı hortumlar Hava filtresi



Phase III

Güç Birimi

- Dahili gürültü ve titreşim azaltıcı mekanizmasıyla hafif ve dayanıklı pompa
- 10 dakikalık statik başlatma modu sayesinde hastanın destek yüzeyine konulup hazırlanması için gereken süreyi temin ederken, zaman ayarlı statik düğmesi de hareket ettirme, kullanım ve bakım süreçlerinde yardımcıdır.
- Hızlı şişme ve etkili çalışma özellikleri için ikili kompresör
- Hasta hazır uyarı sinyali – sistem tamamen şişik ve hasta hazır hale gelene dek LED ışık yanıp sönmeye devam eder
- Aralık Alternatif mod seçili olduğunda Güç Birimi, iç hücre basıncını, seçilen ağırlık aralığı içerisinde hastanın ağırlığına uygun olacak şekilde ayarlar

Ürün	Phase III
Ürün No	PA7900
Teknik Bilgiler	
En	88 cm (34.6")
Boy	190 cm (74.8")
Yükseklik	20 cm (7.9")
Pompa gücü	230 V, 50/60Hz
Pompa hava akışı	8 LPM
Pompa döngü süresi	10 Dakika
Pompa tipi	Kompresör
Toplam Ağırlığı	7.8 kg (17 lb)
Maksimum yük	247 kg (544.5 lb)



HYBRID-POWER

2'si bir arada minder

- Temizlik maddelerine ve yıpranmaya karşı daha dayanıklı örtü
- Sık dokunmuş dikişleriyle sıvı geçirgenliği azaltılmıştır
- 360° fermuarıyla uzun ömürlü
- Otomatik kilit özelliği
- Düşük basınç uyarı sinyali ve göstergesi
- Kompakt ve hafif güç birimi
- Güç sorunu uyarı sinyali ve göstergesi
- Kaymaz taban – minder kaymasını önleyerek hastaya ve bakıcısına güven verir
- Taban örtüsü – su geçirmeyi önler

Ürün	Hybrid Power
Ürün No	1001290001
Teknik Bilgiler	
En	88 cm (34.6")
Boy	198 cm (78")
Yükseklik	16 cm (6.3")
Pompa gücü	230 V, 50 Hz, 0.5A
Pompa hava akışı	8 LPM
Pompa döngü süresi	10 Dakika
Pompa tipi	Kompresör
Toplam Ağırlığı	16 kg (35 lb)
Maksimum yük	254 kg (560 lb)



Memaflex Advance

Yüksek düzey baskı azaltma özelliği

- Visko elastik köpük vücutla uyumludur ve başta hassas kemikli bölgeler olmak üzere vücutta oluşan baskının azaltılmasına yardımcıdır
- Özel destekli yüzeyiyle, baskı ülseri oluşumunun önlenmesinde yardımcıdır.
- Köpük yüzeyindeki iç hava kanalları, cildin ısınması ve nemlenmesinin azalmasına etkilidir.
- Esnek, kayma ve sürtünmeyi azaltıcı özellikli örtüsüyle hastanın mindere kolaylıkla yerleşmesini sağlar
- Birbirinden bağımsız hücreli yapısıyla, hastanın minder üzerinde mükemmel şekil almasını sağlar

Ürün	Memaflex Advance
Ürün No	APL111
Teknik Bilgiler	
En	88 cm (34.6")
Boy	198 cm (78")
Yükseklik	16 cm (6.3")
Toplam Ağırlığı	16 kg (35.3 lb)
Maksimum yük	247.7 kg (546 lb)



Temizlik yönergeleri



Permafex Advance

Baskı ülserine karşı ucuz maliyetli çözüm

- Özel destekli yüzeyiyle, baskı ülseri oluşumunun önlenmesinde yardımcıdır.
- Köpük yüzeyindeki iç hava kanalları, cildin ısınması ve nemlenmesinin azalmasına etkilidir.
- Esnek, kayma ve sürtünmeyi azaltıcı özellikli örtüsüyle hastanın mindere kolaylıkla yerleşmesini sağlar
- Birbirinden bağımsız hücreli yapısıyla, hastanın minder üzerinde mükemmel şekil almasını sağlar

Ürün	Permafex Advance
Ürün No	APL100
Teknik Bilgiler	
En	88 cm (34.6")
Boy	198 cm (78")
Yükseklik	16 cm (6.3")
Toplam Ağırlığı	13 kg (28.6 lb)
Maksimum yük	190.5 kg (420 lb)



Üstün Koruma Jel Örtü

Dengeli basınç dağıtımı

- Geliştirilmiş yeni jel örtü artık 300 lb. ağırlık kapasiteli
- 15 jel keseciğiyle tüm hasta temas alanını kaplar
- Tam Boy "baştan-ayağa" mevcut jel keseciklerle "aşağı kayma" ve "oyuklaşma" riski minimum indirgenir
- Yeni, sarmal köpük başıyla gelişmiş hasta konforu ve hava sirkülasyonu
- 4 adet esnek köşe kayışıyla mindere güvenle sabitlenir
- Üretan kaplı naylonu suya dayanıklı ve hava geçirimsizdir
- Vinil tabanı lekelerle karşı dirençli ve su geçirmezdir
- Kesecikler içinde sulu, zehirsiz jel ve polistiren boncuklarıyla jel kaymaları en aza indirgenir

Ürün	Premium Guard Gel Overlay
Ürün No	14893
Teknik Bilgiler	
En	86 cm (34")
Boy	193 cm (76")
Yükseklik	9 cm (4")
Toplam Ağırlığı	19,3 kg (42.5 lb)
Maksimum yük	136 kg (300 lb)



Gelişmiş kamu kullanımı

Orta Risk Düzeyi

Sağlık Personeli için Faydaları

- Kamuda ve Evde bakım hizmetlerinde kullanım için ideal
- Mindere ilişkin kullanım önerileri örtü üzerine belirgin bir şekilde yazılmış
- Örtü ve köpük ayrı ayrı değiştirilebilir
- İki farklı minder ölçüsü seçeneği

Enfeksiyon Önleyici

- Suya dayanıklı, hava geçirimli örtünün temizlemesi kolay
- Gizli fermuarıyla su geçirme riski minimum
- Çıkarılabilir ve 80°C'de yıkanabilir örtü

Ürün	Community Advance
Ürün No	APL060
Teknik Bilgiler	
En	88 cm (34.6")
Boy	198 cm (78")
Yükseklik	12.5 cm (5")
Toplam Ağırlığı	12 kg (26.5lb)
Maksimum yük	165 kg (363.7 lb)



İkili Yatak El Desteği

- Yatak tabanı ile minder arasındaki metal boru iskelet, yatak kenarında sağlam bir el desteği oluşturarak hastanın yatağa çıkıp inmesinde, dönmesinde veya yatar pozisyonundan oturur pozisyona geçmesinde yardımcı olur
- Çelik boru iskelet, sert beyaz kaplamasıyla dayanıklı
- Krom kaplama metalik yüzey seçeneğiyle daha da havalı ve temizlemesi kolay
- Kolay klipsli en ayarıyla, 3' tekli divandan ve a 5' ikili yatağa kadar uyumlu
- Özel tasarımıyla bakımı kolay, otomatik yıkama makinelerinde yıkanmaya uygun

Ürün	Double Bed Hand Support
Ürün No	135
Teknik Bilgiler	
Min. en	96 cm (38")
Maks. en	156 cm (62")
Boy	34 cm (13")
Tutma kolunun tabandan yüksekliği	44 cm (17")
Toplam Ağırlığı	4,0 kg (8.8 lb)
Maksimum yük	140 kg (309 lb)



Yatak Yardımcısı

- Yatak içindeki hareketlerinde ve yatağa çıkıp inmesinde hastaya yardımcı, sabit yükseklikte boru desteği
- Geniş tabanlı profil minder altına geçerek yan destek korkuluğuyla denge sağlar
- 2 Destek korkuluğundaki 2 çapraz bağlantı ile çoklu kavrama noktaları oluşturulur, MHRA derneğinin DB2006 Yatak Korkuluklarının Güvenli Kullanımı adlı yönergesiyle uyumlu bir şekilde sıkışmayı önler
- Çelik boru iskeleti, Duradip® kaplı sert, soyulmaya dayanıklı plastik malzemesiyle uzun ömürlüdür
- Gerektiğinde daha fazla stabilite oluşturmak adına kayışlı modeli de mevcuttur

Ürün	Bed Aid
Ürün No	130
Teknik Bilgiler	
Taban Eni	60 cm (24")
Taban Boyu	89 cm (35")
Tutma kolu Eni	33 cm (13")
Tutma kolunun tabandan yüksekliği	51 cm (20")
Toplam Ağırlığı	2,5 kg (5.5 lb)
Maksimum yük	140 kg (309 lb)



HASTA ODASI

Hasta Kaldıraçları	76
Tekerlekli Sehpalar	78
Yatak Üstü Masaları	79
Yatar Koltuklar	80
Ev Bakım Serisi	82





Hermes

Kaldıraç

- Yüksek kapasite, elektrikli oynar taban, 100 mm tekerler

Ürün	Hermes
Ürün No	SR2310000
Teknik Bilgiler	
En	74 cm (29")
Boy	136 cm (54")
Yükseklik	200 cm (79")
Toplam Ağırlığı	55,0 kg (121.3 lb)
Maksimum yük	250 kg (551 lb)




Novaltis

Kaldıraç

- Koltuk/koltuk pozisyonu değişimi, kullanımı kolay, kompakt tasarım

Ürün	Novaltis
Ürün No	SR2910000
Teknik Bilgiler	
En	61 cm (24")
Boy	94 cm (37")
Yükseklik	88 cm (35")
Toplam Ağırlığı	39,0 kg (86.0 lb)
Maksimum yük	175 kg (386 lb)



Samsoft 175

Kaldıraç

- Elektrikli katlanır mekanizma, kullanımı kolay ve hafif, taşıma anında sökülme ihtiyacı duymaz, dik konumda muhafaza edilebilir

Ürün	Samsoft 175
Ürün No	SR2810000
Teknik Bilgiler	
En	61 cm (24")
Boy	128 cm (50")
Yükseklik	159 cm (63")
Toplam Ağırlığı	36,0 kg (79.4 lb)
Maksimum yük	175 kg (386 lb)



Mini Samsoft 150 kaldırmaç

Kullanımı kolay

- Elektrikli katlanır mekanizma, kullanımı kolay ve hafif, taşıma anında sökülme ihtiyacı duymaz, dik konumda muhafaza edilebilir

Ürün	Mini Samsoft 150
Ürün No	SR3000000
Teknik Bilgiler	
En	56 cm (22")
Boy	109 cm (43")
Yükseklik	160 cm (63")
Toplam Ağırlığı	35,0 kg (77.2 lb)
Maksimum yük	150 kg (331 lb)



Rutland Tekerlekli Sehpa

Ayarlanabilir yükseklik

- Sektör lideri Rutland Tekerlekli Sehpa, güç zayıflığı yaşayan hastalar veya hareket kısıtlılığı bulunan hastalar için evde eşyaları kolaylıkla taşımalarına yardımcı olmak üzere Ergoterapistlerle işbirliği içinde tasarlanmıştır
- Son derece güçlü ve sağlam, Duradip® kaplı çelik iskeletiyle dayanıklı ve uzun ömürlü
- İki açılı kenarıyla güvenli tutuş ve emniyet
- Sert, klipsle açılır kapanır tepsileri ısıya dayanıklı, çatlamaz plastikten olup, taşan malzemelerin dökülmesini ve eşyaların düşmesini önleyen çıkıntısı vardır
- Yürürken/yemek yerken rahat etmek için alt tepsi öne doğrudur
- Tekerlekli sehpanın standart 4 adet 10cm (4") çapında büyük tekerleri olup her türlü zemin yüzeyi ve kapı eşikleri için uygundur

Ürün	Yüksekliği Ayarlanabilir Rutland Tekerlekli Sehpa
Ürün No	275
Teknik Bilgiler	
En	46 cm (18")
Derinlik	51 cm (20")
Yükseklik	84 - 99 cm (33" - 39")
Tepsi Eni	41 cm (16")
Tepsi Derinliği	32 cm (13")
Toplam Ağırlığı	7,1 kg (15.7 lb)
Maksimum yük	177 kg (390 lb)



Kullanışlı Tekerlekli Sehpa

Evde eşya taşımak için ideal

- Güç zayıflığı yaşayan hastalar veya hareket kısıtlılığı bulunan hastalar için ideal
- Plastik kaplama, sağlam ve dayanıklı, tekerlekli çelik sehpa
- Yükseklik ayarlama klipsleriyle her kullanıcı ihtiyacına uygun
- Muhafaza ve taşıma kolaylığı için aletsiz montaj ve sökme özelliği
- Açılı tutma yerleriyle dengeli ve kavraması kolay
- İki adet ısıya karşı dayanıklı ve kolay çıkartılabilir plastik tepsi
- Yürürken rahat etmek için alt tepsi öne doğrudur
- Üst tepsi, oturur vaziyette yemek yemek için tasarlanmıştır
- Dört adet büyük tekerliğiyle ev içinde kolay manevra kabiliyeti

Ürün	Kullanışlı Tekerlekli Sehpa
Ürün No	KST001
Teknik Bilgiler	
En	47 cm (19")
Derinlik	50 cm (20")
Yükseklik	89 - 102 cm (35" - 40")
Tepsi Eni	46 cm (18")
Tepsi Derinliği	34 cm (13")
Toplam Ağırlığı	8,0 kg (17.6 lb)
Maksimum yük	15 kg (33 lb)



Yatak/Sandalye Üstü Masa

- Oturma odası veya yatak odasında yatakta veya sandalyede okumak/yemek yemek için ideal
- Bağımsız U-şekilli ayaklarıyla sandalye ve tekerlekli sandalyeler için ideal
- El tekerleği yardımıyla yüksekliği ve açısı ayarlanabilir masasıyla her yatağa/kullanıcıya uygun
- 45°'ye kadar ayarlanabilir masa üstü açısıyla okumaya/yazmaya yardımcı
- Kurması kolay
- Kolay sökülebilir özelliğiyle muhafazası ve taşınması kolay
- 15kg (33lb)'ye kadar nesneleri taşır
- Silmesi kolay yüzeyler

Ürün	Yatak/Sandalye Üstü Masa
Ürün No	701
Teknik Bilgiler	
Masa Eni	54 cm (21.5")
Masa Derinliği	40 cm (16")
Masa Yüksekliği	53 - 82 cm (21" - 32")



Mobil Açık Masa

- Dayanıklı plastik kaplı 2.5cm (1") kare boru
- Kenarları kalkık, temizlemesi kolay lamine tik
- 2 adet güçlü plastik el tekeriyle masa üst yükseklik/eğim açısı ayarı
- Son derece sağlam ve dengeli çelik yapı

Ürün	Mobil Açık Masa
Ürün No	251
Teknik Bilgiler	
Masa Eni	60 cm (24")
Masa Derinliği	45 cm (18")
Masa Yüksekliği	58 - 89 cm (23" - 35")



İki Kısımlı Lüks Masa

Yatak/ Sandalye üstü masa

- Bu yatak üstü masa, yatak odası veya oturma odasında kullanım için ideal
- Küçük yan masasıyla içeceğiniz veya diğer küçük eşyalarınız için ideal, bu arada büyük masa eğimli veya okuma pozisyonunda kalabilir
- Kurması kolay, melamin kaplı yüzeyi, ve eşyaların düşmesini önlemek üzere kalkık kenarları mevcut
- Yüksekliği/eğim açısı kullanıcıya göre ayarlanabilir masa
- Kolay manevra/konumlandırmaya yardımcı 4 adet tekerler
- Kolay silinir yüzeyler

Ürün	İki Kısımlı Lüks Masa
Ürün No	948
Teknik Bilgiler	
Masa Eni	82 cm (32")
Masa Derinliği	40 cm (16")
Masa Yüksekliği	74 - 90 cm (29" - 35")



Chicago Yatar Koltuk

Tek Motor - dekorasyona uygun havallı tasarım

- Daha fazla konfor ve destek için ergonomik hatlı koltuk & sırt ve yumuşak dolgu döşeme
- Tek motorla kalkma, dinlenme ve yatma pozisyonu
- Yükselerek kullanıcıyı ayağa kalma pozisyonuna hazırlar
- 64°'ye kadar eğilen sırt desteğiyle ideal uyku pozisyonu, konfor ve rahatlık sunar
- Sessiz motoruyla düzgün ve sessiz çalışır
- Kullanımı kolay iki butonlu el aygıtı
- Engelinden ötürü kalkma ve oturma hareketlerinde sorun yaşayan kişiler (örneğin MS, Arterit, Romatizma, dolaşım bozukluğu hastaları) için ideal
- 4 farklı renk seçeneği mevcut lüks Rembrandt kumaş- Terakota, Sarı, Yeşil veya Krem

Ürün	Chicago Yatar Koltuk
Ürün No	CLR11
Teknik Bilgiler	
En	83 cm (33")
Derinlik	93 cm (37")
Yükseklik	108 cm (43")
Koltuk Eni	50 cm (20")
Koltuk Derinliği	52 cm (20")
Koltuk Yüksekliği	48 cm (19")
Maksimum yük	150 kg (331 lb)



Nevada Yatar Koltuk

İkili Motor

- İki motoruyla bacak desteğini yükseltme/alçaltma ve sırt desteğini birbirinden bağımsız olarak yatırma özelliğiyle esnek destek çözümleri sunar
- Yükselerek kullanıcıyı ayağa kalma pozisyonuna hazırlar
- Kullanımı kolay dört butonlu el aygıtı
- Engelinden ötürü kalkma ve oturma hareketlerinde sorun yaşayan kişiler (örneğin MS, Arterit, Romatizma, dolaşım bozukluğu hastaları) için ideal
- 1.7m (5'6") boyunda veya daha kısa hastalara uyum sağlamak üzere Küçük boyu da mevcut
- 4 farklı renk seçeneği mevcut lüks Rembrandt kumaş- Terakota, Sarı, Yeşil veya Krem

Ürün	Nevada Yatar Koltuk
Ürün No	CLR12
Teknik Bilgiler	
En	86 cm (34")
Derinlik	93 cm (37")
Yükseklik	110 cm (44")
Koltuk Eni	51 cm (20")
Koltuk Derinliği	54 cm (21")
Koltuk Yüksekliği	48 cm (19")
Maksimum yük	150 kg (331 lb)



Oakham Yüksek Sırtlı Sandalye

2 farklı model seçeneği: kanatlı ve kanatsız

- Farklı destek/konfor seçeneklerini karşılamak üzere tamamen (Toplam Yükseklik, Koltuk Derinliği ve Sırt Yüksekliği) ayarlanabilir sandalye
- Kolay ve çok yönlü kullanım için klipsle ayarlanan koltuk yüksekliği ve kelebek somunla ayarlanan koltuk derinliği ve sırt desteği
- Sırt desteği yüksekliğine göre ayarlanabilen dahili bel desteği ile çok daha konforlu
- Kol destekleri de dahil olmak üzere tamamı yumuşak dolgu döşemesiyle konforlu, kahverengi su geçirmez vinil kaplamasıyla temizlemesi kolay
- Kaymaz kauçuk tabanıyla dengeli

Ürün	kanatlı	kanatsız
Ürün No	700	700NW
Teknik Bilgiler		
En		62 cm (24")
Derinlik		67 cm (26")
Koltuk Eni		61 cm (24")
Koltuk Derinliği		46 cm (18")
Koltuk Yüksekliği		46 - 48 cm (18" - 19")
Maksimum yük		165 kg (364 lb)

Rahatınız için...





Lüks Tabure

Yarı ayakta konumda sunduğu koltuk desteğiyle banyo, duş veya mutfakta kullanım için ideal

- Hijyenik, alev geciktirici özellikli ve su geçirmez poliüretan (PU) döşemeli konforlu tabure
- Tescilli tasarımlı koltukları, dengeli basınç dağıtımı, düzgün bir duruş ve konfor sağlar
- Benzersiz antropometrik şekilli koltuk profiliyle rakipleri arasında en konforlu ve kaydırmaz
- Sert ve dayanıklı, paslanmaz plastik Duradip® kaplamalı, yüksek gerilim kuvvetli çelik yapıyla sağlam ve uzun ömürlü
- Önden arkaya doğru uzanan destek çubuklarıyla ekstra güçlü
- Açılı bacak yapısı, klipsli yükseklik ayarıyla farklı kullanıcı tercihlerine uygun
- Kaymaz, iz yapmaz demir halkalarıyla güvenli tutuş
- Borulu kol/sırt destekleri, poliüretan dolgulu kol/sırt destekleri vb. ihtiyaçlarına uyacak şekilde farklı düzeylerde destek sunan geniş model çeşitliliği
- İstiflenebilir yapısıyla alandan tasarruf sağlar
- Otomatik yıkama makinelerinde termal dekontaminasyona tabi tutularak yeniden işlenebilir hale getirilebilir

Teknik Bilgiler	Lüks tabure	Lüks tabure	Ürün No
En	58 cm (23")	ayarlanabilir Yükseklik	702 PU
Derinlik	41 cm (16")	ayarlanabilir Yükseklik – sırt boru	703 PU
Koltuk Eni	36 cm (14")	ayarlanabilir Yükseklik – yalnız kollar	704 PU
Koltuk Derinliği	29 cm (11")	ayarlanabilir Yükseklik – kol ve sırt boru	705 PU
Koltuk Yüksekliği	52 - 67 cm (20" - 26")	ayarlanabilir Yükseklik – kol boru ve yastıklı sırt	706 PU
Toplam Ağırlığı	Modeline göre 3,7 kg (8.2 lb) - 5.4 (12 lb) arası	ayarlanabilir Yükseklik – yastıklı kol ve yastıklı sırt	707 PU
Maksimum yük	165 kg (364 lb)		



Tabure /Mutfak Taburesi

Fazla kilolular için ideal

- Geniş koltuğuyla fazla kiloluların banyo, duş veya mutfakta kullanımı için ideal
- Yarı ayakta konumda kullanıcıyı destekleyerek oturma/kalkma işlemine yardımcı olur
- Sert ve dayanıklı, paslanmaz plastik Duradip® kaplamalı, yüksek gerilim kuvvetli çelik yapıyla sağlam ve uzun ömürlü
- H kısmı iskeleti daha da güçlü
- Kaymaz koltuk profiliyle ekstra güvenli
- Klipsli yükseklik ayarıyla farklı kullanıcı tercihlerine uygun

Ürün	Fazla kilolular için tabure/mutfak taburesi
Ürün No	406PU
Teknik Bilgiler	
En	71 cm (28")
Derinlik	46 cm (18")
Koltuk Eni	51 cm (20")
Koltuk Derinliği	34 cm (13")
Koltuk Yüksekliği	46 - 61 cm (18" - 24")
Toplam Ağırlığı	7,0 kg (15.4 lb)
Maksimum yük	280 kg (617 lb)

Gündelik Yardımcılar

Gündelik yaşamınızda size yardımcı olacak çeşitli araçlar



Ürün	Ürün No
Egzersiz Pedali	10273KDR
• Rahat bir şekilde otururken kardiyovasküler egzersiz yapma olanağı!	
• Bacak ve kol kaslarını çalıştırır	
• Akşam televizyonunuzu izlerken ya da kitabınızı okurken egzersiz yapma imkanı	



Ürün	Ürün No
Uzatma Kolu	PC23583-1
• Bu uzatma kolu, kolunuzun erişemediği yerlere uzanarak gündelik yaşamınızı kolaylaştırır	
• Özel kauçuk çıkıntılarıyla en küçük nesneleri bile rahatlıkla almanızı sağlar	
• Uzatma kolu yere rahatlıkla uzanır.	
• Oldukça sağlam olmasının yanı sıra son derece hafiftir	



Ürün	Ürün No
Döner Yastık	SWIV001R
• Oturma ve kalkma hareketini yaparken zorlanmalar için ideal çözüm	
• 360° döner yastık, her harekette yardımcı	
• Tüm koltuklara uyar	
• Çapı yaklaşık 40 cm	
• Kapasite: 120 kg'ye kadar	



Ürün	Ürün No
Sırt Desteği	BB001KDR
• Yatağa bağlı hastaların yaslanıp pozisyona getirilmesine yardımcı sırt desteği	
• Ayarlanabilir açı	
• Sağlam malzemeden imal, dayanıklı ve konforlu	
• Katlı halde boyutları (B x E x Y): 61 x 63 x 10 cm	



Ürün	Ürün No
Katlanır Tabure	FOLD002
• Mutfak Dolaplarınıza veya gardırop raflarınıza rahatlıkla erişmeniz için ideal yardımcınız	
• Son derece sağlam, 150 kg'ye kadar taşıma kapasitesi	
• Boyutları (E x Y x D): 32 x 22 x 25 cm	
• Maksimum yük: 150 kg	



Ürün	Ürün No
Sky Banyo Basamağı	RTL1206 8
• Küçük boyut büyük etki: banyoda çok becerikli!	
• Banyo küvetine giriş çıkışı kolaylaştırır	
• Geniş ve kaymaz yüzeyiyle güvenli duruş sağlar	
• Temizlemesi kolay	
• Boyutları: 50 x 40 x 10 cm	
• Kapasitesi: 140 kg'ye kadar	

Gündelik Yardımcılar

Gündelik yaşamınızda size yardımcı olacak çeşitli araçlar



Ürün	Ürün No
Konserve Açacağı	MEKD002BLK-WHT
- Bu kullanışlı aletle zorlu konserve tenekelerini açmak çok kolay! - Kavrama güclüğü çeken kişilerin tenekelerini kolaylıkla açabilmelerini sağlar - Ellerin sert kenarlarla temasını önler - Kavraması kolay kauçuk sapıyla rahat kullanım - Sol veya sağ elini kullanan kullanıcılar için uygundur	



Ürün	Ürün No
Yumuşak Saplı Giyinme Çubuğu	RTL2032
- Tek başlarına giysilerini giymelerini/çıkarmalarını zorlaştıracak şekilde tek kolunu kullananlar veya kol/omuz güçsüzlüğü yaşayanlar için ideal 61 cm (24") sapıyla kol hareketi, uzanma ve eğilme hareketlerini minimum indirir	



Ürün	Ürün No
Çatal	RTL1410
Kaşık	RTL1411
Bıçak	RTL1413
- Birbirinden bağımsız olarak satılan bu çatal, kaşık ve bıçaklar, arteritli hastalar veya ellerinde güç zayıflığı olanlar için ideal - Ergonomik tasarımı hatları ve geniş tutma yerleriyle her beden el için uyumlu, daha dengeli tutuş olanağı	



Ürün	Ürün No
Ahşap Saplı Giyinme Çubuğu	RTL2030
- Tek başlarına giysilerini giymelerini/çıkarmalarını zorlaştıracak şekilde tek kolunu kullananlar veya kol/omuz güçsüzlüğü yaşayanlar için ideal 46 cm (18") ahşap sapıyla kol veya omuz hareketlerini minimum indirir	



Ürün	Ürün No
Çok amaçlı fincan	RTL3515
- Ellerinde güç zayıflığı olan veya kavrama güclüğünden yakınan kişiler için ideal - İki yanındaki geniş tutma sapları sayesinde kullanıcıya tüm elini kullanarak iki sapından fincanı tutmak veya elini içinden geçirmek suretiyle daha güçlü ve dengeli bir kavrayış sunar - Dökülme riskine karşı kapağı ve (PP) ağızlığıyla gelir	



Ürün	Ürün No
Lyfestyle Tarak	RTL1441
Lyfestyle Saç Fırçası	RTL1442
- Kol /omuz güçsüzlüğü yaşayanların kendi başlarına saçlarını taramalarına/fırçalamalarına yardımcı * Lateks içermeyen, ergonomik hatlı ve kaymaz sapı ele rahatça ve güvenli biçimde oturur * 60 cm (24") uzunluğunda tarak/fırça sapı	



Ürün	Ürün No
Çorap giyme yardımcısı	RTL2012
- Öne eğilerek tek başına kısa/uzun çoraplarını giymekte zorlanan kişilere yardımcı olur - Yumuşak plastik çorap yardımcısı kolaylıkla katlanarak veya yuvarlanarak çorabın içine girer - Çorap desteğine bağlı uzun, ağ sapı sayesinde kullanıcıya, öne eğilmeye gerek duymadan çorabı kolaylıkla ayağına geçirme imkanı verir	



Ürün	Ürün No
Esnek Ayakkabı Bağcığı	RTL2050
Siyah	RTL2051
Kahverengi	RTL2052
Beyaz	RTL2052
- Esnek bağcıklar her an bağlı vaziyette durarak ayakkabınızı rahatlıkla giyip çıkarmanızı sağlar - Bağcıklar 69cm (27") uzunluğundadır	



Ürün	Ürün No
Tayt giyme yardımcısı	DL001
- Eğilmeye gerek duymadan taytınızı giymenize yardımcı - Taytınızı tayt giyme yardımcısının üzerine koyarak açık kalmasını sağlarken ayaklarınızı da politen profile yerleştirin - Ardından, yardımcı üzerindeki bantlardan çekerek taytı kolaylıkla ve eğilmeye gerek duymadan bacaklarınızdan yukarı çekin	



Ürün	Ürün No
Mavi metal kerata	RTL2046
- Sağlam çelik, hafif yapı - Kerata, ayakkabıların arkasından kolaylıkla kayıp içeri girerek kullanıcının ayakkabıyı kolaylıkla giymesine yardımcı olur - Düzgün yüzeyi sayesinde çoraplara zarar vermez 58 cm (23") uzunluğuyla kolay erişim sağlar ve eğilme gerekliliğini en aza indirir	



Ürün	Ürün No
Butirat çorap giyme yardımcısı	RTL2010
- Eğilmeye gerek duymadan çorabınızı giymenize yardımcı - Kenarındaki kıvrımlı çıkıntısıyla giyilen çorabı tutar - Çorap giyme yardımcısı çorabı açık tutarak, kullanıcıya minimum çabayla kısa veya uzun çorabını giymesinde yardımcı olur	




Ürün	Ürün No
Uzun plastik kerata	RTL2049
- Hafif, plastik yapı - Kerata, ayakkabıların arkasından kolaylıkla kayıp içeri girerek kullanıcının ayakkabıyı kolaylıkla giymesine yardımcı olur - Düzgün yüzeyi sayesinde çoraplara zarar vermez 61cm (24") uzunluğuyla kolay erişim sağlar ve eğilme gerekliliğini en aza indirir	

Gündelik Yardımcılar

Gündelik yaşamınızda size yardımcı olacak çeşitli araçlar



Ürün	Ürün No
Astarlı Havlu Önlük	RTL9104
- Su geçirmez astarlı havlu önlük - Önlüğün kaymaması için cırt-cırtlı bağlama özelliği - Makinede yıkanabilir - Boyutları – 66 cm (26") x 46 cm (18")	



Ürün	Ürün No
Kulplu Sünger	RT L1020
Uzun	RT L1027
Ekstra Uzun	
Uzun Kulplu Sünger 61 cm (24") uzunluğunda güçlü, akrilik tutma sapı ve yuvarlatılmış ucuyla kavrayışa yardımcı	
Ekstra Uzun Kulplu Sünger 76 cm (30") uzunluğunda	



Ürün	Ürün No
Havlu Önlük	RTL9101
- Bağlamalı beyaz havlu önlük - Makinede yıkanabilir - Boyutları – 64cm (25") x 42cm (16.5")	



Ürün	Ürün No
Kalça Seti	RTL9506-7
- Uzun saplı banyo süngeri - Poly Çorap giyme yardımcısı - Uzanma Yardımcısı 81cm (32") - Plastik kerata - Esnek ayakkabı bağcıkları	



Ürün	Ürün No
Pazen Önlük	RTL9102
- Su geçirmez astarlı pazen önlük - Önlüğün kaymaması için cırt-cırtlı bağlama özelliği - Makinede yıkanabilir - Boyutları – 66 cm (22") x 42 cm (16.5")	



Ürün	Ürün No
Grip-On Yükseltici	GE5100
4 cm (1,5")	GE5100
5 cm (2")	GE5100
6 cm (2,5")	GE5100
Sandalyeden inip çıkmanın kolay ve ucuz yolu; bu becerikli yükselticiler, mobilyanın ayaklarına tutturularak mobilyayı yükseltir	



Ürün	Ürün No
Cep Büyütücü	RT L1113
4.5 x büyütme özelliği - Tutması kolay kompakt tasarım - Lens yüzeyi koruyucu kaba dönük - Cepte veya el çantasında taşımak için ideal	



Ürün	Ürün No
Fil ayakları	GE0069CM
9 cm (3,5")	GE00614CM
14 cm (5,5")	
- Mevcut sandalyeye tutturup yüksekliğini artırarak sandalyeye oturmayı/sandalyeden kalkmayı kolaylaştırmanın güvenli ve ucuz yolu 9 cm (3,5") boyutundaki üst kısmı 8,5cm (3,3") çapında büyük mobilya ayaklarına kadar uyumlu - Yük taşıma kapasitesi 380 kg (60st) (mobilya dahil)	



Ürün	Ürün No
Işıklı Büyüteç	1162
75 mm	1162
110 mm	
- Asferik merceğiyle daha keskin görüntülü büyütme özelliği - Tüm yüzey alanında dikkat dağınıklığı yaratmadan görüntüleme imkanı - Uzun süre dayanıklı, ikili beyaz LED ışık	



Ürün	Ürün No
Çok amaçlı mobilya yükseltici	GE004
Mobilya yükseltici	GE004XL
XL genişletici çubuklar (6adet)	GE004SB
Genişletici çubuklar (6adet)	GE004CO
Klipsli profiller (12adet)	
- Yüksekliği ayarlanabilir ve kullanımı kolay 2 cm (1") klipsli profiller - Mobilya altında kullanıldığında görünmez	



Ürün	Ürün No
Düğme Kancası	RTL2025
- Yalnız tek ellerini kullanan veya ellerindeki güçsüzlük dolayısıyla düğmelerini açıp iliklemede sorun yaşayanlar için ideal - Temizlemesi kolay akrilik tutacağı 2cm (1") boyutunda - Halkayı düğme deliğinden geçirin, düğmeye kancalayın ve ardından her ikisini düğme deliğinden geriye çekerek bağlayın	



Ürün	Ürün No
Ayarlanabilir yatak ve sandalye yükselticiler	GE002DB
Çift kişilik yatak	GE002SB
Tek kişilik yatak	GE003
Sandalye	
- Ayaklı sandalye ve yatakları yükseltmek için ideal - Yükseltme mekanizmasıyla birlikte temin edilen bloklarıyla yükseklik ayarlama mekanizması	



TUVALETLER

Tekerlekli Tuvaletler	88
Tuvaletler	90
Yüksek Tuvalet oturakları	92
Tuvalet Yardımcıları	94





TRS 130 Tekerlekli Tuvalet

Her an kullanıma hazır

- Konforlu, güvenli, sağlam ve dengeli
- Arka tekerlerde park freni
- Aşağı katlanır kol desteğiyle kolay geçiş
- Sağlam, toplanır ve çıkarılabilir ayak destekleri
- Standart hazneli
- Haznesiz halde, tuvalet tabanı üzerinde ideal konum
- Teleskopik ayaklarıyla koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Basamaksız ayarlanabilir ayak destekleri
- Basit, aletsiz kurulum
- Temizlemesi kolay

Ürün	TRS 130
Ürün No	530100000
Teknik Bilgiler	
En	56 cm (22")
Boy	95 cm (37")
Yükseklik	97 cm (38")
Koltuk Eni	44 cm (17")
Koltuk Derinliği	42,5 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	52 cm (20")
Toplam Ağırlığı	14,4 kg (31.7 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



TRS 200 XXL

Tekerlekli tuvalet

- Konforlu, güvenli, sağlam ve dengeli
- Geniş ve sağlam tekerlekli tuvalet, her türlü gereksinime uygun
- Ekstra büyük ve yumuşak koltuğu ve sırt desteğiyle konforlu
- Kaldırılabilir koltuk ve kapak
- Arka tekerlerde park freni
- Aşağı katlanır kol desteğiyle kolay geçiş
- Sağlam, toplanır ve çıkarılabilir ayak destekleri
- Basamaksız ayarlanabilir ayak destekleri
- Kurulumu kolay
- Temizlemesi kolay

Ürün	TRS 200 XXL
Ürün No	530200000
Teknik Bilgiler	
En	72 cm (28")
Boy	96 cm (38")
Yükseklik	98 cm (39")
Koltuk Eni	56 cm (22")
Koltuk Derinliği	42 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	52 cm (20")
Toplam Ağırlığı	15,3 kg (33.7 lb)
Maksimum yük	200 kg (441 lb)



Birstall Mobil Tekerlekli Tuvalet

Kilolu kullanıcılar için ideal

- Hareket kısıtlılığı olup tuvalete erişmekte zorlanan fazla kilolu kullanıcılar için tasarlanmıştır
- Dört adet 13cm (5") tekeriyle bakıcılara kolay manevra imkanı sağlar ve tekerlekli tuvaleti kullanıcıya yaklaştırarak rahatça üzerine çıkmalarını sağlamada yardımcı olur
- Her teker üzerindeki freniyle ekstra denge sağlar
- Klipsle sabitlenen sökülür/takılır kollarıyla geçiş kolaylığı sağlar
- Ekstra büyük koltuğu ve sağlam, güçlü çelik iskeletiyle fazla kilolu kullanıcılar için ideal
- Sert ve dayanıklı, paslanmaz plastik Duradip® kaplamalı çelik yapısıyla uzun ömürlü

Ürün	Birstall
Ürün No	195
Teknik Bilgiler	
En	63 cm (25")
Derinlik	63 cm (25")
Koltuk Eni	61 cm (24")
Koltuk Derinliği	43 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	50 cm (20")
Kol destekleri arası genişlik	61 cm (24")
Toplam Ağırlığı	13,0 kg (28.7 lb)
Maksimum yük	203 kg (448 lb)



TS 130 Tekerlekli Tuvalet

İdeal tekerlekli sandalye

- Konforlu, güvenli, sağlam ve dengeli
- Büyük ve yumuşak koltuğu ve sırt desteğiyle konforlu
- Kaldırılabilir koltuk ve kapak
- Standart hazneli
- Teleskopik ayaklarıyla koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Kauçuk ayaklarıyla sağlam ve dengeli
- Temizlemesi kolay

Ürün	TS 130
Ürün No	530100100
Teknik Bilgiler	
En	58 cm (23") / 62 cm (24")
Boy	50 cm (20") / 55 cm (22")
Koltuk Eni	43 cm (17")
Koltuk Derinliği	44 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	50 - 64 cm (20" - 25")
Toplam Ağırlığı	8,5 kg (18.7 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



Yüksekliği ayarlanabilir



Fazla kilolular için Belgrave Tuvalet

Daldırma kaplı (soyulmaz) güçlü iskelet

- Güçlendirilmiş çelik iskeleti, sağlam ve dayanıklı Duradip® kaplamasıyla fazla kilolular için ideal
- Klipsle tutturulup çıkarılan koltuğu sağlam ve temizlemesi kolay
- Temizlemesi kolay, su geçirmez ve konforlu alev geciktirici poliüretan (PU) malzemeden imal sırt desteği ve koltuk
- 14 litre kapasiteli sağlam kovası ve kapağı kolaylıkla çıkartılıp boşaltılabilir
- Klipse kolaylıkla ayarlanabilir yüksekliğiyle esnek kullanım
- Yan geçişleri kolaylaştıran klipsli sökülür/takılır kollar
- Kaymaz ve iz bırakmaz ayaklarıyla ekstra dengeli
- Otomatik yıkama makinelerinde termal dekontaminasyona tabi tutularak yeniden işlenebilir hale getirilebilir

Ürün	Belgrave
Ürün No	190
Teknik Bilgiler	
En	66 cm (26")
Derinlik	54 cm (21")
Koltuk Eni	61 cm (24")
Koltuk Derinliği	43 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	43 - 58 cm (17" - 23")
Toplam Ağırlığı	13,0 kg (28.7 lb)
Maksimum yük	280 kg (617 lb)



Kolay açılır kol desteği mekanizması



Katlanır kollu lüks tuvalet

Fazla kilolular için ideal tasarım

- Kolay açılır kapanır kol mekanizmasıyla hastanın tuvalete çıkıp inmesini kolaylaştırır
- 300kg (46st)ye kadar taşıma kapasitesiyle fazla kilolular için ideal
- Geniş sırt desteğiyle daha kullanışlı ve konforlu
- Sağlam ve temizlemesi kolay, dayanıklı, beyaz toz kaplama çelik iskelet
- Geniş ve dayanıklı sökülür/takılır koltuk kolaylıkla çıkartılıp temizlenebilir
- Yumuşak dolgulu kol destekleriyle ekstra konforlu
- 10 litre kapasiteli kovası, tuvaletin arka kısmından kolaylıkla kaydırılarak takılıp çıkarılma özelliğiyle boşaltması ve temizlemesi kolay
- Dökülmeyi önleyen ve kokuların içeri hapsolmesine yardımcı olan kapak

Ürün	Deluxe
Ürün No	11135-1
Teknik Bilgiler	
En	71 cm (28")
Derinlik	47 cm (19")
Koltuk Eni	58 cm (23")
Koltuk Derinliği	47 cm (19")
Koltuk Yüksekliği	48 - 58 cm (19" - 23")
Toplam Ağırlığı	10,0 kg (22.0 lb)
Maksimum yük	300 kg (661 lb)



Yukarı katlanır koltuk kapağı

Altı farklı yükseklik ayarı



TSG 130 Tuvalet


Günlük hijyen ve güvenlik

- Yükseltilmiş mobil tuvalet koltuğu
- Konforlu, güvenli ve sağlam
- Hızlı kurulum
- Teleskopik ayaklarıyla yedi farklı yükseklik ayarı
- Kauçuk ayaklarıyla dengeli
- Temizlemesi kolay

Ürün	TSG 130
Ürün No	500800100
Teknik Bilgiler	
En	52 cm (20")
Boy	46 cm (18")
Yükseklik	77,5 cm (30")
Koltuk Eni	43 cm (17")
Koltuk Derinliği	44 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	40 - 55 cm (16" - 22")
Toplam Ağırlığı	6,1 kg (13.4 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



3 adımda aletsiz kurulum



Fazla kilolular için katlanır tuvalet

Aletsiz kurulum

- 650 lb. ağırlık kapasitesi
- 3 adımda aletsiz kolay kurulum
- Kolay açılır ve katlanır özelliğiyle taşınması ve muhafazası kolay
- Dayanıklı plastikten 16 ½" derinliğinde takılır/çıkartılır koltuk ve kapak
- Plastik kol destekleriyle ekstra konforlu
- Aletsiz çıkartılır sırt desteği
- 12 litre kapasiteli taşıma saplı, örtülü ve sıçrama önleyicili tuvalet kovası ile komple set halinde gelir

Ürün	Bariatric Folding Commode
Ürün No	11117N -2
Teknik Bilgiler	
En	81 cm (32")
Yükseklik	39 - 56 cm (15" - 22")
Koltuk Eni	35 cm (14")
Koltuk Derinliği	42 cm (17")
Toplam Ağırlığı	8,6 kg (19.0 lb)
Maksimum yük	295 kg (650 lb)



Kapaksız
2. model

İki hijyenik
oyuk

Kolay kurulum
için sabitleme
vidası



Ticco 2G Yüksek tuvalet oturağı

Örtülü ve örtüsüz – 2. nesil

- Yeni şekliyle Yüksek tuvalet oturağı
- İki hijyenik oyuğuyla maksimum açıklık
- Basit, aletsiz kurulum
- Sabitleme vidalarıyla tutması rahat
- Pürüzsüz yüzeyiyle kolay temizlenir
- Kendisi hafif, taşıma kapasitesi maksimum
- Şık pakette teslim
- Kendi tasarım ve üretimimiz

Ürün	Örtülü	Örtüsüz
Ürün No	523400000	523300000
Teknik Bilgiler		
En	39 cm (15")	39 cm (15")
Boy	39 cm (15")	39 cm (15")
Giriş ağızı boyu	28,5 cm (11")	28,5 cm (11")
Giriş ağızı eni	21,5 cm (8")	21,5 cm (8")
Yükseklik ön/arka	10 cm (4") / 14,6 cm (6")	8,6 cm (3") / 12 cm (5")
Toplam Ağırlığı	1,4 kg (3.0 lb)	1,1 kg (2.3 lb)
Maksimum yük	225 kg (496 lb)	225 kg (496 lb)



Kapağında girintili
tutma yeri

3 farklı yükseklik
ayarı

Kaydırmaz tutma kolları



TSE 150 Yüksek tuvalet oturağı

Kol destekli/kol desteksiz

- İki hijyenik oyuklu ve entegre oturaklı
- Kapağında girintisi sayesinde açması kolay
- Takılır/sökülür ve kaymaz tutma kolları
- Montaj eldiveniyle birlikte teslim edilir
- Basit, aletsiz kurulum
- Üç farklı yükseklik ayarı
- Pürüzsüz yüzeyiyle kolay temizlenir
- Şık pakette teslim


Ürün	Kol destekli	Kol desteksiz
Ürün No	5201000 / TSE150	5200500
Teknik Bilgiler		
En	56 cm (22")	46 cm (18")
Boy	48,5 cm (19")	48,5 cm (19")
Yükseklik ayarı	6,5 cm (2,5")	10 cm (4") / 13,5 cm (5,3")
Giriş ağızı boyu	25 cm (10")	25 cm (10")
Giriş ağızı eni	23 cm (9")	23 cm (9")
Toplam Ağırlığı	5,7 kg (12.6 lb)	3,7 kg (8.2 lb)
Maksimum yük	150 kg (331 lb)	150 kg (331 lb)



Plastik germe
bağlantıları

Aletsiz kurulum

30 mm bindirme



TSE 100S Yüksek tuvalet oturağı

Evde kullanım için konforlu oturuş

- İki hijyenik oyuğuyla maksimum açıklık
- Basit, aletsiz kurulum
- Sabitleme vidalarıyla tutması rahat
- Cilt dostu PU plastiğiyle konforlu oturuş
- Pürüzsüz yüzeyiyle kolay temizlenir
- Konik oturma yüzeyiyle konforlu

Ürün	TSE 100S
Ürün No	523500000
Teknik Bilgiler	
En	43 cm (17")
Boy	40 cm (16")
Yükseklik	11 cm (4")
Giriş ağızı boyu	25,5 cm (10")
Giriş ağızı eni	22,5 cm (9")
Toplam Ağırlığı	2,1 kg (4.6 lb)
Maksimum yük	250 kg (551 lb)



kapaksız



Yüksek tuvalet oturağı

Kapaklı/kapaksız

- Yüksek plastik oturak, normal tuvalet çanağına oturtularak tuvalete çıkıp inmeyi kolaylaştırır
- 3 farklı yükseklik ayarıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uyar
- Oturağın ön ve arka kısımlarındaki oyuklar sayesinde daha fazla kişisel hijyen sağlar
- Ön tampon ve iki arka plastik el tekeri kilidiyle tuvalet çanağına kolaylıkla ve sağlam şekilde oturur
- Aletsiz kurulum
- Pürüzsüz ve erişilebilir yüzeyleriyle kullanımı konforlu ve temizlemesi kolay
- Kapaklı modelleriyle kötü görünümü önleme

Ürün	2" kapak	2" kapak	4" kapak	6" kapak
Ürün No	12062	12063	12065	12067
Teknik Bilgiler				
En				36 cm (14")
Derinlik				41 cm (16")
Koltuk Eni				36 cm (14")
Koltuk Derinliği				41 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	5 cm (2")	5 cm (2")	10 cm (4")	15 cm (6")
Toplam Ağırlığı	1 kg (2 lb)	1,4 kg (3 lb)	1,4 kg (3 lb)	2 kg (4 lb)
Maksimum yük				200 kg (441 lb)



Çıkartılabilir kol destekleri

Kilitleme vidası

Yumuşak dolgu kol destekleri



Yüksek Tuvalet Oturağı

Çıkartılabilir kol destekli

- Kol desteği ve yüksek plastik oturağıyla normal tuvalet çanağına oturtularak tuvalete çıkıp inmeyi kolaylaştırır
- Çıkartılabilir kol destekleriyle geçiş kolaylığı sağlar, geniş alanıyla konforludur
- Dayanıklı plastik yapısıyla son derece güçlü ve sağlam
- Tamamı köpük dolgu kol destekleriyle ekstra konforlu
- Büyük, dayanıklı "sonsuz vida" ve kilitleme levhasıyla daha da geliştirilmiş kilitleme mekanizmasıyla güvenli ve sağlam
- Ön oturak oyuğuyla daha hijyenik
- Aletsiz olarak tuvalet çanağına oturur, kaymaz-kaydırmaz özelliğiyle güvenli

Ürün	Yüksek Tuvalet Oturağı
Ürün No	12027RA
Teknik Bilgiler	
En	43 cm (17")
Derinlik	42 cm (17")
Koltuk Eni	43 cm (17")
Koltuk Derinliği	42 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	13 cm (5")
Toplam Ağırlığı	2,3 kg (5.1 lb)
Maksimum yük	135 kg (298 lb)



Cosby Tuvalet İskeleti


Farklı kullanıcı ihtiyaçlarına kolaylıkla uyarlanabilir

- Kendi kendine ayak duran, ayarlanabilir iskeletiyle tuvaleti çevreleyerek tuvalete inip çıkmayı kolaylaştırır
- Plastik veya yumuşak dolgu poliüretan (PU) kol destekli modelleriyle yumuşak ve rahat tutuş sağlar
- Sert ve dayanıklı Duradip® kaplı sağlam çelik iskeletiyle sağlam ve uzun ömürlü
- Kaymaz, iz bırakmaz ayağıyla dengeli; ekstra güvenlik için zemine sabitlenen modeli de mevcut
- İstiflenebilme özelliğiyle maksimum alan tasarrufu
- Otomatik yıkama makinelerinde termal dekontaminasyona uygun

Ürün	Cosby
Ürün No	157
Teknik Bilgiler	
En	48 - 61 cm (19" - 24")
Boy	46 cm (18")
Yükseklik	43 - 58 cm (17" - 23")
Toplam Ağırlığı	4,5 kg (9.9 lb)
Maksimum yük	196 kg (432 lb)

Kaliteli, güvenli ve benzersiz ... **daha azıyla yetinmeyin!**





BANYO

Banyo Kaldıraçları	98
Banyo basamakları & Bankları	100
Banyo Oturakları	101
Banyo Güvenliği (Tutma Çubukları)	103



Sınıfının en hafifi



* Resimlerde aksesuarlar ve özel ekipmanlar (varsa) gösterilmiştir

Hijyenik
oyuk

El kumandası

Priz



Bellavita 2G Banyo Kaldıracı

Sınıfının en iyisi – 2. nesil

- Kolay kurulum
- En yüksek konumda maksimum sağlamlık
- Geniş yan kanatlar
- Yalnız 9.3 kg ağırlığında olan tek banyo kaldırıcı
- Kolay açılır ön vakum kapları
- Yükseklik adaptörüne ihtiyaç duymaz (48 cm derinliğe kadar olan banyolar için)
- Ergonomik koltuk ve sırt desteği

- Elektromanyetik uyum deneyinden geçmiş (EMC)
- Yükseklik adaptörüne ihtiyaç duymaz (48 cm derinliğe kadar olan banyolar için)
- Banyo kaldırıcı beş yıl, batarya iki yıl garantili (vakum kabı, örtüleri manuel kumanda ve aşınan parçalar hariç)

Teknik Bilgiler	
En	70 cm (28")
Boy	83 cm (33")
Yükseklik	70 cm (28")
Koltuk Eni	35 cm (14")
Koltuk Derinliği	42 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	6,5 - 48 cm (3" - 19")
Ağırlık	9.3kg (21 lb)
Maksimum yük	140 kg (309 lb)

Ürün	Ürün No
Örtüsüz	465100100
Klasik örtülü - beyaz	465100252
Klasik örtülü - mavi	465100312
Klasik örtülü - gri	465100432
Konforlu örtülü - beyaz	465200252
Konforlu örtülü - mavi	465200312
Konforlu örtülü - gri	465200432

Bellavita 2G Aksesuarlar

Banyo yardımcıları ve aksesuarları

Ürün	Ürün No
Baş desteği	
beyaz	410200252
mavi	410200312
gri	410200432
• Yüksekliği ayarlanabilir	
• Yumuşak dolgu baş desteği	

Ürün	Ürün No
Yan Kanat Deflektörleri	400570
• Her tür küvet tutacağına monte edilebilir	
• Banyo kaldırıcının yan kanatlarının tutacaklara sıkışmasını önler	

Ürün	Ürün No
Aktif temizleyici, Köpük	410900100
• Plastik yüzeyler için özel temizleyici	

Ürün	Ürün No
Vakum Kabi Seti	
4 x şeffaf	460900225
4 x gri – vida ekli	460900220
• Havalandırma kayışlı vakum kabı	
• Eğilme sonrası ön vakum kabı otomatik havalandırması	

Ürün	Ürün No
Yan kanatlar (açılan)	
En 5 cm	460900227
En 7.5 cm	460900228
En 10 cm	460900229
• Koltuk ve geçiş yüzeyini 5 / 7.5 / 10 cm kadar genişletir	

Ürün	Ürün No
Vitaturm K döner yastık	412100100
• Yalnız 12 mm yüksekliğiyle ideal banyo yardımcısı	
• Banyo kaldırıcında konumlandırma ve döndürmeyi kolaylaştırır	
• 60° C'ye kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir	

Ürün	Ürün No
Vitaturm L Döner, Geçiş Yardımcısı	412100200
• Banyo kaldırıcına geçişi, üzerinde konumlanmayı ve dönüşü kolaylaştırır	
• 60° C'ye kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir	

Ürün	Ürün No
Kemer sistemi	
2-uçlu kemer	460900100
• Güvenli ve konforlu banyo için	
• Kolay kurulum	

Ürün	Ürün No
Örtü Seti	
Bellavita Classic mavi	460800312
• Konforlu ve kaydırmaz	
• Konforlu oturak	
• Yıkabilir, temizlemesi kolay yüzey	

Ürün	Ürün No
Örtü Seti	
Bellavita Classic gri	460800432
• Konforlu ve kaydırmaz	
• Konforlu oturak	
• Yıkabilir, temizlemesi kolay yüzey	

Ürün	Ürün No
Örtü Seti	
Bellavita Classic beyaz	460800252
• Konforlu ve kaydırmaz	
• Konforlu oturak	
• Yıkabilir, temizlemesi kolay yüzey	

Ürün	Ürün No
Örtü Seti	
Bellavita Comfort mavi	460900312
• Yumuşak, kaymaz malzeme	
• Yan kanatlar	
• Yıkabilir ve temizlemesi kolay	

Ürün	Ürün No
Örtü Seti	
Bellavita Comfort beyaz	460900252
• Yumuşak, kaymaz malzeme	
• Yan kanatlar	
• Yıkabilir ve temizlemesi kolay	

Ürün	Ürün No
Örtü Seti	
Bellavita Kaymaz koruma	460960252
• Kaymayı önler	
• Temizlemesi çok kolay	
• Kayış yardımıyla kişiselleştirme imkanı	

Ürün	Ürün No
Örtü Seti	
Bellavita oturak kısaltıcı	460950252
• Banyo kaldırıcının oturak yüzeyini kısaltır	
• Güvenli oturmayı sağlar	
• Kayış yardımıyla kişiselleştirme imkanı	

Ürün	Ürün No
Kemer sistemi	
4-noktalı göğüs kemeri	460900150
• Güvenli ve konforlu banyo için	
• Kolay kurulum	



Temizlemesi kolay Kurulumu kolay Saklaması kolay



AquaJoy Banyo Kaldırıcı


Maksimum ihtiyaçlara uygun banyo kaldırıcı

- Yüksek sırt destekli, iki parçalı, bataryalı banyo kaldırıcı
- Benzersiz, basınç azaltıcı jel dolgulu
- Sağlam, dengeli iskelet ve taban levhası
- Kurulumu kolay
- Hafif ve su geçirmez
- Yumuşak tutuş, kullanıcı-dostu, yüzer manuel kumanda
- Minderli veya mindersiz
- Çeşitli aksesuar seçeneği

Ürün	AquaJoy
Ürün No	AQJA0001
Teknik Bilgiler	
En	68,6 cm (27")
Derinlik	54 cm (21")
Yükseklik	9 - 46,5 cm (3" - 18")
Koltuk Eni	35 cm (14")
Koltuk Derinliği	42 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	9 - 46,5 cm (3" - 18")
Toplam Ağırlığı	15,8 kg (34.8 lb)
Maksimum yük	170 kg (375 lb)



İstiflemesi kolay Drenaj delikleri Kişisel ayar



Sky Banyo Basamağı

Banyo için istiflemesi kolay basamaklar

- Kendisi küçük etkisi büyük!
- Banyoya girip çıkmayı kolaylaştırır
- Geniş, kaymaz basamak yüzeyiyle güvenli duruş sağlar
- Kolaylıkla ve hızla istiflenerek basamakları yükseltmek mümkün
- Temizlemesi kolay
- Toplam Ağırlığı yalnız 0,4 kg (0,8 lb)

Ürün	Sky
Ürün No	RTL12068
Teknik Bilgiler	
En	50 cm (20")
Boy	40 cm (16")
Yükseklik	10 cm (4")
Maksimum yük	140 kg (309 lb)



Çizmez lastik ayak Maksimum yük Benny Benny XL -Boy 69 cm Benny XL -Boy 74,5 cm



Benny / Benny XL

Banyo Bankları – Banyoda rahatlık ve güvenlik

- Drenaj delikli kaymaz oturma yüzeyi
- Banyoya girip çıkmayı kolaylaştırır
- Banyo enine kolaylıkla uyum sağlar
- Kavrama çubuğu ve entegre sabunuğu dahil
- Aletsiz hızlı ve kolay kurulum
- Lastik ayaklarıyla güvenli ve çizilmelere karşı emniyetli
- Kullanışlı, kullanıcı dostu ambalajda teslim
- Temizlemesi kolay

Ürün	Benny / Benny XL	Benny / Benny XL
Ürün No	550100100 / 550100300	550100200 / 550100400
Teknik Bilgiler		
Toplam Boy	69 cm (27")	74,5 cm (29")
Toplam En	35 cm (14")	35 cm (14")
Min. ayar	40 cm (16")	43 cm (17")
Maks. ayar	63 cm (25")	68 cm (27")
Toplam Ağırlığı	2,1 kg (4,6 lb) / 2,2 kg (4,8")	2,6 kg (5,7 lb) / 2,7 kg (5,9")
Maksimum yük	150 kg (331 lb) / 225 kg (496 lb)	150 kg (331 lb) / 210 kg (463 lb)



2. model sırt desteksiz Kaymaz lastik uçlar Eni ayarlanabilir



Bob / Boby Banyo Oturağı

Sırt destekli ve desteksiz banyo oturağı

- Küvet kenarına oturur
- Banyo yapmayı güvenli ve konforlu hale getirir
- Toz kaplı alüminyum iskelet
- Tüm standart banyolara uyur
- Hijyenik oyuklu konforlu ve kaymaz oturak
- Kaymaz, plastik kaplama kollar
- Temizlemesi kolay

Ürün	Sırt destekli/desteksiz	Boby
Ürün No	550400200 / 550400100	12488KD
Teknik Bilgiler		
Toplam En	74 - 85 cm (29" - 33")	67 - 78 cm (26" - 30")
Toplam Derinlik	46 cm (18")	46 cm (18")
Koltuk Eni / Derinlik	41 cm (16")	41 cm (16")
Koltuk Eni - iç kısım	45,5 - 57,5 cm (18" - 23")	45,5 - 57,5 cm (18" - 23")
Toplam Ağırlığı	3,1 kg (6,8 lb) / 2,4 kg (5,3 lb)	3,0 kg (6,6 lb)
Maksimum yük	120 kg (265 lb)	120 kg (265 lb)



Hijyenik oyuk

2 konumlu bacak ayarı



BES 120 Döner Banyo Oturağı

Banyoda daha fazla güvenlik

- Banyoya girip çıkmayı daha kolay ve güvenli hale getirir
- Dört adımda 360° dönebilir
- Otomatik mandallama
- Tüm standart banyolara uyur
- Lastik sıkıştırma vidası sayesinde yerine sabitlenir
- Hijyenik oyuklu, konforlu ve kaymaz koltuk yüzeyi
- Kaymayı önleyen lastik ayaklar
- Temizlemesi kolay

Ürün	BES120
Ürün No	550600200
Toplam En	78 cm (31")
Koltuk Eni	40 cm (16")
Koltuk Derinliği	40 cm (16")
Sirt yüksekliği	40 cm (16")
Ayar	4 x 90°
Toplam Ağırlığı	5,0 kg (11.0 lb)
Maksimum yük	120 kg (265 lb)



Ayarlanabilir kapaklı vida

Kaydırmaz lastik uçlar

90 derece dönüş



BEN Döner Banyo Oturağı

Banyoya girip çıkmayı kolaylaştırır

- Oturak 90°'ye ayarlanabilir
- Otomatik mandal sistemiyle güvenli
- Tam monte halde gelir – banyoya konması yeterli
- Banyoya kolay uyum sağlar (maksimum banyo eni 59 cm)
- Drenaj delikleriyle banyo suyu tahliye edilir
- Kaymaz plastik kaplama kol destekleri
- Temizlemesi kolay

Ürün No	550600100
Toplam En	73,5 cm (29")
Koltuk Eni	44 cm (17")
Koltuk Derinliği	40 cm (16")
Sirt Yüksekliği	40 cm (16")
Ayar	4 x 90°
Toplam Ağırlığı	6,0 kg (13.2 lb)
Maksimum yük	120 kg (265 lb)

Banyo Güvenliği

Evde güvenli bir kavrayış için



Ürün	Ürün No
Vakum Kabı Kavrama Çubuğu	
Solido Boy 32,5 cm	660100100
Solido Boy 58 cm	660100200
Solido Boy 88 cm	660100300

- Delmeye-vidalamaya gerek duymaz- Vakum eğim kaldırıcı 70 kg'lık germe kuvvetiyle güçlü bir vakum yaratır
- Kullanışlı ve her türlü düzgün yüzeyde kullanıma uygun



Ürün	Perakende ambalaj	Ürün No
Paslanmaz çelik kavrama çubukları		
Boy 30 cm	630500300	630600300
Boy 40 cm	630500400	630600400
Boy 50 cm	630500500	630600500
Boy 60 cm	630500600	630600600

- Montaj malzemesiyle teslim edilir



Ürün	Ürün No
Vakum Kabı Kavrama Çubuğu	
Solido T Kısa	660100400
Solido T Orta	660100500
Solido T Uzun	660100600

- Delmeye-vidalamaya gerek duymaz- Vakum eğim kaldırıcı 70 kg'lık germe kuvvetiyle güçlü bir vakum yaratır
- Kullanışlı ve her türlü düzgün yüzeyde kullanıma uygun



Ürün	Perakende ambalaj	Ürün No
Çelik kavrama çubukları		
Boy 30 cm	630100300	630200300
Boy 40 cm	630100400	630200400
Boy 50 cm	630100500	630200500
Boy 60 cm	630100600	630200600

- Montaj malzemesiyle teslim edilir



Ürün	Ürün No
Vakum Kabı 12" Kavrama çubuğu-gösterge	13082-3
İkili Döner Vakum Kabı 12" Kavrama çubuğu-gösterge	RTL13084

- Kurması ve sökmesi kolay
- Renkli göstergesinde "güvenli" vakum veya "yeniden bağlantı" vakum ayarı gösterilir



Ürün	Ürün No
Küvet korkuluğu-kısa	10590-10

- Parlak, paslanmaz çelik kavrama çubuğu
- Banyo enine kolay uyum
- Kaymaz plastik kaplama kol destekleri
- Sağ açılı şekliyle farklı kavrama seçenekleri sunar




Ürün	Ürün No
Plastik kavrama çubukları	
Boy 30 cm	650100100
Boy 41 cm	650100200
Boy 61 cm	650100300
Boy 40 cm	650100500
Açı 45°	

- Tüm modellerde En: 6.5 cm Yükseklik: 7 cm ve Duvar açıklığı: 4 cm



Ürün	Ürün No
Katlanır emniyet çubukları	
Uzunluk - 60 cm	10495-30
Uzunluk- 85 cm	10495-20

- Parlak, paslanmaz çelik kavrama çubuğu
- Tuvaletin her iki yanına monte edilir
- Her iki konumda katlanır ve kendi kendine durur
- Düşme koruma ve seramik koruma özelliği



Ürün	Ürün No
Yan duvar kavrama çubuğu 90°	
Sol	10430-10
Sağ	10430-20

- Parlak, paslanmaz çelik kavrama çubuğu
- Sağ açılı şekliyle farklı kavrama seçenekleri sunar



Ürün	Ürün No
Katlanır emniyet çubukları	
Uzunluk- 85 cm	10495-10

- Parlak, paslanmaz çelik kavrama çubuğu
- Tuvaletin her iki yanına monte edilir
- Her iki konumda katlanır ve kendi kendine durur
- Girişli kavrama yerleriyle güvenli tutuş sağlar



Ürün	Ürün No
Zemin-Tavan Kavrama direği	10410-10

- Parlak, paslanmaz çelik kavrama çubuğu
- Kavrama oyuklarıyla güvenli tutuş
- Yükseklik ayarı 235 - 255 cm (93"-100") arası
- Maksimum yük 100 kg (220 lb)



Ürün	Ürün No
Trombone Açılır kapanır destek korkulukları	GRH001

- Tuvaletin arkasında veya duşa duvara monte edilir, oturmayla/kalkmayla yardımcı olur
- Sağlam çelikten imal, 3.5cm (1") çapında ve beyaz epoksi toz kaplamasıyla dayanıklı
- Duvar levhası boyutu: 10cm x 20cm (4" x 8") ve 6 x 8mm (0.3") çaplı delikler



DUŞ

Duş Tabureleri	106
Duş Sandalyeleri	109
Tekerlekli Duş Sandalyeleri	114



2. Model
Delphi Plus3. Model
Delphi 2Plus

Geniş lastik ayaklar



Delphi Duş Taburesi

Minimum ağırlık maksimum kapasite

- Güvenli, dengeli ve küçük hacimli
- Su tahliyesi için delikli koltuk
- Üç farklı model seçeneği
- Teleskopik ayaklarıyla 3 farklı konumda koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Lastik ayaklarıyla dengeli
- Pratik, taşınabilir ambalajında teslim
- Temizlemesi kolay

Ürün	Delphi	Delphi Plus	Delphi 2 Plus
Ürün No	540100000	540200000	540300000
Teknik Bilgiler			
Toplam En			38,5 cm (15")
Toplam Boy			38,5 cm (15")
Toplam Yükseklik (maks.)			55 cm (22")
Koltuk Yüksekliği		45 cm (18") - 50 cm (20") - 55 cm (22")	
Koltuk çapı			38 cm (15")
Toplam Ağırlığı			1,6 kg (3.5 lb)
Maksimum yük			180 kg (397 lb)



Ayarlanabilir ayaklar



Dino Duş Taburesi

Küçük ve kullanışlı – her duşa sığar

- Güvenli, dengeli ve küçük hacimli
- Kurulum gerekmez
- Hafif
- Dokulu yüzeyiyle güvenli tutuş
- Teleskopik ayaklarıyla 8 farklı konumda koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Lastik ayaklarıyla dengeli
- Temizlemesi kolay

Ürün	Dino
Ürün No	550500100
Teknik Bilgiler	
Toplam En	45 cm (18")
Toplam Boy	45 cm (18")
Toplam Yükseklik	52 cm (20,4")
Koltuk Yüksekliği	34 - 52 cm (20,4")
Koltuk çapı	32 cm (13")
Toplam Ağırlığı	1,6 kg (3.5 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



Ayarlanabilir ayaklar



Banyo Duş Taburesi

Yumuşak dolgulu döner koltuklu

- Döner, dolgulu koltuğu sayesinde duş anında dönme ve uzanma hareketi ihtiyacını azaltır
- Koltuğun dönen üst kısmı çıkartılarak kolaylıkla temizlenebilir
- Kişisel eşyaların muhafaza edilebileceği çıkartılabilir tepsisiyle teslim edilir
- Denge sorunu veya herhangi bir hareket engeli olan kişiler için ideal
- 41cm (16") ile 58cm (23") arasında ayarlanabilir koltuk yüksekliği
- Serbestçe durabilen kullanışlı banyo taburesi
- Kaymaz, iz bırakmaz ayaklarıyla dengeli
- Pürüzsüz ve kolay erişilir yüzeyleriyle temizlemesi kolay
- Kolay kullanılan itmeli butonuyla yüksekliği banyonuza göre ayarlanabilir

Ürün	With Rotating Padded Seat
Ürün No	RTL120 61
Teknik Bilgiler	
En	38 cm (15")
Derinlik	38 cm (15")
Koltuk Eni	36 cm (14")
Koltuk Derinliği	36 cm (14")
Koltuk Yüksekliği	41 - 58 cm (16" - 23")
Toplam Ağırlığı	3,0 kg (6.6 lb)
Maksimum yük	135 kg (298 lb)

Klipsli
ayarlanabilir
ayaklar

Bosworth Duş Bankı

- Yüksekliği ayarlanabilir çok amaçlı duş bankı, su tahliye delikli plastik koltuğuyla güçlü ve dengeli
- Entegre çelik boru tutacaklarıyla kullanıcıya yardımcı
- Ayak kısımlarındaki klipsleriyle koltuk yüksekliğini kolayca ayarlayabilme olanağı
- Dayanıklı plastik kaplama çelik iskeletine kolayca oturan koltuk, temizlenmek istediğinde de kolayca sökülebilir
- Sıradan metal kaplamadan daha sert ve dayanıklı, paslanmaz Duradip® kaplaması, aynı zamanda sıcak bir dokunuş sağlar

Ürün	Bosworth
Ürün No	127
Teknik Bilgiler	
En	53 cm (21")
Derinlik	41 cm (16")
Koltuk Eni	38 cm (15")
Koltuk Derinliği	28 cm (11")
Koltuk Yüksekliği	52 - 65 cm (20")
Toplam Ağırlığı	4,0 kg (8.8 lb)
Maksimum yük	160 kg (353 lb)



Belmont Köşe Duşu Taburesi

- Yüksekliği ayarlanabilir üçgen duş taburesi, duşun köşesine yerleştirilmeye uygun şekliyle bakıcı için rahat çalışma alanı bırakır
- Klipsle ayarlanabilir ayak yüksekliği
- Sert, dayanıklı Duradip® kaplamalı sağlam çelik boru iskeletiyle uzun ömürlü
- Poliüretan (PU), dolgulu koltuğu ile rahat, kolay temizlenir ve su geçirmez
- Kaymaz ayaklarıyla dengeli ve duş tabanında iz yapmaz
- Otomatik yıkama makinelerinde termal dekontaminasyona uygun

Ürün	Belmont
Ürün No	124
Teknik Bilgiler	
En	43 cm (17")
Derinlik	43 cm (17")
Koltuk Eni	40 cm (16")
Koltuk Derinliği	36 cm (14")
Koltuk Yüksekliği	51 - 64 cm (20")
Toplam Ağırlığı	3,5 kg (7,7 lb)
Maksimum yük	165 kg (364 lb)



Ayarlanabilir ayaklar



Delta 150 Duş Taburesi

Hafif ve küçük hacimli

- Güvenli ve dengeli
- Kurulum gerekmez
- Hafif
- Dokulu yüzeyiyle güvenli tutuş
- Teleskopik ayaklarıyla 8 farklı konumda koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Lastik ayaklarıyla dengeli
- Temizlemesi kolay

Ürün	Delta 150
Ürün No	550300100
Teknik Bilgiler	
En	44 cm (17")
Derinlik	44 cm (17")
Koltuk Eni	37 cm (15")
Koltuk Derinliği	37 cm (15")
Koltuk Yüksekliği	42 - 57 cm (17")
Toplam Ağırlığı	1,7 kg (3,7 lb)
Maksimum yük	150 kg (331 lb)



Hijyenik oyuk

Ayarlanabilir ayak

Katlanır



DKS 130 Katlanır Duş Sandalyesi

Her duşa uyar – yukarı katlanır

- Duvara monte edilir, katlanır
- Güvenli ve dengeli – yan hareketlerde bile
- Ayarlanabilir ayaklarıyla sağlam ve dengeli
- Su tahliyesi için delikli geniş koltuk
- Teleskopik ayaklarıyla 4 farklı konumda koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Lastik ayaklarıyla dengeli
- Paslanmaya karşı dirençli alüminyum
- Temizlemesi kolay

Ürün	DKS 130
Ürün No	550700100
Teknik Bilgiler	
En	48 cm (19")
Koltuk Eni / Derinlik	41 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	46,5 - 54 cm (18" - 21")
Toplam Ağırlığı	4,1 kg (9,0 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



Drop Down Katlanır Duş Sandalyesi

Aşağı katlanır

- Duvara monte koltuk kullanıcıya duş sırasında destek olurken, diğerlerine de duşu kullanırken koltuğu katlayarak alanı genişletme olanağı sunar
- Sabitleme plakası 6 deliğiyle duvara monte edilerek güvenli bir kurulum sağlanır (vidalar dahil değildir)
- Katlı haldeyken duvardan olan derinliği 12cm (5")
- Hafif, paslanmaya karşı dirençli alüminyum malzemesiyle uzun ömürlü
- Su tahliyesi için delikli ve yüksek yoğunluklu polietilen (PE-HD) koltuğu, sıkışma riskine karşı güvenlik standartlarıyla uyumludur
- İki adet katlanır ve yüksekliği ayarlanabilir ayağıyla fazla kilolu kullanıcılar veya yeterince güçlü olmayan duvarlar için idealdir.

Ürün	Drop Down
Ürün No	SWALL002
Teknik Bilgiler	
En	48 cm (19")
Derinlik	29 cm (11")
Koltuk Yüksekliği	43 - 58 cm (17" - 23")
Katlı Halde Ölçüleri	12 cm (5")
Maksimum yük	160 kg (353 lb)



Hijyenik oyuk Ayarlanabilir ayaklar



DS / DSR 130 Duş Sandalyesi

Banyoda güvenlik – kol destekli/ve sırt destekli

- Konforlu, güvenli ve dengeli
- Su tahliyesi için delikli geniş koltuk
- Hijyenik oyuk
- Teleskopik ayaklarıyla 5 farklı konumda koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Lastik ayaklarıyla dengeli
- Temizlemesi kolay
- Kol destekli (DS 130) ve sırt destekli (DSR 130) modeli mevcut

Ürün	DS 130	DSR 130
Ürün No	550200200	550200300
Teknik Bilgiler	51 cm (20")	51 cm (20")
En	52 cm (20")	52 cm (20")
Derinlik	41 cm (16")	41 cm (16")
Koltuk Eni	45 - 53 cm (18")	45 - 53 cm (18" - 21")
Koltuk Yüksekliği	43 cm (17")	43 cm (17")
Koltuk Derinliği	4,5 kg (9.9 lb)	5,5 kg (12.1 lb)
Toplam Ağırlığı	130 kg (287 lb)	130 kg (287 lb)
Maksimum yük		



Hijyenik oyuk Ayarlanabilir ayaklar Katlanır



DSF 130 Duş Sandalyesi


Saklaması kolay – katlanır

- Kolaylıkla katlanıp muhafaza edilir
- Su tahliyesi için delikli geniş koltuk
- Hijyenik oyuk
- Konforlu, güvenli ve dengeli
- Teleskopik ayaklarıyla 5 farklı konumda koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Lastik ayaklarıyla dengeli
- Temizlemesi kolay

Ürün	DSF 130
Ürün No	550200100
Teknik Bilgiler	
Toplam En	51 cm (20")
Toplam Derinlik	45 cm (18")
Koltuk Eni	41 cm (16")
Koltuk Derinliği	43 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	45 - 53 cm (18" - 21")
Toplam Ağırlığı	6,8 kg (15.0 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)



2. model sırt destekli Ayarlanabilir ayaklar



Duro KD Duş Sandalyesi


Güvenli ve konforlu duş keyfi

- Konforlu, güvenli, dengeli ve ayarlanabilir
- Kolaylıkla katlanıp muhafaza edilir
- Su tahliyesi için delikli geniş koltuk
- Hafif
- Sırt destekli veya sırt desteksiz
- Teleskopik ayaklarıyla 4 farklı konumda koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Lastik ayaklarıyla dengeli
- Ayarlanabilir sırt desteği
- Temizlemesi kolay

Ürün	Sırt destekli	Sırt desteksiz
Ürün No	550500950	550500900
Teknik Bilgiler		
En	53 cm (21")	53 cm (21")
Derinlik	50 cm (20")	50 cm (20")
Yükseklik	82 cm (32")	52 cm (20")
Koltuk Eni	50 cm (20")	50 cm (20")
Koltuk Derinliği	30 cm (12")	30 cm (12")
Koltuk Yüksekliği	40 - 52 cm (16" - 20,5")	40 - 52 cm (16" - 20,5")
Toplam Ağırlığı	2,9 kg (6.4 lb)	2,0 kg (4.4 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)	130 kg (287 lb)



2. model sırt destekli Ayarlanabilir ayaklar



DS 250 Duş Sandalyesi

Sırt destekli veya sırt desteksiz

- Kolaylıkla katlanıp muhafaza edilir
- Su tahliyesi için delikli geniş koltuk
- Çapraz çubuklarıyla maksimum denge
- Teleskopik ayaklarıyla 5 farklı konumda koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Lastik ayaklarıyla dengeli
- Temizlemesi kolay

Ürün	Sırt destekli	Sırt desteksiz
Ürün No	771100200	771100100
Teknik Bilgiler		
Maks. en	57 cm (22")	57 cm (22")
Maks. en	53,5 cm (21")	53,5 cm (21")
Koltuk Eni	43 cm (17")	43 cm (17")
Koltuk Derinliği	41 cm (16")	41 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	41 - 51 cm (16" - 20")	41 - 51 cm (16" - 20")
Toplam Ağırlığı	4,5 kg (9.9 lb)	3,6 kg (7.9 lb)
Maksimum yük	250 kg (551 lb)	250 kg (551 lb)



Daha fazla denge için
çapraz çubuklar Dengeli
sırt desteği



Lüks Duş Sandalyesi

Geniş hacimli, konforlu ve güvenli duş

- Konforlu, güvenli ve dengeli
- Su tahliyesi için delikli geniş koltuk
- Çapraz çubuklarıyla maksimum dengeli
- Teleskopik ayaklarıyla 5 farklı konumda koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Lastik ayaklarıyla dengeli
- Anotlu alüminyum ayak
- Temizlemesi kolay

Ürün	Deluxe Duş Sandalyesi
Ürün No	12009-2
Teknik Bilgiler	
En	81,3 cm (32")
Derinlik	57 cm (22")
Koltuk Eni	68,6 cm (27")
Koltuk Derinliği	40,6 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	40,6 - 53,5 cm (16" - 21")
Toplam Ağırlığı	6,3 kg (13.9 lb)
Maksimum yük	270 kg (595 lb)



2. model
Sırt desteksiz

geniş ve
konforlu
renkli mandallar

Kurulumu kolay



Graves Banyo ve Duş Taburesi

Kullanımı kolay yeni tasarım

- İki yeni ve şık tasarım
- Entegre tutma kollarıyla güvenli
- Kolay, aletsiz kurulum
- Su tahliyesi için delikli koltuk ve duş başlığı desteği
- Teleskopik ayaklarıyla 5 farklı konumda koltuk yüksekliğini ayarlayabilme özelliği
- Hafif yapı, geniş ve dengeli ayaklar
- Lastik ayaklarıyla dengeli
- Pratik ambalajda teslim
- Temizlemesi kolay

Ürün	Sırt destekli	Sırt desteksiz
Ürün No	MG12170	MG12171
Teknik Bilgiler		
Toplam En	56 cm (22")	56 cm (22")
Koltuk Eni	41 cm (16")	41 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	41 - 53 cm (16" - 21")	41 - 53 cm (16" - 21")
Koltuk Derinliği	40 cm (16")	40 cm (16")
Toplam Ağırlığı	3,6 kg (7.9 lb)	3,0 kg (6.6 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)	130 kg (287 lb)



Foxton Sabit Duş Sandalyesi

- Desteksiz durabilen, sırt destekli ve kol destekli duş sandalyesi
- Güçlü çelik boru iskelet, 'H' kısmıyla ekstra dirençli
- Aşınmaz, paslanmaya karşı dayanıklı Duradip® plastik kaplamasıyla uzun ömürlü
- Konforlu polipropilen (PP) koltuğuyla güvenli ve temizlemesi kolay
- 5 x 6mm boyutundaki su tahliye delikleriyle sıkışma riskine yönelik yönetmeliklerle uyumlu
- Bazı modellerinde klipsli yükseklik ayarlama özelliği

Ürün	Foxton
Ürün No	14 0
Teknik Bilgiler	
En	50 cm (20")
Derinlik	51 cm (20")
Koltuk Eni	44 cm (17")
Koltuk Derinliği	37 cm (15")
Koltuk Yüksekliği	50 cm (20")
Toplam Ağırlığı	6,0 kg (13.2 lb)
Maksimum yük	165 kg (364 lb)



Tilton Hareketli Duş Sandalyesi

- Yüksekliği ayarlanabilir, tekerlekli duş sandalyesi, sırt desteği ve kol destekli
- Hareket engeli bulunan kullanıcılar rahatlıkla bakıcıları tarafından duş alanına taşınabilir
- Döner tekerlekleri sayesinde farklı zemin tipleri üzerinde manevra kabiliyeti, 2 veya 4 frenli tekeriyle güvenli pozisyon
- Klipsli yükseklik ayarlama özelliği
- Güçlü çelik boru iskelet, 'H' kısmıyla ekstra dirençli
- Aşınmaz, paslanmaya karşı dayanıklı Duradip® plastik kaplamasıyla uzun ömürlü

Ürün	Tilton
Ürün No	142
Teknik Bilgiler	
En	53 cm (21")
Derinlik	50 cm (20")
Koltuk Eni	46 cm (18")
Koltuk Derinliği	37 cm (15")
Koltuk Yüksekliği	51 cm (20") / 65 cm (25")
Toplam Ağırlığı	8,0 kg (17.6 lb)
Maksimum yük	165 kg (364 lb)



Uppingham Tekerlekli Duş Sandalyesi

Duş veya tuvalet için ideal

- Eşlikçi kullanımlı tekerlekli sandalye, hareket engeli bulunan kullanıcıya yaklaştırılarak tuvalette çıkıp inmeyi kolaylaştırır
- Ayrıca, kullanıcıları doğrudan tuvaletten duşa taşıyarak bir yerden diğerine geçiş sayısının ve ilgili taşıma risklerinin azaltılmasında da yardımcı olur
- Aşınmaz, dayanıklı Duradip® plastik kaplamalı çelik boru iskeleti paslanmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü
- Son derece sağlam, neme karşı dirençli Poliüretan (PU) malzeme koltuk, sırt desteği, üst oturak ve yumuşak dolgulu kol destekleri ile konforlu

Ürün	Uppingham
Ürün No	172
Teknik Bilgiler	
En	64 cm (25")
Derinlik	52 cm (20")
Koltuk Eni	42 cm (17")
Koltuk Derinliği	42 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	50 cm (20")
Toplam Ağırlığı	15,0 kg (33.1 lb)
Maksimum yük	160 kg (353 lb)



Transit Model Aston Aston Heavy Duty



Aston Tekerlekli Duş Sandalyesi

Duş ve tuvalet ihtiyaçlarına pratik çözüm

- Normal tuvalete erişimin zor olduğu durumlarda tek başına tuvalet olarak kullanılabilir
- Hareket engeli olan kullanıcıların tuvalet ile duş arasında taşınmalarına yardımcı olur
- Kendi kendini yürütebilen arka tekerlek mekanizması kolaylıkla takılarak bağımsız kullanıcıya yardımcı olur
- Poliüretan (PU) koltuğu, sırt ve kol desteği su geçirmez, temizlemesi kolay ve konforludur
- Koltuğu konforlu ve sıcaktır, önündeki oyuğu ve arka kısmındaki girintisiyle hijyeniktir.
- Hafif, paslanmaz alüminyum iskeletinin manevra kabiliyeti yüksek, kullanımı kolay ve uzun ömürlüdür

Ürün	Aston	Aston Heavy Duty
Ürün No	CWC003	CWC003HD
Teknik Bilgiler		
En	56 cm (22")	66 cm (26")
Derinlik	90 cm (35")	90 cm (35")
Koltuk Eni	46 cm (18")	56 cm (22")
Koltuk Derinliği	43 cm (17")	43 cm (17")
Koltuk Yüksekliği	51 - 56 cm (20" - 22")	51 - 56 cm (20" - 22")
Toplam Ağırlığı	13,4 kg (29.5 lb)	19,4 kg (42.7 lb)
Maksimum yük	159 kg (351 lb)	260 kg (573 lb)



Ayarlanabilir ayak destekleri 24" sürüş tekeri



DuoMotion Tekerlekli Duş Sandalyesi


Banyodaki kaliteli daimi yardımcınız

- Ön kısımdan açılan standart yumuşak koltuk
- Hijyenik oyuk örtüsü
- Toz-kaplama kaliteli alüminyum iskelet
- Standart kova
- Pratik bağlantılı, makinede yıkanabilir yumuşak sırt desteği
- Katlanır kol destekleri
- Topuk kayışlı ayak destekleri katlanır, toplanır ve çıkartılabilir
- 4 farklı koltuk yüksekliği ayarı
- Yarım akslı ve frenli 24" sürüş tekerleri sonradan satın alınarak kolaylıkla monte edilebilir

Ürün	DuoMotion	DuoMotion 24
Ürün No	530500200	530500100
Teknik Bilgiler		
En	54,5 cm (21")	69 cm (27")
Boy	98 cm (39")	115 cm (45")
Koltuk Eni	44 cm (17")	44 cm (17")
Koltuk Derinliği	41 cm (16")	41 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	50 - 57,5 cm (20" - 23")	50 - 57,5 cm (20" - 23")
Toplam Ağırlığı	14,0 kg (30.9 lb)	20,0 kg (44.1 lb)
Maksimum yük	130 kg (287 lb)	130 kg (287 lb)



Çapraz bağlantılarıyla ekstra dengeli Ayarlanabilir ayak destekleri 24" sürüş tekeri



DuoMotion XL

Tekerlekli duş sandalyesi

- Çapraz bağlantı çubuklarıyla ekstra dengeli
- Ön kısımdan açılan standart yumuşak koltuk
- Hijyenik oyuk örtüsü
- Toz-kaplama kaliteli alüminyum iskelet
- Standart kova
- Pratik bağlantılı, makinede yıkanabilir yumuşak sırt desteği
- Katlanır kol destekleri
- Topuk kayışlı ayak destekleri katlanır, toplanır ve çıkartılabilir
- 4 farklı koltuk yüksekliği ayarı
- Yarım akslı ve frenli 24" sürüş tekerleri sonradan satın alınarak kolaylıkla monte edilebilir

Ürün	DuoMotion XL	DuoMotion 24 XL
Ürün No	530500500	530500400
Teknik Bilgiler		
En	68 cm (27")	85 cm (33")
Boy	102 cm (40")	123 cm (48")
Koltuk Eni	56 cm (22")	56 cm (22")
Koltuk Derinliği	45 cm (18")	45 cm (18")
Koltuk Yüksekliği	50 - 57,5 cm (20" - 23")	50 - 57,5 cm (20" - 23")
Toplam Ağırlığı	16,8 kg (37.0 lb)	22,8 kg (50.3 lb)
Maksimum yük	200 kg (441 lb)	200 kg (441 lb)



ÇOCUK

Çocuk Banyo Sistemi	118
Oturtma & Yerleştirme	121
Tekerlekli Sandalyeler	124
Yürüme Yardımcıları	126





Ayarlanabilir baş ve boyun desteği



Ayarlanabilir sırt desteği



Kullanımı kolay



Otter Çocuk Banyo Sistemi

Banyo artık hem daha güvenli hem de eğlenceli

- Taşınması ve temizlemesi kolay, dayanıklı plastik iskelet
- Yumuşak kumaşla konforlu, kolaylıkla çıkarılarak makinede yıkanabilir
- Koltuk kumaşı çıkartılarak, banyo zeminine oturan çocuk sandalye sırtıyla desteklenerek yıkanabilir
- Koltuk ve sırt kısımlarının açısı ayarlanabilir olup 0, 22.2°, 45°, 67.5° & 90° olmak üzere farklı ihtiyaçlara uygun beş farklı açısı vardır
- Yükseklik Ayarlanabilir, kaymaya dirençli ayaklarıyla daha dengeli, sandalye 18cm (7") kadar yükseltilerek geçişleri kolaylaştırır ve bakıcıya ideal çalışma ortamı sağlar

- Çocuk sandalyede oturur vaziyetteyken yüksekliği ayarlanabilir
- Çubuklarıyla koltuk ve sırt açısı ayarları kolaylıkla ve aletsiz olarak, tek elle yapılabilir
- Bacak kayışları sayesinde ideal pozisyon kontrolü sağlar
- İki farklı pozisyon kayışı ile çocuk için son derece güvenli
- Aletsiz olarak yüksekliği ve eni ayarlanabilir baş yastıkları sayesinde ekstra destek ve konfor
- Üst beden dengesinin ve dik duruşun sağlanmasında yan destek olarak da kullanılabilir
- Taşıma ve muhafaza kolaylığı açısından düz biçimde katlanabilir

Ürün	S	M	L
Ürün No	555100100	555100200	555100300
Teknik Bilgiler			
Beden	90 cm'ye	80 - 130 cm arası	110 - 170 cm arası
Koltuk Eni	41 cm (16")	41 cm (16")	41 cm (16")
Koltuk Yüksekliği	14 - 26 cm (6")	14 - 26 cm (6")	14 - 26 cm (6")
Koltuk Derinliği	30 cm (12")	35 cm (14")	40 cm (16")
Sırt desteği ayarı	0° - 90°	0° - 90°	0° - 90°
Katlı Halde Ölçüleri	90 x 42,5 x 15 cm (35")	105 x 42,5 x 15 cm (41")	122 x 42,5 x 15 cm (48")
Toplam Ağırlığı	4,0 kg (8.8 lb)	4,5 kg (9.9 lb)	5,0 kg (11.0 lb)
Maksimum yük	30 kg (66 lb)	60 kg (132 lb)	80 kg (176 lb)



Kurması ve indimesi kolay



Tek tek kilitlenebilir tekerlekler



Duş Ayağı

Otter aksesuar

- Sağlam alüminyum iskelet
- Kilitlenebilir (fren) döner tekerlekleriyle daha da esnek
- Banyo sisteminden kolaylıkla duş sistemine dönüşme özelliği
- Hızlı açılır frenleriyle iskelete kolaylıkla takılabilir veya çıkartılabilir
- Her üç beden için uygun
- Bakıcı için konforlu yükseklikte
- Kurulum gerekli

Ürün	Duş Ayağı
Ürün No	555200200
Teknik Bilgiler	
Toplam En	42 cm (17")
Toplam Boy	78 - 99 cm (31")
Toplam Yükseklik	14 - 27 cm (6")
Toplam Ağırlığı	7,0 kg (15.4 lb)
Maksimum yük	85 kg (187 lb)



2 farklı yükseklik ayarı



Küvet Ayağı

Otter aksesuar

- Kaymaz ayaklı, hafif ve bakımı kolay iskelet
- İki farklı yükseklik ayarı (12.5 cm ve 27 cm) ile konforlu ve bakıcı için rahat
- Kolay açılır kilitleriyle banyo sandalyesinin iskelete takılması ve çıkartılması kolay
- Her üç beden için uygun
- Toplantı ayakları sayesinde daha geniş alan sağlar

Ürün	Küvet Ayağı
Ürün No	555200100
Teknik Bilgiler	
Toplam En	68 cm (27")
Toplam Boy	90 cm (35")
Toplam Yükseklik	51 cm (20")
Toplam Ağırlığı	4,1 kg (9.0 lb)
Maksimum yük	85 kg (187 lb)

Kemer sistemi
4 noktalı göğüs
kemerKemer sistemi
2 noktalı göğüs
kemer

Çocuklar için Bellavita 2G

Banyo kaldırıcı aksesuarları

Koltuk kısaltıcı

- Son derece yumuşak özel köpükten imal bu özel takoz yastık, koltuğun kısaltılmasına yarar
- Özel biçimiyle vücuda mükemmel oturur ve vücudu dengeler
- Su geçirmez, bakımı kolay yastık
- Kancalı-kayışlı bandıyla, diz kısmı dahil olmak üzere kolayca ayarlanır

Kaydırmaz koruma

- Anatomik yapılı, yumuşak özel köpük stoper güvenliği artırır ve kaymayı önler
- Özel biçimiyle vücuda mükemmel oturur ve vücudu dengeler
- Su geçirmez, bakımı kolay yastık
- Kancalı-kayışlı bandıyla kolayca ayarlanır

Kemer Sistemleri

- Neopren yastıklı 2-noktalı kumaş kemerli, 4-noktalı göğüs kemeri
- Plastik klips
- Kolay kurulum

Ürün	Cover Set Bellavita Kaydırmaz Koruma	Bezugset Bellavita Koltuk kısaltıcı	4-noktalı göğüs kemeri	2-noktalı göğüs kemeri
Ürün No	460960252	460950252	460900150	460900100



Baş desteği



Takoz



S Beden



M Beden



Seat2Go Yerleştirme Koltuğu

Dilediğiniz yere yanınızda götürün

- Visko-elastik köpükten imal çanak koltuk, çocuğun öne kaymasını önler
- 95°arka açılı koltuk, oturma pozisyonunu destekleri vücudu dengede tutar ve basıncı giderir
- Çift kayışlı gövde desteği ve yerleştirme kemeri sayesinde üst beden kullanıcıya göre ayarlanabilmesini sağlar
- 2 adet kayış seti sayesinde Seat2Go her türlü sandalyeye uyar. Kayışları kullanmadığınızda ceplerinde muhafaza edebilirsiniz.
- Seat2Go çocuğu zemin üzerinde veya bebek arabasında oturtmak için kullanılabilir
- 2 farklı genişlik seçeneği: 32 cm (S Beden) ve 40 cm (M Beden)

Ürün	S Beden	M Beden
Ürün No	CRS2000	CRS3000
Teknik Bilgiler		
Toplam En	32 cm (13")	40 cm (16")
Toplam Boy	30 cm (12")	38 cm (15")
Toplam Yükseklik	35 cm (14")	42 cm (17")
Koltuk Eni	30 cm (12")	39 cm (15")
Koltuk Yüksekliği	13 cm (5")	14 cm (6")
Koltuk Derinliği	25 cm (10")	32 cm (13")
Toplam Ağırlığı	2,0 kg (4.4 lb)	4,0 kg (8.8 lb)
Maksimum yük	22 kg (49 lb)	34 kg (75 lb)

En küçüğünüz için
en yüksek kalite!





Özel ortotik
araçlar



Simetrik (Standart) P Pod

Vücut pozisyonu destekli armut tip koltuk, benzerleri arasında tek. Her yaşa uygun.

- Vücut pozisyonu destekli tek armut tip koltuk
- 'P'Pod, doğru vücut pozisyonunun elde edilmesinde standart veya kişiye özel koltuk sistemi
- Tekerlekli sandalye koltuk sistemine alternatif
- Kullanıcıların birçoğu, günlük yaşantılarını tekerlekli sandalye üzerinde geçirmektedirler. P Pod ise onlara tekerlekli sandalyelerinin dışına çıkma ve mükemmel bir konforla evde rahatça vakit geçirme fırsatı sunar
- Büyüme lastikleri mevcuttur
- Büyüme lastikleri P Pod takılarak büyümeyi destekler ve ürünün ömrünü uzatır
- Çıkartılabilir örtüleriyle temizlemesi kolay
- Farklı renk seçeneklerinde, kolay çıkartılabilir örtüleri mevcuttur
- Hafif ve ev içinde taşınması kolay
- Kaldıraçlarla birlikte kullanılabilir
- Kullanıcılar kolaylıkla 'P'Pod'a çıkartılabilir
- Farklı beden seçenekleri mevcuttur.
- Çeşitli standart beden P Podlar mevcut olup, daha karmaşık gereksinimleri olan kullanıcılar için, müşteriye özel koltuk seçeneği vardır

Ürün	Micro	1	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6
Beden											
Ürün No	SOS40037	SOS10040	SOS10046	SOS10062	SOS10041	SOS10083	SOS10047	SOS10064	SOS10042	SOS10065	SOS10048
Teknik Bilgiler											
Kalça Eni	18 cm (7")	22 cm (9")	25 cm (10")	26 cm (10")	26 cm (10")	27 cm (11")	31 cm (12")	31 cm (12")	36 cm (14")	37 cm (15")	42 cm (17")
Gövde Eni	16 cm (6")	19 cm (7")	22 cm (9")	24 cm (9")	25 cm (10")	24 cm (9")	27 cm (11")	27 cm (11")	32 cm (13")	33 cm (13")	34 cm (13")
PSD	12 cm (5")	21 cm (8")	23 cm (9")	26 cm (10")	29 cm (11")	29 cm (11")	33 cm (13")	35 cm (14")	35 cm (14")	42 cm (17")	43 cm (17")
Koltukaltı Yüksekliği	14 cm (6")	22 cm (9")	26 cm (10")	26 cm (10")	29 cm (11")	29 cm (11")	32 cm (13")	33 cm (13")	38 cm (15")	36 cm (14")	42 cm (17")
Omuz Yüksekliği	23 cm (9")	34 cm (13")	37 cm (15")	40 cm (16")	42 cm (17")	44 cm (17")	44 cm (17")	47 cm (19")	51 cm (20")	54 cm (21")	55 cm (22")
Baş Yüksekliği	36 cm (14")	43 cm (17")	50 cm (20")	56 cm (22")	56 cm (22")	62 cm (24")	62 cm (24")	66 cm (26")	66 cm (26")	70 cm (28")	73 cm (29")

P Pod Aksesuarları

P Pod'unuzu eşsiz kılacak geniş aksesuar seçeneği



Ürün	Ürün No
Kucak Tepsisi	SOS1101
• İş ve oyun için dengeli bir yüzey yaratır • Konforlu kullanım için armut koltuk	



Ürün	Ürün No
Katlanır Baş Desteği	SOS1009 / 1103
• Ekstra baş desteği ile baş pozisyonunu değiştirmek mümkün • Kullanımına gerek olmadığında yukarı katlanabilir	



Ürün	Ürün No
Kendi kendine durabilen tepsi	SOS4003 / 1008 / 9
• Kendi kendine durabilen tepsinin yüksekliği ve açısı ayarlanarak iş ve oyun için dengeli bir yüzey yaratır	



Ürün	Ürün No
Ayak Minderi	SOS11046 / 7
• Ayarlanabilir ayak minderiyile güvenli bir ayak desteği	



Ürün	Ürün No
Faaliyet Çubuğu	SOS11000 / 1
Muhafaza çantası	SOS11010 / 1
• Oyun terapisinde kullanıma uygun • Çocuklar P Podlarından teşvik edici oyunlarla uğraşmalarını sağlar (oyuncaklar dahil değildir)	



Ürün	Ürün No
Büyüme Lastiği	SOS1009 / 1104
• Büyüyen çocuklar için uygun, çıkartılabilir lastiklerle P Podunuzun ömrünü uzatın • Çeşitli beden seçenekleri	



Ürün	Ürün No
Hareketli taban	SOS1107
Yatar- Hareketli taban	SOS1006
• Bu hareketli taban sayesinde, bakıcılar veya ebeveynler, kullanıcıyı odadan odaya taşıırken ayağa kaldırma ihtiyacı duymayacaklar • Standart kapı çerçevelerinden sığar, yastıklı tutacakları, ön kilitlemeli tekerleri ve ayak-kumandalı freni mevcuttur • Kaldıraçla kullanılmaya uygundur	



Ürün	Ürün No
Minder Desteği	SOS100 / 110
• Koltuğa takılan basit minder desteğiyle daha da dengeli • Kullanıcının oturma pozisyonunu değiştirilerek, daha dik veya daha rahat oturma pozisyonu elde edilir • Minder sayesinde, kullanıcının hareketleri, seçili oturma pozisyonunu değiştirmez	

Ürün	Ürün No
Pelvik Bölge Kayışı	SOS11019
Kasık Bölgesi Kayışı	SOS10039
Göğüs Bölgesi Kayışı	SOS11020
• Çeşitli bedenlerde mevcuttur	

Ürün	Ürün No
Yatay Minder (kılı)	SOS11021
• Çeşitli bedenlerde mevcuttur	

Ürün	Ürün No
Pommel Yükseltici	SOS11022
• Çeşitli bedenlerde mevcuttur	

Ürün	Ürün No
Yedek Çubuklar	SOS40058
• Çeşitli bedenlerde mevcuttur	



Koltuk Eni 12"	Koltuk Eni 14"	Koltuk Eni 16"	Koltuk Eni 18"
34 kg	45 kg	77 kg	113 kg

Çocuk Arabası

İdeal oturma pozisyonu için çeşitli aksesuar seçenekli ayarlanabilir katlanır çocuk arabası

- Çıkarılabilir ve yıkanır kumaş örtülü çelik iskelet
- Çarpma testinden geçmiş
- Ayarlanabilir koltuk açısı - 15° ve 22°
- Ayarlanabilir sırt açısı - 85°, 90° ve 95°
- 8" ön tekerler ve 10" arka tekerler - kilitli
- Ayarlanabilir Koltuk Derinliği
- Kaldırım çıkma desteği
- Pelvik kemer ve yumuşak dolgu beş-noktalı emniyet kemeri
- Bağımsız ayarlanabilir, sallanır ayak desteği

Ürün	12"	14"	16"	18"
Ürün No	TR 1200	TR 1400	TR 1600	TR 1800
Teknik Bilgiler				
Koltuk Eni	30 cm (12")	35 cm (14")	41 cm (16")	46 cm (18")
Koltuk Derinliği	30 - 35 cm (12" - 14")	33 - 38 cm (13" - 15")	35 - 41 cm (14" - 16")	38 - 43 cm (15" - 17")
Koltuk Yüksekliği	56 cm (22")	56 cm (22")	56 cm (22")	58 cm (23")
Sırt Yüksekliği	51 cm (20")	58 cm (23")	61 cm (24")	64 cm (25")
Toplam Ağırlığı	8.6 kg (19.0 lb)	9.5 kg (21 lb)	11 kg (25 lb)	13.6 kg (30.0 lb)
Maksimum yük	34 kg (75 lb)	45 kg (99 lb)	77 kg (170 lb)	113 kg (249 lb)

Çocuk Arabası Aksesuarları

Geniş aksesuar seçeneği



Ürün	Ürün No
Baş Desteği Uzatısı	TR 8021
• Eni ve yüksekliği ayarlanabilir baş desteği uzantısı sayesinde uzun boylu kullanıcılar için uygun	
• Arkadan çarpmalarda boyun incinmesi riskini önler	
• Otobüs-transit onayı doğrultusunda tekerlekli sandalyeye uygun olarak kullanılmalıdır	



Ürün	Ürün No
Çanta	TR 8023
• Fermuarlı çanta, çocuk arabasının arka kısmına monte edilir	



Ürün	Ürün No
Tüm Gövde Yeleği	TR 8025
• Ayarlanabilir fermuarlı yelek sayesinde ön gövde desteklenerek orta hatta oturma pozisyonu korunur ve öne kayma engellenir	



Ürün	Ürün No
Gölgelik	TR 8026
• Yüksekliği ayarlanabilir ve çıkarılabilir gölgelik güneş ve yağmurdan korur, üzerinde şeffaf gözlem penceresi vardır	



Ürün	Ürün No
Üst Ekstremité Destek Tepsisi	TR 8024
• Eni ayarlanabilir tepsi, her beden çocuk arabasına uyandırılabilir	
• Gövdeyi sabitler, güvenlik işlevi görür, yüzeyinin temizliği kolaydır	
• Gezinir, oyun ve beslenme için idealdir	



Ürün	Ürün No
Otobüs Ulaşım Bağlantıları	TR 8029
• Dört adet bağlantı desteği sayesinde Çocuk Arabası ulaşımında kullanılabilir (Güvenlik Gerekliliği uyarınca baş uzatma desteği ile ayak ve ayak bileği yerleştirme aksesuarları da alınmalıdır	



Ürün	Ürün No
Ayak ve Ayak Bileği Yerleştirme	TR 8028
• Ayarlanabilir ayak ve ayak bileği kayışları sayesinde bu organları destekleyerek doğru biçimde yerleştirilmelerini sağlar	



Ürün	Ürün No
Yumuşak Dolgu Boyun Desteği	TR 8022
• Yüksekliği ayarlanabilir dolgu boyun desteği, başı yanlardan korur	



Ürün	Ürün No
Yan Destek & Skolyoz Kayışı	TR 8027
• Ayarlanabilir ve çıkarılabilir kayışıyla yan destek sunar	
• Skolyoz için ideal duruş pozisyonu yaratacak şekilde ayarlanabilir	




Ürün	Ürün No
Koltuk Korkuluğu Uzatma Seti	TR 8031
• Koltuk korkuluğu uzatma seti, ekstra 3" boyutunda koltuk derinliği sunar	



Ürün	Ürün No
Renkli Dokuma	
Mavi (TR 1200)	TR 12SB-B
Gül (TR 1200)	TR 12SB-R
Mavi (TR 1400)	TR 14SB-B
Gül (TR 1400)	TR 14SB-R
• Klasik siyah renge alternatif farklı renklerde döşeme seçeneği	



Ürün	Ürün No
Renkli Dokuma	
Mavi (TR 1600)	TR 16SB-B
Gül (TR 1600)	TR 16SB-R
Mavi (TR 1800)	TR 18SB-B
Gül (TR 1800)	TR 18SB-R
• Klasik siyah renge alternatif farklı renklerde döşeme seçeneği	



Çocuk Yürüyüş Yardımcısı

Hareket faaliyetlerini ve duruşu destekler

- Geniş ayar seçeneği
- Yön kilidi, arka fren, sürtünme ve park freni gibi yenilikçi
- Dengeli ve hafif yapısıyla son derece kullanışlı
- Tüm aksesuarlar aletsiz olarak kurulabilir
- Kişisel ihtiyaç ve becerilere uygun esnek ayarlar
- Gelişmekte olan motor becerilere mükemmel uyum sağlar
- Çocukları hareket etmeye teşvik eder, yeni alanlar keşfetmelerine yardımcı olur ve terapi çalışmalarını destekler

Ürün	Size S	Size M	Size L
Ürün No	TK1000	TK2000	TK3000
Teknik Bilgiler			
Toplam En	56 cm (22")	66 cm (26")	71 cm (28")
Toplam Boy	84 cm (33")	81 cm (32")	96 cm (38")
Toplam Yükseklik	38 - 47 cm (15" - 18")	55 - 66 cm (22" - 26")	74 - 99 cm (29" - 39")
Katlı Halde Ölçüleri	katlanmaz	43 cm (32")	44 cm (38")
Toplam Ağırlığı	6,4 kg (14.1 lb)	7,6 kg (16.8 lb)	9,2 kg (20.3 lb)
Maksimum yük	30 kg (66 lb)	50 kg (110 lb)	70 kg (154 lb)

Yürüyüş Yardımcısı Aksesuarları

Geniş aksesuar seçeneği



Ürün	Ürün No
Tutma sapı S, M, L Bedenler için	TK1045



Ürün	Ürün No
Kol desteği S Beden için	TK1035S
M, L bedenler için	TK1035L



Ürün	Ürün No
El bilek kayışı S, M, L bedenler için	TK1010



Ürün	Ürün No
Kalça kemeri S beden için	TK1080S
M beden için	TK1080M
L beden için	TK1080L



Ürün	Ürün No
Emniyet kemeri takımı S beden için	TK1070S
M, L bedenler için	TK1070L



Ürün	Ürün No
Uyluk kemeri S beden için	TK1090S
M, L bedenler için	TK1090L



Ürün	Ürün No
Ayak kayışı S beden için	TK1060S
M beden için	TK1060M
L beden için	TK1060L

Küçükler için en iyisi





Nimbo Çocuk yürüme yardımcısı

Hafif, Arka Duruş destekçisi yürüme yardımcısı

- Ayakları Ayarlanabilir
- Yumuşak lastik tekerlekleri sürtünme kuvveti sağlayarak yana devrilmeyi önler
- Arka tekerleklerindeki frenleriyle arkaya yuvarlanmayı önler
- Ön döner tekerlekleriyle yüksek manevra kabiliyeti ve kolay dönüş sağlar
- Ön tekerlekleri tek yönde kilitlenebilir
- Lateks içermeyen tutma sapı
- Kolayca katlanarak taşıma ve temizleme kolaylığı sağlar

Ürün	S Beden	M Beden	L Beden	XL Beden
Ürün No	705100100	705100200	705100300	705300400
Ürün No	KA1200N	KA2200N	KA3200N	KA4200N
Teknik Bilgiler				
En	59 cm (23")	61 cm (24")	67 cm (26")	68 cm (27")
Boy	54 cm (21")	74 cm (29")	85 cm (33")	80 cm (31")
Yükseklik min.	39 cm (15,5")	49 cm (19")	58 cm (23")	76 cm (30")
Yükseklik maks.	49 cm (19")	66 cm (26")	77 cm (30")	96 cm (39")
Katlı Halde Ölçüleri	14 cm (5,5")	14 cm (5,5")	15 cm (6")	17 cm (6,6")
Toplam Ağırlığı	3,8 kg (8,4 lb)	4,3 kg (9,5 lb)	5,4 kg (12 lb)	6 kg (13 lb)
Maksimum yük	30 kg (66 lb)	50 kg (110 lb)	70 kg (154 lb)	90 kg (198 lb)

Nimbo Aksesuar



Ürün	Ürün No
ön kol platformu Nimbo S, M, L, XL için	705300200
• Elleriyle yük taşımada zorluk çekenler için ideal • Ürün No'su ülkeden ülkeye değişebilir	



Ürün	Ürün No
Pelvik Bölge Sabitleyici Nimbo S, M, L, XL için	705300100
• Ayakta dururken ya da yürürken asimetrik duruş sergileyenler için ideal • Ürün No'su ülkeden ülkeye değişebilir	



Ürün	Ürün No
Koltuk - Nimbo S, M, L	705200100
Koltuk - Nimbo S, M, L	705200200
Koltuk - Nimbo S, M, L	705200300
Koltuk - Nimbo XL	705200400
• Ürün No'su ülkeden ülkeye değişebilir	



Ürün	Ürün No
Emniyet kemeri takımı Nimbo S, M, L için	705300300
Nimbo XL için	705300350
• Güvenlik sağlar, ağırlığı taşımaya yardımcıdır ve pelvik bölge duruşunu düzeltir • Ürün No'su ülkeden ülkeye değişebilir	



Pluriel Çocuk Tekerlekli Sandalyesi

- Ultra dayanıklı, krom-çelik katlanır iskelet
- Köpük dolgulu naylon döşeme
- Arka tekerlekler için çoklu-konumda-taşıyıcı levha
- Çıkarılabilir kol desteğiyle hasta geçişi daha kolay
- Kolay açılır 22" arka tekerlekler

Ürün	KID F	KID C
Ürün No	M12702300	M12701300
Teknik Bilgiler		
Toplam En	53 cm (21")	56 cm (22")
Toplam Yükseklik	90 - 95 cm (35" - 37")	90 - 95 cm (35" - 37")
Koltuk Eni	33 cm (13")	36 cm (14")
Koltuk Derinliği	30 cm (12")	33 cm (13")
Koltuk Yüksekliği	45 cm (18") / 47,5 cm (19")	45 cm (18") / 47,5 cm (19")
Katlı Halde Ölçüleri	31,5 cm (12")	31,5 cm (12")
Toplam Ağırlığı	15,7 kg (34,6 lb)'den itibaren	15,7 kg (34,6 lb)'den itibaren
Maksimum yük	75 kg (165 lb)	75 kg (165 lb)



Toplanır kol destekleri

Ayarlanabilir ayak destekleri

Park freni



Viper Çocuk Tekerlekli Sandalyesi

Kısa süreli kullanım için ideal çocuk tekerlekli sandalyesi

- Faaliyeti ve hareketi destekler – kısa süreli kullanım için ideal
- Hafif, dar ve manevra kabiliyeti yüksek
- 2 farklı koltuk eni : 30,5 cm ve 35,5 cm
- Çeşitli ayar seçenekleri
- Kolaylıkla toplanabilen veya tek hareketle çıkarılabilen ayak destekleri
- Yumuşak yastıklı ve toplanır kol destekleri
- Viper, sadece birkaç adımda katlanabilir ve arabanızda kolaylıkla taşınabilir

Ürün	S Beden	M Beden
Ürün No	L412DDA-ELR	L414DDA-ELR
Teknik Bilgiler		
Toplam En	48,5 cm (19")	53,6 cm (21")
Toplam Boy	93 cm (37")	93 cm (37")
Toplam Yükseklik	80,5 cm (31")	80,5 cm (31")
Koltuk Eni	30,5 cm (12")	35,5 cm (14")
Koltuk Yüksekliği	39,5 cm (15")	39,5 cm (15")
Koltuk Derinliği	30,5 cm (12")	30,5 cm (12")
Toplam Ağırlığı	13,0 kg (28,7 lb)	15,0 kg (33,1 lb)
Maksimum yük	90 kg (198 lb)	90 kg (198 lb)



SOLUNUM ÜRÜNLERİ

Oksijen Terapi	132
Vakum Terapi	136
Aerosol Terapi	138
ENT Ürünleri	139
CPAP Terapi	140
Teşhis Ürünleri	146





Kontrol Paneli Nemlendirici Akış Ölçer



Compact 525

5 Litre kapasiteli Oksijen konsantratörü

- Compact 525 oksijen konsantratörü, yoğun ihtiyaç sahibi hastaların ihtiyacını karşılamak ve hizmet sağlayıcıların masraflarını azaltmaya yönelik olarak tasarlanmıştır
- Tüm akış hızlarında dakikada 5 l'ye kadar yüksek oksijen konsantrasyonu
- Gelişmiş ses seviyesi azaltma – şimdiye kadar geliştirdiğimiz en sessiz konsantratör
- Compact 525 hasta konforunu artırır ve işletme maliyetlerini azaltır
- OSD sensörü ile oksijen seviyelerini sürekli takip etme olanağı sunar
- Düşük oksijen seviyesi, güç kesintisi, basınç düşüşü ve servis ihtiyacı için görsel ve sesli alarmları mevcuttur

Ürün	Compact 525 ultra sessiz	Compact 525
Avrupa	525KS	525KS- LT
ABD	525DS-Q	525DS
Orta Doğu-Afrika	525PS	
Teknik Bilgiler		
Boyutları (ExDxY)	34.2 cm (13") x 30 cm (12") x 62.2 cm (24")	
Akış Hızı	0.5 - 5 l/dk	
Oksijen Konsantrasyonu	93% ± 3%	
Güç Kaynağı EU	220 - 230 V, 50/60 Hz	
Güç Kaynağı US	115 V, 60 Hz	
Güç Kaynağı MEA	220-230 V, 60 Hz	
Toplam Ağırlığı	16.3 kg (35.9 lb)	



Kontrol Paneli Batarya Güç Kaynağı



iGo

Portatif Oksijen Konsantratörü

- iGo portatif oksijen konsantratörü küçük ve hafif olmakla beraber dakikada 3 litreye kadar sürekli oksijen akışı sağlayabilmektedir
- iGo sağlam ve kullanıcı dostu olup gündelik yaşamın zorluklarıyla mücadelede destek olmak için tasarlanmıştır
- Küçük ve hafif
- Dakikada 3 litreye kadar ve PulseDose modunda dakikada 6 litreye kadar (eşdeğer) sürekli oksijen akışı sağlar
- 91% ± 3% 'de dakikada 6 litreye kadar değişken akış hızı
- Şarj edilebilir lityum iyon Batarya, AC/DC adaptör ve güç kablosuyla birlikte teslim edilir
- Standart 12 V'luk araç şarj ünitesi ile çalışabilir
- Oksijen seviyesinin sürekli takibine yönelik OSD sensörü

Ürün	Taşıma	ve Aksesuar çantalı	iGo (yalnız cihaz)
Ürün No		306DS-C	306DS
Teknik Bilgiler			
Boyutları (ExDxY)		27.9 cm (11") x 20 cm (8") x 38.1 cm (15")	
Akış hızı		1 - 3 l/dk – Sürekli Akış halinde	
Oksijen Konsantrasyonu		91% ± 3%	
Güç Kaynağı		100-250V, 50/60Hz	
Toplam Ağırlığı / Bataryasız		8.6 kg (19.0 lb) / 7.0kg (19.0 lb)	

iFill Cylinder Serisi



Kontrol Paneli Doldurma PD Silindir CF Silindir



iFill

Ev Tipi Oksijen Doldurma İstasyonu

- iFill, oksijeni oda havasından alır, basınç uygulayarak oksijen silindirlerini ev ortamında rahatça ve hızla doldurur
- Oksijen desteği alan hastalar için sınırsız dolum kaynağı sunduğundan, hastalar, gereken sıklıkta dolum yaparak oksijen alırlar
- iFill, kullanıcı dostu tasarımı ile tek dokunuşla kolay kullanım sunar
- Farklı kullanımlara uygun çeşitli silindir boyutları mevcuttur
- iFill pratiktir, evde her yerde muhafaza edilebilir
- Silindirler ihtiyaç duyulan sıklıkta doldurulabilir

Ürün	Ürün No
iFill (yalnız cihaz)	535I
iFill + 2 adet PulseDose Silindir	535I-PD
iFill + 2 adet Continuous Flow Silindir	535I-CF
Teknik Bilgiler	
Boy	31 cm (12")
En	57 cm (22")
Yükseklik	72.5 cm (28")
Oksijen Konsantrasyonu	93% ± 3%
Güç Kaynağı	187-254V, 50/60 Hz
Ortalama Dolum Basıncı	138+/- 13.8 bar (2000 +/- 200 psig)
Toplam Ağırlığı	30.0 kg (66.1 lb)



- Zamandan tasarruf sağlar, yeni silindirlerin gelmesini beklemeye gerek duymazsınız
- 3 farklı modeli mevcuttur; 2 PulseDose Silindirli iFill 535I-PD ve 2 sürekli akış silindirli iFill 535I-CF veya yalnız iFill 535I cihaz
- Tüm iFill paketleri iFill ünitesi, güç kablosu ve 2 adet silindiri (ihtiyaç duyulan pakete göre türü değişir) ve silindir çantası ile teslim edilir
- Oksijen Konsantrasyonu 93% ± 3%
- Ortalama Dolum Basıncı 138 ± 13.8 bar (2000 ± 200 psig)
- Silindir ölçüleri ve genel dolum süreleri:
1.2 l (ML6) 90 dk / 1.8 l (C) 130 dk / 2.9 l (D) 215 dk

Ürün	ML6	C	D
PulseDose Silindirleri	PD1000A-ML6	PD1000A-C	PD1000A-D
Continuous Flow Silindirleri	535I-ML6-CF	535I-C-CF	535I-D-CF
Silindir Teknik Özellikleri			
Hacim (Litre)	1.2 l	1.8 l	2.9 l
Ağırlık	2.18 kg	2.54 kg	3.27 kg
Dolum Süresi	90 dk	130 dk	215 dk
Kullanım Süresi			
PD1000A (@2 l/dk)	4.3 s	6.1 s	10.5 s
CF (@2 l/dk)	1.4 s	2.0 s	3.5 s



Oksijen Basınç Ölçer Seçim düğmesi 3/4" bağlantı



Bonsai

Pnömatik Oksijen Muhafaza Sistemi

- Kullanımı kolay tekli seçim düğmesi
- 7 farklı dozda düzenli oksijen atımı sağlar
- İki adet sürekli akış (Continuous Flow - CF) ön ayarı mevcuttur @ 2 l/dk ve 4 l/dk
- Hafif ve sessiz çalışır
- Oksijen Basınç Ölçer
- Entegre basınç azaltıcı
- Bakım gerektirmez
- Batarya gerektirmez
- Dakikada 14-40 soluk ile 6:1 tasarruf sağlar

Ürün	Bonsai
Bağlantı Tipi CGA 870 Pin Index	OM-812
Bağlantı Tipi G 3/4, DIN ISO 477, No.9	OM-824
Teknik Bilgiler	
Boy	13.5 cm (5")
Çap	5.6 cm (2")
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - 40°C arası
Muhafaza Sıcaklığı	-10°C - 40°C arası
Maks. Soluma hızı	Dakikada 40 soluk
Toplam Ağırlığı	0.3 kg (0.6 lb)



Oksijen Basınç Ölçer Seçim düğmesi ve Evolution düğmesi Seçim düğmesi ve Evolution motion düğmesi



Evolution

Elektronik Oksijen Muhafaza Sistemi

- Minimum 2-yıl batarya ömrü (günde ortalama 4 saat çalışarak) 2 AA batarya
- Tekli itmeli buton ile eşdeğer l/dk dozaj ayarı
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CF artışlarla düzenli oksijen atımı sağlar @ 2 l/dk
- Hafif ya da güçlü soluma tespit sensörü
- Hafif ve kompakt
- Oksijen Basınç Ölçer
- Entegre basınç azaltıcı
- Dakikada 14-40 soluk ile 5:1 tasarruf sağlar

Ürün	Evolution	Evolution Motion
Bağlantı Tipi CGA 870 Pin Index	OM-900	OM-900M
Bağlantı Tipi G 3/4, DIN ISO 477, No.9	OM-924	OM-924M
Bağlantı Tipi Quick Connect Fitting	OM-950	
Teknik Bilgiler		
Boyutları (UxYxE)	15.5 cm (6") x 6.4 cm (2.5") x 7.9 cm (3")	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - 40°C arası	
Muhafaza Sıcaklığı	-10°C - 40°C arası	
Maks. Soluma hızı	Dakikada 40 soluk	
Toplam Ağırlığı	0.6 kg (1.3 lb)	



Oksijen Basınç Ölçer Dönüş Selektörü Pin İndeksi



PD1000

Elektronik Oksijen Muhafaza Sistemi

- 3:1'e kadar tasarruf sağlar
- PulseDose modu 1 – 6 arası ayar
- Ayarlanabilir sürekli akış esnekliği
- Hafif ve kompakt
- Darbeye dayanıklı polimer kap
- Kanül bağlantısı
- Yerel Servis imkanı
- Dakikada maksimum 40 soluk ayarı ile aşırı solumanın önüne geçer
- Soluma tespit edilmediğinde sesli uyarıyla bildirir
- Batarya durumu takibi
- Dahili basınç göstergesi

Ürün	PD1000
Bağlantı Tipi CGA 870 Pin Index	
Bağlantı Tipi G 3/4, DIN ISO 477, No.9	
Teknik Bilgiler	
Boyutları (UxYxE)	12.4 cm (4.9") x 8.6 cm (3.4") x 7.1 cm (2.8")
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - 40°C arası
Muhafaza Sıcaklığı	-40°C - 70°C arası
Maks. Soluma hızı	Dakikada 40 soluk
Toplam Ağırlığı	0.6 kg (1.3 lb) batarya dahil

Seyahat edenler için Etkili Oksijen terapi





Taşıma Çantası 12 V DC araç adaptörü



VacuAide Compact

Portatif Vakum Cihazı

- Küçük boyutlu olmakla beraber vakum performansından taviz vermez
- Okuması kolay LED basınç ölçer göstergesi
- Cihazın şişe tertibatında dahili bakteri filtresi
- 50 -500 mmHg vakum aralığı ve 27 l/dk'ya kadar akış aralığı ile yüksek performans
- Benzersiz şamandıralı vanası sayesinde cihaza geri akışı önler
- ISO 10079-1 ile uyumlu

Ürün	VacuAide Compact
Ürün No	7310PR-I
Teknik Bilgiler	
Boyutları (ExDxY)	18.4 cm (7") x 17 cm (7") x 18.4 cm (7")
Vakum Aralığı	50 - 500 mmHg ± 10%
Hava Akışı	27 l/dk
Batarya Çalışma süresi	45 - 60 Dakika
Güç Kaynağı	100 - 240V, 50/60Hz
Toplam Ağırlığı	1.53 kg (3.4lb)



Taşıma Çantası 1200 ml Şişe Otoklavlanabilir



VacuAide

Portatif Vakum Cihazı

- VacuAide 7305, küçük ve hafif portatif aspirator cihazıdır
- Esas olarak bronş/ağız hijyeni ve soluk yolunun açıklığı amacıyla kullanılarak enfeksiyonun öne geçilmesi hedeflenir
- Toplama şişelerinde otomatik şamandıra kapama özelliğiyle cihaza geri sıvı akışını önler
- Sviçli güç kaynağı, AC 100 V - 240 V arası çalışmaya uygun
- Güç kaynağına bağlı halde otomatik şarj etme özelliği
- 7305P VacuAide, taşıma çantası, 100 - 240 Güç Kaynağı, dahili batarya, 12 V DC araç adaptörü, güç kablosu ve toplama şişesi/filtresi/boru seti ile birlikte teslim edilir

AB tipi güç kablosu	800ml Atılabilir	1200ml Otoklavlanabilir
Bataryalı	7305P-I	7305P-IS
İngiltere Tipi Güç kablosu	800ml Atılabilir	1200ml Otoklavlanabilir
Bataryalı	7305P-U	7305P-US
Teknik Bilgiler		
Boyutları (ExDxY)	17.8 cm (7") x 20 cm (8") x 22.9 cm (9")	
Vakum Aralığı	80 - 550 mmHg	
Hava Akışı	27 l/dk	
Batarya Çalışma süresi	60 dk	
Güç Kaynağı	100 - 240V, 50/60Hz	
Toplam Ağırlığı	2.9 kg (6.4 lb)	



Taşıma Çantası 1200 ml Şişe Otoklavlanabilir



VacuAide QSU

Portatif Vakum Cihazı

- Gürültü seviyesi düşük olmakla beraber vakum performansından taviz vermez
- Basit açma/kapama ve geniş, döner ve kavraması kolay basınç ayar vanası ile istenilen vakum basıncını kolaylıkla görmek ve ayarlamak mümkün
- Taşıma çantasındaki kullanıcı görüş penceresi ekstra muhafaza cepleri sayesinde aksesuarların taşınması ve muhafazası kolay
- ISO 10079-1 ile uyumlu

- 7314P QSU, çok-voltajlı güç kaynağı, şarj edilebilir batarya, 12V DC araç adaptörü, güç kablosu, taşıma çantası, entegre bakteri filtreli ve hasta borulu toplama şişesi ile birlikte teslim edilir
- 7314D QSU, çok-voltajlı güç kaynağı, şarj edilebilir batarya, güç kablosu, taşıma çantası, entegre bakteri filtreli ve hasta borulu toplama şişesi ile birlikte teslim edilir

AB tipi güç kablosu	800ml Atılabilir	1200ml Otoklavlanabilir	İngiltere-güç kablosu	800ml Atılabilir	1200ml Otoklavlanabilir
Bataryalı	7314 P - N E	7314P-NE-R	Bataryalı	7314P- U	7314P-U R
Yalnız şebeke elektrliği	7314D-NE	7314D-NE-R	Yalnız şebeke elektrliği	7314D-U	7314D-UR
Teknik Bilgiler					
Boyutları (ExDxY)	20.3 cm (8") x 22 cm (9") x 21.1 cm (8")				
Vakum Aralığı	50 - 550 mmHg ± 10%				
Hava Akışı	27 l/dk				
Batarya Çalışma süresi	60 dk				
Güç Kaynağı	100 - 240 V, 50/60 Hz				
Toplam Ağırlığı	3.0 kg (6.6 lb)				



MedelJet Plus Nebülizör

Evo Nebülizör



AirForce One

Kompresör Nebülizör

- Düşük maliyetli ve güvenilir aerosol terapi için Kompakt Kompresör Nebülizör
- Kolay kurulum ve çalıştırma
- Güvenilir ve düşük maliyetli bir cihaz
- Günlük kullanım için dayanıklı
- Sessiz çalışır
- 3 yıl garanti
- Ekstra rahatlık için dahili taşıma çantası
- Gerekli aksesuarları ve taşıma çantasıyla teslim edilir
- Yetişkinler ve çocuklarda kullanılabilir

Ürün	AirForce One
AB	MQ5890-EU
İngiltere	MQ5900-UK
Teknik Bilgiler	
En	14 cm (6")
Boy	19 cm (7")
Yükseklik	9 cm (4")
Hava Akışı	5.1 l /mi n
Parça Boyutu (MMAD)	< 5 µm
Aerosol Çıkışı	0.45 ml
Güç Kaynağı	230V, 50Hz
Toplam Ağırlığı	1.0 kg (2.2 lb)



Yeninde kullanılabilir Nebülizör

Atılabilir Nebülizör



PulmoAide

Kompresör Nebülizör

- Kompakt Kompresör Nebülizör ile etkili aerosol terapi sunar
- Kompakt ölçü
- Kullanımı kolay tasarım
- Taşıma çantası ve kompakt şekliyle taşınması kolay
- Model 5650I, atılabilir nebülizör ile komple set halinde teslim edilir


Ürün	PulmoAide
Ürün No	5650I
Teknik Bilgiler	
En	17 cm (6.5")
Derinlik	26 cm (10.1")
Yükseklik	27 cm (10.5")
Nebülizasyon Hızı	> 0.15 ml/dk
Kompresör Serbest Hava Akışı	12 l/dk
Temin edilen Nebülizör MMAD	< 5 µm
Güç Kaynağı	230V, 50Hz
Toplam Ağırlığı	3.2 kg (7.1 lb)



Dönüştürücü

ön Görünüm

Arka Görünüm



UltraNeb

Ultrasonik Nebülizör

- Nemlendirme, balgam emme ve aerosol terapi fonksiyonlu, yüksek çıkışlı ultrasonik nebülizör
- 4 farklı ayarlı hava akımı çıkışı, 4 farklı ayarlı nebülizasyon hızı, zamanlama fonksiyonu: 0, 15, 30, 45 ve 60 dk
- Çeşitli taşıyıcı sistemlerle uyumlu
- Steril su sistemlerinin birçoğuyla uyumlu
- Dahili alarm fonksiyonu - oda takılı değil, oda boş, tedavi süresi bitti veya cihaz arızası

Ürün	UltraNeb
UltraNeb (yalnız cihaz)	U3000
UltraNeb - Masaüstü Model Aksesuarı	U3000H
UltraNeb- Masaüstü Model Aksesuarı ve Isıtmalı Tüp	U3000H-DA
UltraNeb - 5 Ayaklı Stant	U3000-5S
UltraNeb - 5 Ayaklı Stant ve Isıtmalı Tüp	U3000H-5S
Teknik Bilgiler	
En	20.5 cm (8")
Derinlik	32 cm (12")
Yükseklik	19 cm (7")
Nebülizasyon Hızı	3 ml/dk
Hava Akışı	20 l/dk maks
Parça Boyutu (MMAD)	< 4 µm
Ultrasonik Frekans	1.68 MHz ± 5%
Güç Kaynağı	230V, 50Hz
Toplam Ağırlığı	3.5 kg (7.7 lb)

Profesyonel ENT Ürünleri

Ürün	Ürün No
15-RD - Püskürtücü Püskürtücü Model15, burun ve boğazın tedavisinde kullanılır, spreyi erişilmesi zor alanlara yönlendirmek üzere ayarlanabilir döner ucu vardır	15-RD

Ürün	Ürün No
163 - Püskürtücü Püskürtücü Model 163, yara temizliği ve ülser tedavisi de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır	163

Ürün	Ürün No
151 - Püskürtücü Püskürtücü Model 151, burun ve boğaz tedavisi, yatak ülseri bakımı ve yara temizliği için ideal bir nem üretir	151

Ürün	Ürün No
45 - Nebülizör Model 45 Nebülizör, astımlı hastaların tedavisinde kullanılan ve elle tutulan sprey nebülizördür. Homojen aerosol parçacıklarını akciğerlerin derinlere göndererek astımlı hastaların tedavisinde yardımcı olur	45

Ürün	Ürün No
180 - Nebülizör Model 180 Nebülizör, sprey yerine buhar üretir. Alt solunum yolu tedavisinde veya son derece hassas burun yolunun tedavisinde kullanılır	180

Ürün	Ürün No
646 - Nebülizör Model 646 Nebülizör, yüksek hızlı kompres hava akımıyla sıvıyı aerosola dönüştürür	646

Ürün	Ürün No
119 - Toz Üfleleyici Model 119 toz üfleleyici, genel amaçlı bir hava şırıngası olup yatak ülseri tedavisi, yara debridmanı ve yara temizliğinde kullanılır	119



Ürün	Ürün No
DeVilbiss Blue Isıtmalı Nemlendirici	DV6HH
- Ekstra boru veya güç kablosuna ihtiyaç duymaz 12 V DC - CPAP ısıtmalı nemlendirme	

DeVilbiss Blue StandardPlus

CPAP

DeVilbiss Blue StandardPlus çeşitli hasta olaylarını tespit edebilen bir sabit basınç CPAP'tır

- SmartFlex ekspiratuar rahatlık ve Akış yuvarlatma fonksiyonu
- Kolay anlaşılır menü ve ayarlanabilir gösterge parlaklığı
- Havayoluyla taşınmaya uygun
- Bakım gerektirmez
- Maske Uyum kontrolü
- 15 mm ince borusuyla teslim edilir
- Opsiyonel saat ve alarmlı saat özelliği
- SmartCode uyum kodu
- SmartCode Rx ile uzak reçete değişiklikleri

Ürün	DeVilbiss Blue StandardPlus
Kuzey Avrupa	DV63E-NE
İskandinav ve Doğu Avrupa	DV63E-NOR
Güney Avrupa	DV63E-SE
İngiltere	DV63E-UK

Teknik Bilgiler	
Boyutları (UxExY)	9.4 cm (3.7") x 15.5 cm (6.1") x 15 cm
Basınç Aralığı	3 - 20 cmH ₂ O
Maksimum Güç Tüketimi	65 Watt
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ortalama	25 Watt / 10 Watt
Elektrik Gerekliliği	100 - 240 V, 50/60Hz
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ağırlığı	1.75 kg (3.8 lb) / 0.9 kg (1.93 lb)



Ürün	Ürün No
DeVilbiss Isıtmalı nemlendirici - Pulse Dose	DV6HHPD
PulseDose nemlendirme cihazı, boruda ıslaklık oluşumunu önleyerek daha az su harcar	

DeVilbiss Blue AutoPlus

CPAP / Otomatik Ayar

DeVilbiss Blue AutoPlus gece boyu olayları kaydeder ve otomatik tepki verir

- Daha fazla veri tespit eder ve doğruluk düzeyi daha yüksektir
- Güçlü algoritması sayesinde cihazın hipopne, obstrüktif apne, horlama, ekspiratuar soluklar, sızıntılar, akış engelleri, RERAlar, santral apne ve düzenli solumaları tespit etme, rapor etme ve birbirinden ayırt etmeye yarar
- SmartFlex aktive edilebilir, pasif hale getirilebilir veya yalnız rampa süresince kullanılabilir

Ürün	DeVilbiss Blue AutoPlus
Kuzey Avrupa	DV64E-NE
İskandinav ve Doğu Avrupa	DV64E-NOR
Güney Avrupa	DV64E-SE
İngiltere	DV64E-UK

Teknik Bilgiler	
Boyutları (UxExY)	9.4 cm (3.7") x 15.5 cm (6.1") x 15 cm
Basınç Aralığı	3 - 20 cmH ₂ O
Maksimum Güç Tüketimi	65 Watt
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ortalama	25 Watt / 10 Watt
Elektrik Gerekliliği	100 - 240 V, 50/60Hz
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ağırlığı	1.75 kg (3.8 lb) / 0.9 kg (1.93 lb)



Ürün	Ürün No
Kablosuz Modem	DV6WM
- Terapi bilgilerini uzaktan kaydeder ve CPAP ayarlarını optimize ederek terapiyi destekler - Bluetooth ile CPAP bağlantısı sağlar	

DeVilbiss Blue BiLevel S

CPAP / Spontan

DeVilbiss Blue BiLevel S içeri veya dışarı solumayı tespit eder ve buna göre basıncı ayarlar

- Entegre eş-zamanlı olay tespit özelliğiyle anlık basınç, sızıntı oranı ve hasta soluma hızı gibi parametreleri, I:E oranını, dakika volümünü ve tidal volümü gösterir
- Detaylı terapi ekranıyla eş zamanlı basınç, akım ve sızıntı bilgilerini dalga formunda gösterir
- Kullanıcıya göre özelleştirilebilir 10 farklı soluk alma ve soluk verme ayarı
- Ti maks / min ayarlanarak, cihazın IPAP basıncında olacağı maksimum ve minimum süreler belirlenebilir

Ürün	DeVilbiss Blue BiLevel S
Kuzey Avrupa	DV65E-NE
İskandinav ve Doğu Avrupa	DV65E-NOR
Güney Avrupa	DV65E-SE
İngiltere	DV65E-UK

Teknik Bilgiler	
Boyutları (UxExY)	9.4 cm (3.7") x 15.5 cm (6.1") x 15 cm
Basınç Aralığı	3 - 25 cmH ₂ O
Maksimum Güç Tüketimi	65 Watt
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ortalama	25 Watt / 10 Watt
Elektrik Gerekliliği	100 - 240 V, 50/60Hz
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ağırlığı	1.75 kg (3.8 lb) / 0.9 kg (1.93 lb)



Ürün	Ürün No
Nonin WristOx 3150	3150
- Tüm DeVilbiss Blue Serisi cihazlarıyla uyumludur - Bluetooth ile CPAP bağlantısı sağlar	

DeVilbiss Blue BiLevel ST

CPAP / Spontan / Spontan-zamanlı / Zamanlı

DeVilbiss Blue BiLevel ST, spontan respirasyonlu hastaların solumalarını desteklemek üzere tasarlanmıştır

- Entegre eş-zamanlı olay tespit özelliğiyle anlık basınç, sızıntı oranı ve hasta soluma hızı gibi parametreleri, I:E oranını, dakika volümünü ve tidal volümü gösterir
- Detaylı terapi ekranıyla eş zamanlı basınç, akım ve sızıntı bilgilerini dalga formunda gösterir
- Kullanıcıya göre özelleştirilebilir 10 farklı soluk alma ve soluk verme ayarı
- Ayarlanabilir I:E Oranı ve Yedekleme oranı ayarları

Ürün	DeVilbiss Blue BiLevel ST
Kuzey Avrupa	DV66E-NE
İskandinav ve Doğu Avrupa	DV66E-NOR
Güney Avrupa	DV66E-SE
İngiltere	DV66E-UK

Teknik Bilgiler	
Boyutları (UxExY)	9.4 cm (3.7") x 15.5 cm (6.1") x 15 cm
Basınç Aralığı	3 - 30 cmH ₂ O
Maksimum Güç Tüketimi	65 Watt
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ortalama	25 Watt / 10 Watt
Elektrik Gerekliliği	100 - 240 V, 50/60Hz
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ağırlığı	1.75 kg (3.8 lb) / 0.9 kg (1.93 lb)



Nemlendirici SmartLink Bileşenleri



SleepCube Standard

CPAP

SleepCube Standard, OSA'nın etkili tedavisinde kullanıma yönelik sabit basınç CPAP'ıdır.

- Kompakt ve hafif
- Düşük ses basınç düzeyi – yalnız 26 dBA
- 2750 m'ye kadar otomatik yükseklik karşılama
- Geniş, arka aydınlatmalı LCD ve anlaşılması kolay kullanıcı menüsü
- Otomatik açma/kapama
- 5 dakikalık artışlarla 0-45 dakika arası rampa gecikme ayarları
- Maske kapalı görsel uyarı özelliği
- Isıtmalı nemlendirici kolaylıkla birimin tabanına oturur, ayrı bir boruya veya güç kablosuna ihtiyaç duymaz

Ürün	SleepCube Standard
Kuzey Avrupa	DV51NE
Güney Avrupa	DV51SE
İngiltere	DV51UK

Teknik Bilgiler	
Boyutları (UxExY)	17.5 cm (7") x 16.5 cm (6.5") x 10.7 cm (4.2")
Basınç Aralığı	3 - 20 cmH ₂ O
Maksimum Güç Tüketimi	65 Watt
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ortalama	28 Watt / 12 Watt
Güç Kaynağı	100 - 240 V, 50/60 Hz
Toplam Ağırlığı	1.22 kg (2.7 lb)



Nemlendirici SmartLink Components



SleepCube StandardPlus

CPAP

SleepCube StandardPlus modelinde mevcut SmartFlex teknolojisi, kullanıcı konforunu arttırmaya yönelik olarak ortalama basıncı azaltarak ekspiratuar rahatlık sağlar

- Ekstra Akış Yuvarlatma özelliğiyle inspiratuar basınçtan ekspiratuar basınca kolay geçiş sağlar
- Entegre olay tespit özelliği ile gece meydana gelen apne, hipopne ve horlama gibi olayları tespit eder

Ürün	SleepCube StandardPlus
Kuzey Avrupa	DV53NE
Güney Avrupa	DV53SE
İngiltere	DV53UK

Teknik Bilgiler	
Boyutları (UxExY)	17.5 cm (7") x 16.5 cm (6.5") x 10.7 cm (4.2")
Basınç Aralığı	3 - 20 cmH ₂ O
Çalışma Atmosfer Koşulları	Deniz seviyesi - 2750 m (9,000 fit)
Ses Basınç Düzeyi	26 dbA
Maksimum Güç Tüketimi	65 Watt
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ortalama	28 Watt / 12 Watt
Güç Kaynağı	100 - 240 V, 50/60 Hz
Toplam Ağırlığı	1.22 kg (2.7 lb)



Nemlendirici SmartLink Bileşenleri



SleepCube AutoPlus

CPAP / Otomatik Ayar

SleepCube AutoPlus, SmartFlex ekspiratuar rahatlık ve Akış Yuvarlatma özellikleriyle konfor sunan otomatik-ayarlı CPAP cihazıdır

- Entegre olay tespit özelliği ile gece meydana gelen apne, hipopne ve horlama gibi olayları tespit eder
- Ayrıca bu cihazın apne, hipopne ve horlamaya tepki vererek uygu sırasında en etkili tedavinin sunulmasına destek olan benzersiz otomatik-ayarlı bir algoritması vardır

Ürün	SleepCube AutoPlus
Kuzey Avrupa	DV54NE-P
Güney Avrupa	DV54SE-P
İngiltere	DV54UK-P

Teknik Bilgiler	
Boyutları (UxExY)	17.5 cm (7") x 16.5 cm (6.5") x 10.7 cm (4.2")
Basınç Aralığı	3 - 20 cmH ₂ O
Çalışma Atmosfer Koşulları	Deniz seviyesi - 2750 m (9,000 fit)
Ses Basınç Düzeyi	26 dbA
Maksimum Güç Tüketimi	65 Watt
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ortalama	28 Watt / 12 Watt
Güç Kaynağı	100 - 240 V, 50/60 Hz
Toplam Ağırlığı	1.22 kg (2.7 lb)



Nemlendirici SmartLink Bileşenleri



SleepCube BiLevel S

CPAP / Spontan

SleepCube BiLevel S, içeri veya dışarı solumayı tespit eder ve buna göre basıncı ayarlar

- Özellikle yüksek basınç düzeyine ihtiyaç duyan kullanıcılar için faydalıdır
- Entegre eş-zamanlı olay tespit özelliğiyle anlık basınç, sızıntı oranı ve hasta soluma hızı gibi parametreleri, I:E oranını, dakika volümünü ve tidal volümü gösterir
- Kullanıcıya göre özelleştirilebilir 10 farklı soluk alma ve soluk verme ayarı

Ürün	SleepCube BiLevel S
Kuzey Avrupa	DV55NE
Güney Avrupa	DV55SE
İngiltere	DV55UK

Teknik Bilgiler	
Boyutları (UxExY)	17.5 cm (7") x 16.5 cm (6.5") x 10.7 cm (4.2")
Basınç Aralığı	3 - 25 cmH ₂ O
Çalışma Atmosfer Koşulları	Deniz seviyesi - 2600 m (8,500 fit)
Ses Basınç Düzeyi	26 dbA
Maksimum Güç Tüketimi	65 Watt
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ortalama	28 Watt / 12 Watt
Güç Kaynağı	100 - 240 V, 50/60 Hz
Toplam Ağırlığı	1.22 kg (2.7 lb)



Nemlendirici SmartLink Bileşenleri



SleepCube AutoBiLevel

CPAP / Spontan / AutoBiLevel

SleepCube AutoBiLevel özellikle yüksek basınç düzeyine ihtiyaç duyan kullanıcılar için ekstra faydalıdır

- AutoBiLevel'in otomatik ayar algoritması, apne ve diğer olayları sürekli takip eder. Tespitin ardından, BiLevel basınç otomatik olarak ayarlanarak uykusu sırasında olabilecek en iyi tedaviyi sunar

Ürün	SleepCube AutoBiLevel
Kuzey Avrupa	DV57NE
Güney Avrupa	DV57SE
İngiltere	DV57UK

Teknik Bilgiler	
Boyutları (UxExY)	17.5 cm (7") x 16.5 cm (6.5") x 10.7 cm (4.2")
Basınç Aralığı	3 - 25 cmH ₂ O
Çalışma Atmosfer Koşulları	Deniz seviyesinden 2600 m (8,500 fit)'ye
Ses Basınç Düzeyi	26 dbA
Maksimum Güç Tüketimi	65 Watt
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ortalama	28 Watt / 12 Watt
Güç Kaynağı	100 - 240 V, 50/60 Hz
Toplam Ağırlığı	1.22 kg (2.7 lb)



Nemlendirici SmartLink Bileşenleri



SleepCube BiLevel ST

CPAP / Spontan / Spontan-Zamanlı / Zamanlı

SleepCube BiLevel ST, spontan respirasyon ile hastaların solummasını desteklemeye yöneliktir. Hasta yerine soluk almaz, kronik solunum yetersizliği, solunum güçlüğü veya OSA şikayeti olan hastaları destekler

- Entegre eş-zamanlı olay tespit özelliğiyle anlık basınç, sızıntı oranı ve hasta soluma hızı gibi parametreleri, I:E oranını, dakika volümünü ve tidal volümü gösterir
- Kullanıcıya göre özelleştirilebilir 10 farklı soluk alma ve soluk verme ayarı

Ürün	SleepCube BiLevel ST
Kuzey Avrupa	DV56NE
Güney Avrupa	DV56SE
İngiltere	DV56UK

Teknik Bilgiler	
Boyutları (UxExY)	17.5 cm (7") x 16.5 cm (6.5") x 10.7 cm (4.2")
Basınç Aralığı	3 - 25 cmH ₂ O
Çalışma Atmosfer Koşulları	Deniz seviyesinden - 2600 m (8,500 fit)'ye
Ses Basınç Düzeyi	26 dbA
Maksimum Güç Tüketimi	65 Watt
Nemlendiricili/Nemlendiricisiz Ortalama	28 Watt / 12 Watt
Güç Kaynağı	100 - 240 V, 50/60 Hz
Toplam Ağırlığı	1.22 kg (2.7 lb)



Silikon Yastıklar

Alın Yastıkları



D100N

Burun CPAP Maskesi

- D100 burun maskesi düşük maliyetli, esnek ve konforlu bir çözümdür
- 3 farklı beden silikon yastığı mevcuttur: S, M ve L
- Üç farklı bedeni mevcut olan alın yastığı maksimum konfor için her maskeyle birlikte standart olarak temin edilir
- 360° derece dönüşle ideal boru pozisyonu sağlar
- Tamamen ayarlanabilir başlık
- Temizlemesi ve bakımı kolay
- Maskeyi takmak ve rahat bir şekilde oturmasını sağlamak son derece kolaydır
- Lateks içermez

Ürün	Size S	Size M	Size L
Ürün No	D100N-S	D100N-M	D100N-L
Teknik Bilgiler			
Muhafaza Sıcaklığı Aralığı		-40°C - 60°C arası	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı		-18°C - 50°C arası	
Direnç - 50 l/dk		0.47 cmH ₂ O	
Direnç - 100 l/dk		2.24 cmH ₂ O	
Başlık dahil Toplam Ağırlığı		88 g	



Silikon Yastıklar

Alın Yastıkları



D150F

Tüm Yüz CPAP Maskesi

- D150 tüm yüz maskesi, düşük maliyetli ve konforlu maske çözümüdür
- 3 farklı beden silikon yastığı mevcuttur: S, M ve L
- Ayarlanabilir alın desteği farklı yüz profillerine uyar
- 360° derece dönüşle ideal boru pozisyonu sağlar
- Tamamen ayarlanabilir klipsli başlık
- Temizlemesi ve bakımı kolay
- Maskeyi takmak ve rahat bir şekilde oturmasını sağlamak son derece kolaydır
- Lateks içermez

Ürün	Size S	Size M	Size L
Ürün No	D150F-S	D150F-M	D150F-L
Teknik Bilgiler			
Muhafaza Sıcaklığı Aralığı		-40°C - 60°C arası	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı		-18°C - 50°C arası	
Direnç - 50 l/dk		0.29 cmH ₂ O	
Direnç - 100 l/dk		0.86 cmH ₂ O	
Başlık dahil Toplam Ağırlığı		120 g	



Parmak ucu Sensörü

Bağlantılar



SleepDoc Porti 7

SDB için Teşhis Aracı

- 10 standart kanal, 24 kanala kadar çıkartabilme seçeneği
- Tükenir malzemelerinin ucuz oluşundan ötürü maliyeti düşük
- 2 saatte tamamen şarj olan dahili batarya
- Akım uçları aracılığıyla horlama tespitine yönelik dahili mikrofön
- Vücut pozisyonunu tespit etmeye yönelik manyetik sensör
- Basınç sensörlü göğüs kemeri ve karın kemeri
- 6 geceye kadar başlama/bitiş süreleri programlayabilme imkanı
- USB bağlantısı sayesinde doğrudan hızlı yükleme
- Kolay kullanım ve manuel düzeltme seçenekleri
- Tüm SleepDoc Porti sistemleri aynı yazılımı, tükenir malzemeleri ve sensörleri kullanırlar
- Tam otomatik değerlendirme, teşhis ve rapor üretimi

Ürün	SleepDoc Porti 7
AB	927702
İngiltere	927701
FR	927703
Teknik Bilgiler	
En	6.3 cm (2")
Derinlik	14 cm (6")
Yükseklik	3.1 cm (1")
Toplam Ağırlığı	160 g



Parmak ucu sensörü

Bağlantılar



SleepDoc Porti 8

Uyku Teşhis Sistemi

- 10 standart kanal, 24 kanala kadar çıkartabilme seçeneği
- Tükenir malzemelerinin ucuz oluşundan ötürü maliyeti düşük
- 2 saatte tamamen şarj olan dahili batarya
- Akım uçları aracılığıyla horlama tespitine yönelik dahili mikrofön
- Vücut pozisyonunu tespit etmeye yönelik manyetik sensör
- Basınç sensörlü göğüs kemeri ve karın kemeri
- 6 geceye kadar başlama/bitiş süreleri programlayabilme imkanı
- USB bağlantısı sayesinde doğrudan hızlı yükleme
- Kolay kullanım ve manuel düzeltme seçenekleri
- Tüm SleepDoc Porti sistemleri aynı yazılımı, tükenir malzemeleri ve sensörleri kullanırlar
- Tam otomatik değerlendirme, teşhis ve rapor üretimi

Ürün	SleepDoc Porti 8
AB	928702
İngiltere	928701
FR	928703
Teknik Bilgiler	
En	7.5 cm (3")
Derinlik	17 cm (7")
Yükseklik	3.5 cm (1")
Toplam Ağırlığı	260g



Parmak ucu Sensörü



Nonin WristOx2

Pulse Oksimetre

- Nonin WristOx 3150, DeVilbiss Blue serisinin tüm cihazlarıyla uyumludur
- Kardiyo-ambulatori takip, uzaktan kablosuz takip ve gece çalışmaları için ideal
- Bluetooth veya USB bağlantısı ile kolay veri transferi
- 1080 saatlik kalıcı bellek-4 saniyede örnekleme hızı- 1 veya 2 saniyede yüksek çözünürlüklü değişken örnekleme seçenekleri
- 48 saat batarya ömrü (Bluetooth harici), Bluetooth ile 24 saat batarya ömrü – iki adet AAA alkali batarya
- Dayanıklı
- PureSat sinyal işleme teknolojisi
- Kullanımı kolay
- Son teknoloji tasarım

Ürün	Nonin WristOx
Ürün No	3150
Teknik Bilgiler	
Boyutları	2 cm (1") x 5 cm (2") x 7 cm (3")
Muhafaza Sıcaklığı Aralığı	-40°C - 70°C arası
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-5°C - 40°C arası
SpO2 ölçüm Aralığı	0% - 100% arası
Doğruluk	70% - 100% ± 3% arası
Nabız atım hızı ölçüm aralığı	18 - 321 BPM arası




Hb0-2000

Parmak ucu Pulse Oksimetre

- Hb0-2000 parmak ucu pulse oksimetre, oksijen satürasyonu ve nabız atım hızı tespitinde kullanılan, aşındırıcı olmayan bir cihazdır
- Yetişkinler ve çocuklar için evde ya da klinik ortamda kullanıma uygun
- Hafif, kompakt, kullanımı kolay
- Nabız hızı çubuğu ve pletismografi dalga biçimini de gösteren OLED-ekran
- 6 farklı yön ekran ayarı
- Düşük güç tüketimi (2 x AAA batarya ile 20 saate kadar çalışabilir)
- Düşük batarya uyarısı
- Sinyal algılamadığında 8 saniye sonra otomatik kapanma özelliği

Ürün	Hb0-2000
Ürün No	HB0-2000
Teknik Bilgiler	
Boyutları	5 cm (2") x 3 cm (1") x 3 cm (1")
Muhafaza Sıcaklığı Aralığı	-40°C - 70°C arası
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-5°C - 40°C arası
SpO2 ölçüm Aralığı	35% - 100% arası
Doğruluk	70% - 99% ± 3% arası
Nabız atım hızı ölçüm aralığı	30 - 250 BPM arası



İNGİLTERE ŞUBESİ

Unit 3 Bloomfield Park,
Bloomfield Road,
Tipton, West Midlands
DY4 9AP
İngiltere
Phone: + 44 (0) 121 521 3140
Fax: + 44 (0) 121 521 3141
eMail: enquiries@devilbisshc.com

ALMANYA ŞUBESİ

Kamenzer Str. 3
68309 Mannheim
Germany
Phone: + 49 (0) 621 178 98 - 0
Fax: + 49 (0) 621 178 98 -111
eMail: kontakt@devilbisshc.com

HİNDİSTAN ŞUBESİ

Unit no.18
1st Floor Shree Madhu Estate
P.B. Marg, Worli
Mumbai 400013
India
Phone: +91 22 24960000
eMail: india@devilbisshc.com

AVUSTRALYA ŞUBELERİ

Unit 8, 15 Carrington Road
Castle Hill,
New South Wales 2154
Australia
Phone: + 61 2 9899 3144
Fax: + 61 2 9899 3244
eMail: ausenquiries@devilbisshc.com

60/266 Osborne Avenue
Clayton South Melbourne,
Victoria 3169
Australia
Phone: +61 3 9551 1548
Fax: +61 3 8658 9670
eMail: info@drive-medical.com.au

● Saha Satış Müdürleri
Lokasyonu

drive

DeVilbiss®
HEALTHCARE



DeVilbiss Healthcare GmbH • Kamenzer Str. 3 • 68309 Mannheim • Germany
Tel: +49 (621) 178 98 0 • Faks: +49 (621) 178 98 111 • kontakt@devilbisshc.com • www.devilbisshc.com

Kasım 2016

Drive DeVilbiss Healthcare -. Bu katalogda yer alan tüm içerik, görüntü ve ticari adlar Drive DeVilbiss Healthcare'in mülkiyeti altındadır. Bu katalogda yer alan bilgiler, Drive DeVilbiss tarafından sunulmuş olup yalnız genel bilgi amaçlıdır. Bilgileri güncel ve doğru tutabilmek için elimizden geleni yapıyor olmakla beraber, burada yer alanların doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğu hakkında bir güvence ya da garanti verememekteyiz. Bu katalogun hiçbir kısmı, önceden Drive DeVilbiss Healthcare'in yazılı iznini almadan alıntılanamaz, uyarlanamaz ya da çoğaltılamaz. Verilen iznin geçerli olabilmesi için, söz konusu onayın yazılı olarak verilmiş olması gerekmektedir.