



Oksijen konsantratörü, ihtiyaç duyulduğu an ve miktar kadar, bir düğme dokunuşuyla kesintisiz oksijeni sağlayan elektronik bir cihazdır. Compact 525 oksijen konsantratörü oda havasını alır, oksijeni diğer gazlardan ayırır ve hastaya yüksek konsantrasyonda oksijen verir. Konsantratör, oda havasındaki oksijeni filtre etmesine rağmen odadaki normal oksijen miktarını etkilemeyecektir.

ÖZELLİKLERİ ve FAYDALARI

- Sadece 16.3 kilogramlık ağırlığı ile Devilbiss Healthcare tarafından üretilmiş en hafif ve en küçük oksijen konsantratörü
- Tüm akış dağılımı süresince Yüksek oksijen konsantrasyon seviyesi
- 5 L /dak.ya kadar değişken akış oranı
- Sürekli oksijen seviyelerini gözlemlemek için OSD sensörü
- Düşük oksijen seviyeleri, elektrik kesintisi, basınç düşüklüğü ve servis gereksinimi için görüntülü ve sesli alarmlar
- Kolay çalıştırılabilen güçlü tasarım, sessiz çalışma
- Kolay taşınabilmesi için bir sap(tutma yeri) ve maksimum düzeyde hareket yapmasını sağlayan serbest tekerlekli alt kısım
- Re-set fonksiyonu olan devre kesicisi
- Opsiyonel Pedyatrik akış metresi ile 0.02 - 0.8 l/dak. Ayar yapılabilir.
- Kolayca görülebilen saat metresi (zaman sayacı)
- İhtiyaç duyulduğu yerde evde yerleştirmek üzere nemlendirici
- PC uyumlu veri çıkış duyu, tertibatın teşhis analizi için Not defteri veya Smart-Track TM modem
- Alçak ses, sessiz çalışma. 40 dB(A)



OSD Ne Demektir - Önemi nedir?

Oxygen Sensing Device (Oksijen Sensörü)
En etkili oksijen sensörü(± 2 % sapması)
OSD ömür boyu garantili. Bakıma gerek yok,
yıpranacak parça yok; değiştirilecek pil yok.

OSD gösterge seviyeleri:

85 ve yukarı = Yeşil LED
75 - 84.9 = Sarı LED
74.9 ve aşağı = Sarı LED ve sesli sinyal

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Oksijen analiz edicisi "Handi TM "
Küçük, hafif ve kolay çalıştırılabilen elle tutulabilen oksijen analiz edicisi

Smart-Track TM modem
Tertibatın kolay teşhis analizi için

Pedyatrik akış metre
Akış dağılımı 0.02 - 0.8 L/dak. veya
0.125-2.0 L/dak.

