



iFILL

KİŞİSEL OKSİJEN İSTASYONU

DeVilbiss
HEALTHCARE

Akıp giden hayattan uzak kalmayın. iFill kişisel oksijen istasyonu sayesinde oksijen hastaları eve bağlı kalmaktan kurtulup özgürlüğün tadına varacaklar. iFill ile tüp dolum servisini beklemenize gerek yok. Üstelik tüpünüzün bitmesinden de endişe duymayacaksınız. iFill istediğiniz an oksijen ihtiyacınızı karşılar, size sadece özgürlüğün tadını çıkaracak kalır.

Oksijen Tüpünüz Ne Zaman Dolacak? iFill ile istediğiniz zaman...
İsteddiğiniz zaman dolum yapabilir, ne zaman dışarı çıkacağınıza siz karar verirsiniz. iFill ile evde kapalı kalmayın, özgürlüğünüzü ilan edin.

iFill size sunduğu çok çeşitli tüpler ile ihtiyacınıza en uygun olanı seçmenizi sağlar. Özellikle seyahat ederken, size en uygun boyutlu tüpü seçerek zahmetsiz, özgürce seyahat etmenin keyfine varın. Örneğin, M6 hafif oksijen tüpü 4 saat boyunca oksijen ihtiyacınızı karşılar, taşıma arabasına gerek kalmadan hafif yapısı sayesinde kolayca sırt çantasında veya bel çantasında taşınabilir. Bütün tüpler istediğiniz sıklıkta doldurulabilir.

DeVilbiss iFill Kişisel Oksijen İstasyonu

Taşınabilir oksijen kaynağı olarak hastaya inanılmaz bir serbestlik ve konfor sağlar. iFill oksijen konsantratörleriyle aynı çalışma mekanizmasına sahiptir, havada bulunan oksijeni diğer gazlardan ayırarak saflaştırır.

- Oksijen tüpünüz bağlantı adaptörü sayesinde kolayca istasyona takılır ve dolmaya başlar. Tüp dolarken ve tam dolduğunda kontrol panelindeki ışıklar hastayı bilgilendirir.
- M6 iFill tüpü sadece 1 saatten biraz fazla(75dk) bir sürede dolar, diğer oksijen dolum sistemlerindeki 2 saatlik dolum süresiyle karşılaştırıldığında çok daha kısa sürede dolum biter. Kısa dolum süreleri sayesinde sadece zamandan değil, elektrikten de tasarruf edersiniz.
- Diğer oksijen dolum sistemlerine göre daha hızlı ve daha düşük maliyetle dolum yapar.
- Diğer oksijen dolum sistemlerinin aksine, tüpün tam dolmasını beklemeden çıkartıp kullanabilirsiniz.

Sessiz ve portatif yapısı sayesinde iFill evinizin her yerinde kullanılabilir, ev hayatınızı engellemeden, oksijen ihtiyacınızı karşılar.

TÜP KULLANIM SÜRELERİ / Saat

Akış Miktarı: L/dk.	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6
M4								
PulseDose	5.7	3.8	2.9	2.3	1.9	1.4	1.1	0.9
Devamlı akım	1.9	1.3	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3
M6								
PulseDose	8.3	5.5	4.1	3.3	2.8	2.1	1.7	1.4
Devamlı akım	2.7	1.8	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	0.4
ML6								
PulseDose	8.6	5.7	4.3	3.4	2.9	2.1	1.7	1.4
Devamlı akım	2.8	1.9	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5
C								
PulseDose	12.1	8.1	6.1	4.9	4	3	2.4	2
Devamlı akım	4	2.7	2	1.6	1.3	1	0.8	0.7
D								
PulseDose	21	14	10.5	8.4	7	5.2	4.2	3.5
Devamlı akım	6.9	4.6	3.5	2.8	2.3	1.7	1.4	1.2
E								
PulseDose	34.4	23	17.2	13.8	11.5	8.6	6.9	5.8
Devamlı akım	11.4	7.6	5.7	4.6	3.8	2.8	2.3	1.9

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	220 V
Güç	400W
Oksijen	
Konsantrasyonu	93% O2 ± 3%
Genişlik	57 cm
Yükseklik	72.5 cm
Derinlik	31 cm
Ağırlık	30 kg
Garanti Süresi	3 yıl veya 8000 saat hangisi önce dolarsa

iFill Kişisel Oksijen İstasyonu Dolum Süreleri (2,000±100 psig)

M4	60 dakika
M6	75 dakika
ML6	90 dakika
C	130 dakika
D	215 dakika
E	350 dakika

PDI000A Serisi Tüp Ağırlıkları

M4	1.59 kg
M6	1.86 kg
ML6	2.18 kg
C	2.54 kg
D	3.27 kg
E	4.45 kg

