

iGO

PORTATİF OKSİJEN
KONSANTRATÖRÜ



DeV
HEA

DeVilbiss Healthcare iGo taşınabilir oksijen konsantratörünü sunar. Dakikada 3 litreye kadar devamlı oksijen akışıyla kullanıcıların çoğunluğuna yetecek performansı gösterirken, küçük ve hafif yapısı sayesinde kolayca taşınır.

12V çakmak şarjı veya 5.4 saate kadar kullanım süresi sağlayan(litre/dakika pulse dose modunda) lityum ion pili sayesinde size özgürce seyahat etme olanağı veren iGo, pili, 12V adaptörü, 110-220V adaptörü ve elektrik kablosu ile birlikte gelir. Daha kolay taşınabilmesi için tekerlekli seyahat çantası da mevcuttur. DeVilbiss OSD sensörü(oksijen konsantrasyonunu ölçer) ve arıza alarmı sayesinde iGo' nun ihtiyacınız kadar oksijeni sağladığından emin olabilirsiniz.

Kullanımı kolay kontrol paneli, seyahate uygun, taşınması kolay dizaynıyla iGo sadece partikül filtresi temizlenerek ilk 3 yıl boyunca bakıma gerek olmadan kullanılabilir.



Yaklaşık Pili Kullanım Süreleri

Akış Miktarı	Devamlı Akım	Pulse Dose Akım
1.0	4.0 saat	5.4 saat
2.0	2.4 saat	4.7 saat
3.0	1.6 saat	4.0 saat
4.0	-	3.5 saat
5.0	-	3.2 saat
6.0	-	3.0 saat

ANA ÖZELLİKLER

- 3 Litre/dakikaya kadar devamlı akım
- 6 Litre/dakikaya kadar pulse dose akım(eşdeğer)
- Uzun pil ömrü
- OSD sensörü
- Sesli ve görüntülü alarmlar
- Sağlam Dizayn
- Tekerlekli taşıma çantası
- 12V araba adaptörü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Oksijen Konsantrasyonu	91% ± 3%
Maksimum Devamlı Akım	3 Litre/ dakika
Maksimum Pulse Dose Akım	6 Litre/ dakika(eşdeğer)
Hesaplanmış Doz Hacmi:	14 cc her Litre/dakika için
Ağırlık: Pili/ Pilsiz	8.6 kg / 7.0 kg
Ėbatlar	49 x 31.2 x 18 cm
Maksimum Rakım	0-4000 metre
Çalışma Gürültüsü	40 dB(A)- 3Litre/dak. Pulse Dose Akım
Alarmlar	Düşük oksijen konsantrasyonu, Akım yok, Hasta nefes almıyor, Düşük pil gücü, Elektrik kesintisi,