

DeVilbiss 7305 Cerrahi Aspiratör ev kullanımına uygun, küçük ve hafif olmakla birlikte hastanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek üstün nitelikli bir aspiratördür. ISO 10079 aspiratör standartlarına uygundur. 800ml hacimli disposable veya 1200ml' lik tekrar kullanılabilir şişeye sunulan modelleri mevcuttur. Hem bataryalı hem de bataryasız modeli vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ağırlık | 1.7Kg. / 2.9 kg * |
| Ölçüler | 18 x 23 x 20 cm |
| Vakum Aralığı | 80 - 550 mmHg ** |
| Çıkış Gücü | 0.0 - 27 l/min ** |
| AC Voltaj | 110 - 240 V; 50/60 Hz |
| Batarya Çalışma Süresi | 60 dak. |
| Elektrik Tüketimi | Maks. 33 watt |

* Cihaz ağırlığına elektrik adaptörü dahil değildir, Ağırlık pilli model içindir.

** Bu değerler deniz seviyesine olan yükseklik, barometrik değişiklikler ve sistem değişikliklerine göre farklılık gösterebilir.

STANDART AKSESUARLAR

- 100 V-240 V AC arası tüm voltajlarda kullanılabilir
- Yüksek performans, 550 mmHg vakum ve 27 l/dak çıkış gücü
- Küçük ve hafif, portatif dizayn
- Entegre bakteri filtresi
- Taşıma engelleme fonksiyonu
- 800ml hacimli kullan-at veya 1200ml hacimli tekrar kullanılabilir şişe

Bataryalı Versiyon 7305 P-G

- Şarj edilebilir, 60 dakika kullanım süreli batarya
- Elektrikle bağlanınca otomatik olarak şarj olma
- Taşıma Çantasıyla Birlikte
- Otomobil çakmak soketinden şarj edilebilir*.

* Opsiyonel

