

Ecoaspir Cerrahi Aspiratörler ev kullanımına uygun, küçük ve hafif olmakla birlikte hastanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek üstün nitelikli aspiratörlerdir.

ISO 10079 aspiratör standartlarına uygundur. 1000 ml hazne portatif kullanım için idealdir. Hem bataryalı, hem de bataryasız olmak üzere iki model mevcuttur.

ANA ÖZELLİKLER

- Yüksek vakum gücü
- Şık, küçük ve hafif, portatif dizayn
- Entegre bakteri filtresi
- Vakum kavanozuna bütünleşik taşma engelleme fonksiyonu
- 1000 ml hacimli kullan-at vakum kavanozu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	Ecoaspir 2200 gr*	Ecoaspir Plus 3000 gr*
Boyutlar	240 x 270 x 145 mm	240 x 270 x 145 mm
Vakum Kavanozu	1000 ml	1000 ml
Taşma Güvenliđi	Bütünleşik Şamandıra	Bütünleşik Şamandıra
Maksimum Vakum	550 mmHg**	590 mmHg**
Minimum Vakum	100 mmHg**	100 mmHg**
Maksimum Akış	9 l/dk	10 l/dk
Voltaj	220 V/AC 50 Hz	230 V/AC 50-60 Hz
Güç	80 watt	45 watt

- * Cihaz ağırlığına vakum kavanozu dahil değildir.
** Bu değerler deniz seviyesine olan yükseklik, barometrik değişiklikler ve sistem değişikliklerine göre farklılık gösterebilir.

