

SLP-9100



SLP9100-B FullFace Silikon Maske Orta Boy

SLP9100-C FullFace Silikon Maske Büyük Boy

SLP9150-A FULL FACE Silikon MASKE Küçük BOY

SLP9150-B FULL FACE Silikon MASKE Orta BOY

SLP9150-C FULL FACE Silikon MASKE –Büyük BOY

SLP9160-A ÇİFT KÖRÜKLÜ FULL FACE MASKE KÜÇÜK BOY

SLP9160-B ÇİFT KÖRÜKLÜ FULL FACE MASKE Büyük BOY

SLP9250-A ÇİFT SİLİKON YASTIKLI NASAL MASKE Küçük Boy

SLP9250-B ÇİFT SİLİKON YASTIKLI NASAL MASKE Orta Boy

SLP9250-C ÇİFT SİLİKON YASTIKLI NASAL MASKE Büyük Boy

SLP-9150



SLP-9160



SLP-9250



Devilbiss DIOO Serisi Fullface ve Nasal Maskeler

Devilbiss DIOO serisi maskeler, CPAP kullanıcılarına maksimum esneklik ve konforu sunar.

Hem nasal, hem de fullface seçeneği bulunan DIOO maskeler, silikon yastıkları sayesinde hafif ve konforlu bir kullanım sağlar. DIOON nazal ve DIOOF fullface maskelerin 3 boyu mevcuttur. Ayrıca ayarlanabilir kafa bantları sayesinde maskeler en uygun şekilde hastanın yüzüne oturur ve maksimum uyum sağlar. 360° dönebilen hortum bağlantısı sayesinde hortum pozisyonu tercih edilen uyku pozisyonuna göre ayarlanabilir. Maske, çerçevesindeki kancayla kafa bandından kolayca ayrılıp çıkarılabilir.

Özellikler:

- Hem nasal, hem fullface olarak mevcuttur.
- Her maskeyle birlikte farklı boylarda 3 adet alın desteği verilmektedir.
- Lateks içermez.
- Hortum pozisyonu 360° ayarlanabilir.
- Tam ayarlanabilen kafa bantları
- Kullanımı ve temizlemesi kolay
- Maskenin ve kafa bantlarının ayarlanması ve oldukça kolaydır.

Devilbiss Innova Nasal Maske

Innova nasal CPAP maskesi eşsiz bir yüz konforu ve cilt koruması sağlar. Patentli AIR°gel™ ve Gelişmiş Yastık Teknolojisiyle Innova, CPAP terapisinde kompliyansı ve konforu artırır. Innova maske yüze hafifçe oturur. AIR°gel nazikçe cildi ve burun kemiğini koruyarak nekroz ve diğer iritasyonları minimize eder. Gelişmiş Yastık Teknolojisi sayesinde kafa bantlarını fazla sıkmaya gerek kalmadan maske yüz yapısına uyum sağlar. Böylece konforu artırır, cilt tahrişlerini ve hava kaçağını azaltır. Temassız alın desteği tasarımı, geleneksel alın desteğine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak o bölgede cilt tahrişi oluşmasını engeller. Aktif Kafalık Sistemi Bağlantısı, kullanıcı hareket ettikçe hareket eder ve uyku boyunca maskenin yüze tam oturmasını garantiler. Bütün bu özellikler bir arada harika bir gece uykusu için yenilikçi bir çözüm sağlar.

Özellikler:

- Patentli AIR°gel™ yastık, Gelişmiş Yastık Teknolojisiyle birlikte maksimum konfor ve efektif kullanım sağlar.
- Temassız alın desteği tasarımı, alinla teması ortadan kaldırırken sağlamlıktan ödün vermez.
- Aktif Kafalık Sistemi Bağlantısı, gece içinde hareket edildiğinde bile maskenin her zaman yüze tam oturmasını sağlar.
- Hafif, nefes alan kafalık sistemi tek elle kolayca çıkarılabilir.
- Çift yönden 360° dönebilen hortum bağlantı sistemi sayesinde maksimum manevra kabiliyeti sağlar.
- Kullanımı ve temizlemesi kolaydır.
- Lateks içermez.
- Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 farklı boy seçeneği vardır.
- Menşei: Amerikan

