

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

- Oda nemlendirme
- Solunan havanın nemlendirilmesi gerektiği durumlar
- Muhtelif ilaçların nebulizasyonu
- Spesifik ve Spesifik olmayan akciğer hastalıkları
- Bronşiyal astım
- Akut ve kronik bronşitler
- Pnömoni

ANA ÖZELLİKLER

- Şebeke gerilimi ve sıcaklık değişimlerine karşı stabilize buhar çıkışı
- Çok amaçlı düğmesi ile (açma, kapama, buhar ayarı, ikaz ledi) kolay kullanım sağlayan özel tasarım
- Hatalı durum veya uygulamalarda ışıklı alarm. Otomatik durdurma
- Cihazın ve kristalin sıcaklık koruması
- Benzeri cihazlar gibi sıvıda elektroliz yaratan sensör kullanılmaması
- Çok küçük enerji (25W) sarfiyatıyla yüksek buhar performansı
- Çok küçük miktarlardaki (5-7ml) ilaçların nebulizasyonu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Buhar kapasitesi	0-5 ml/dk
Partikül boyutu	0.5-6 mikron
Nebulizasyon haznesi	400 ml
Çalışma voltajı	230V 50Hz
Çıkış gücü	25 W
Çalışma frekansı	1.7 Mhz
Ağırlık	1.7 kg
Boyutlar	200*130*195 mm

