

# SARF

## Hybrid Nasal / Oral Maske

### Konfor ve Yenilik Bir Arada

Son teknolojiyle üretilen Hybrid, nasal, oral veya hem nasal hem oral maske olarak kullanılabilen şekilde dizayn edilmiştir. Hybrid, pozitif hava basıncı sağlayan cihazlarla kullanılmak üzere tasarlanmış çift yönlü bir arayüzdür.

**Özel dizaynı sayesinde alına ve buruna baskı yapmaz, tahrişe ve ağrıya neden olmaz.**

• Hybrid tek pakette tüm ekipmanlarıyla birlikte gelir, böylece her hastaya uyum sağlar, çok sayıda maske deneme zahmetinden ve maliyetinden kurtarır.

### PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Entegre çene kanadı, çeneyi destekler ve çene bağı ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Kaliteli kafalık 5 noktadan ayar olanağı sunar. Bu sayede cildi iyi kavrar, daha uyumlu ve kaçak oranı düşük bir tedavi sağlar.
- Hızlı bağlantı aparatı ile kolayca söküp takılabilir
- Kullanım esnasında gözlük takmaya uygun tasarımı

### DİZAYN ÖZELLİKLERİ

- %100 Lateks içermeyen hammaddelerden üretilmiştir.
- Tek paket içerisinde, kullanıma başlamak için gerekli değişik boyutlarda parçalar bulunmaktadır. Bu sayede maske uyumu artırılmış olur.
- Ayarlanabilir nazal yastık tasarımı her hasta için mükemmel uyumu garanti eder.
- Burun ve alın teması olmadığından, göz çevresindeki kaçaklara ve burun/alın yaralanmalarına sebep olmaz.
- Fırdöndü hortum bağlantısı her zaman rahatlık ve optimum performansı garanti eder.
- Opsiyonel oksijen bağlantısı
- Hasta eğitim DVD si ve taşıma çantası ile birlikte

## BRAVO Nasal Yastık Sistemi

Çrap Kullanıcı arayüzleri içinde eşsiz ve zekice bir dizayn

Yüksek konfor sağlayan, kullanıcının görüş alanını daraltmayan eşsiz dizayn . Özel tasarımı sayesinde birden fazla şekilde giyilebilir.

Değiş-tokuş edilebilir yastıkları sayesinde tek boyla sınırlı kalmadan, farklı büyüklükteki yastıklardan dilediğinizi seçebilirsiniz.

Adaptive-Flow™ teknolojisi ile çok sessiz. Emsalsiz Active-Swivel™ teknolojisi sayesinde farklı şekillerde giyilebilir, maksimum konfor sağlar.



### PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Adaptive-Flow™ teknolojisi ile yüksek basınçlarda bile çok sessiz çalışma
- Birden fazla şekilde giyilebilir, böylece kullanıcıya istediği pozisyonda uyuma imkanı verir.
- Gözlük takılmasına engel olmaz, birlikte kullanılabilir
- Yüzle teması azdır, göz çevresinden hava kaçırmaz
- Alnınıza ve kafa üstünüze temas etmez.

### DİZAYN ÖZELLİKLERİ

- 100% lateks içermez
- Ergonomik rezervuar tasarımı yüz hatlarına tam uyum sağlar
- Bravo tek pakette tüm ekipmanlarıyla birlikte gelir, böylece her hastaya uyum sağlar, çok sayıda maske deneme zahmetinden ve maliyetinden kurtarır
- Değiş-tokuş yastıklar birbiriyle aynı veya farklı boylarda kullanılabilir, gerekirse kesilebilir, böylece her burun deliğine uyum sağlar
- Nazal yastıklar burun deliklerinin yapısına uygun tasarlanmıştır, bu sayede kolaylıkla yerleşir, yüksek konfor sağlar
- 4 noktadan ayarlanabilir kafa bandı optimum sıkılık ve destek sağlar
- Sağlam kafa bandı bir kere ayarlandıktan sonra kolaylıkla takılıp çıkartılabilir, her kullanımda tekrar ayarlanması gerekmez
- Hasta eğitim DVD si ve taşıma çantası ile birlikte

