

# OXYBREATH Mini 3

OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ



## Kare Medikal, OxyBreath

Oxybreath mini serisi oksijen hastalarına güvenilir ve konforlu tedaviyi bir arada sunuyor.

Oxybreath Mini serisinde öncelik tedarikçi ve hastaların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmektir. Oxybreath Mini serisi sayesinde tedarikçilerin nakliye maliyetlerinin azaltılması, hastaların kullanımı daha kolay ve yüksek enerji tasarruflu bir konsantratöre sahip olmaları amaçlanmıştır.



Kolay Temizlenebilir Toz Filtresi



### Yıllık Elektrik Tüketimi TL (0.37 TL / kW)

	Watt/Saat	8 saat/gün	12 saat/gün	24 saat/gün
Mini 3	165	178,27 TL	267,399 TL	534,798 TL
Rakip 3L	350	378,14 TL	567,21 TL	1134,42 TL
Mini 5	265	286,31 TL	429,459 TL	858,918 TL
Rakip 5L	480	518,59 TL	777,888 TL	1555,776 TL

### Yıllık Tasarruf TL (0.37 TL / kW)

	Watt/Saat	8 saat/gün	12 saat/gün	24 saat/gün
Mini 3	165	199,87 TL	299,811 TL	599,622 TL
Rakip 3L	350			
Mini 5	265			
Rakip 5L	480	232,29 TL	348,429 TL	696,858 TL

## Mini serisini gururla sunar...

Mini serisi 3 ve 5 litrelik cihazlarıyla oksijen hastalarına seçme şansı sunuyor;

Mini 3; 3lt/dk ve altında akıma ihtiyaç duyan hastaları, 5 litrelik cihaz maliyetinden kurtarıırken,

Mini 5 ise 3lt/dk üstünde tedavi ihtiyacı olan hastalara, küçük ve enerji verimliliği yüksek bir platformda hizmet verebilmesi için üretilmiştir.

### ANA ÖZELLİKLER

- Düşük konsantrasyon durumunda uyarı veren oksijen monitörü
- Alev durdurma sistemi (yangın emniyet valfli oksijen çıkışı ve nemlendirici kabı)
- Ultra küçük hacim&düşük ağırlık ile azalan kargo maliyeti(27 des)
- Klasik oksijen konsantratörlerine göre yüksek enerji tasarrufu sağlayan verimli çalışma sistemi
- Estetik dizayn
- Düşük elektrik tüketimi ve az ısı üretimi
- Düşük akım hastaları için 3 litrelik cihaz: Gerek siz güç tüketiminden ve 5 litrelik cihaz ağırlığından kurtarır.
- Sessiz çalışma
- Yerli üretim
- 2 yıl boyunca garantili, 5 yıla kadar garanti süresi uzatma opsiyonu

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltaj	220-240V / AC
Frekans	50 Hz.
Elektrik Tüketimi	Mini 3 / 165 W Mini 5 / 265 W
Oksijen Akışı	Mini 3 / 0,5-3 litre/dakika Mini 5 / 0,5-5 litre/dakika
Oksijen Saflığı	1-5 L 93 ± 3%
Oksijen Monitörü	Yüksek Oksijen %O <sub>2</sub> ≥ %82 Düşük Oksijen %O <sub>2</sub> < %82
Teknik Servis Gereksinimi	< %75
Çalışma Sıcaklığı	5-40 °C
Brüt Ağırlık	Mini 3 / 14,4 kg Mini 5 / 17,5 Kg.
Net Ağırlık	Mini 3 / 12 Kg. Mini 5 / 15,1 Kg.
Tip	B
Sınıf	II



Kolay değiştirilebilir, uzun ömürlü filtre

