

Aerocare Pediatric

101 ve 102 PİSTON TİPİ NEBULİZATÖR



Inhalation

Hikoneb® Aerocare 101 ve 102 piston tipinde (kompresör) aerosol terapisi için kullanılan nebulizatörler olup, ev kullanımına uygundur.

Anestezi ve yanıcı maddelerin oksijen veya nitrojen peroksit ile etkileşime girdiği ortamlarda kullanılması uygun değildir. Sürekli kullanılabilir. Anestezi veya pulmoner ventilasyon sistemleri için kullanımı uygun değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Aerocare 101-102 piston (kompresör) tipi nebulizatör
ELEKTRİK KAYNAĞI	220V/50-60 Hz 70 W
MAKS. KOMP. BASINCI	3.0 Bar
AĞIRLIK	(101) 1.42 KG / (102) 1.4 KG
CLASS II	CİHAZ (ÇİFT GÜVENLİK YALITIMLI)

B tipi cihaz (Elektrik zararlarına karşı spesifik korumalara sahip.)

STANDART AKSESUARLAR

- Filtre
- Atomizer
- Uzatma Hortumu
- Ağız parçası
- Pediatrik Maske

A101



A102

