

sleepcube

Software

SmartLink

Tedavi Kayıt Sistemi

SmartLink Modülünü SleepCube Bilevel ST cihazına bağlamak hastanın bilgilerini kayıt etmeye olanak sağlar ve bu bilgileri SmartLink Yazılım Paketini kullanarak SD kart yardımıyla detaylı analiz ve raporlama için bilgisayara aktarmayı mümkün kılar. İsteğe bağlı uzaktan kontrol donanımı ve ya yazılımı SmartLink'e bağlanarak SleepCube cihazının ayarlarının uzak iş istasyonundan yapılabilmesini sağlar. Bunun yanı sıra SmartLink, SleepCube cihazına ekstra oksimetre verilerini kayıt etmek ve raporlamak için pulse oksimetre bağlama opsiyonu sunar



Uyumluluk paketi pulse oksimetre ile beraber

SmartCode

SmartCode hastanın kullanım bilgilerini SleepCube cihazından herhangi bir zamanda almanın en basit ve uygun maliyetli yoludur. SmartCode SleepCube ailesi ile birlikte gelen standart bir özelliktir. Yazılım online ya da masaüstü sürümü olarak mevcuttur.

SmartCode a basitçe SleepCube ekranından ulaşırsınız. Daha sonra bu kodu SmartCode yazılım programı içine girin. Kod program tarafından deşifre edilecek ve hastanın son 90 günlük kullanım bilgileri rapor olarak gözükücektir.

