



STANDART

sleep

Yeni DeVilbiss SleepCube™ CPAP Sistemi, birçok hastanın ihtiyacını karşılamak için araştırmalar sonucunda hastalar ve tedarikçilerin birlikte çalışmasıyla dizayn edilmiştir. DeVilbiss SleepCube™ rahatlık, eğitim ve SmartCode™ ile hasta takibi kombinasyonu ile kullanıcının doğru bir tedavi almasını garantiler. Hepsi yüksek kaliteli bir platformda, size muhteşem bir ürün olduğunu hissettirir. Güvenilir elektronik ve su geçirmez yapısından, dayanıklı Lexan® nemlendirici haznesi ve paslanmaz çelik ısı transfer kaplamasına kadar SleepCube™ hastanın uzun ömürlü güvenilirliğini ve memnuniyetini sağlamak için üretilmiştir. Solunum tedavisinde dünyaca takdir görmüş DeVilbiss Healthcare'in bu ürünü, Kare Medikal satış ve satış sonrası üstün hizmetleri ile birlikte, eşsiz bir ikili oluşturmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüler(mm)

162.5 x 165.1 x 213.4

Ağırlık

2.02 kg(nemlendiricili)

AC/DC gereksinimi

Var

Basınç Aralığı

3-20 cm H₂O

Oto. Yükseklik

Var

PSG için ABOB

Analog Çıkış

Var

Oto.Kaçak Düzeltmesi

Var

Oto. Aç/Kapa

Var

Tedavi Sayacı

Var

SmartLink Uyumluluk

Var

SmartCode Özelliği

Var

DİZAYN ÖZELLİKLERİ

- Temiz, sofistike dizayn
- Fısıltı kadar sessiz çalışma - **26 dBA**
- Ev ortamına ve taşınabilir çantaya uygunluk sağlayabilecek kadar küçük
- Ek aksesuarları taşımak için kolayca genişletilebilen korumalı taşıma çantası
- Fazladan bir hortum ya da güç kablosuna gerek duymadan kolayca ünitenin alt kısmına bağlanabilen bütünlük ısıyla nemlendirme sistemi.
- Fazladan doldurulmaya karşı güvenlik sistemine sahip kolayca çıkartılıp tekrar doldurulabilen Nemlendirme rezervuarı
- Nemlendirme için kullanılan suyun CPAP cihazına hasar vermesini engelleyen seyahat eden insanlar için çok uygun olan güvenlik ünitesi
- 1.8 m.'den 3 m.'ye kadar çeşitli hortumlara uygunluk sağlar
- Gece boyunca masadan kaymasını ya da hareket etmesini önleyen geniş sabitleyici petler
- 240 cm uzunluğundaki güç kablosu yerleştirilme konusunda esneklik sağlamaktadır. Kabloya bağlı hantal hiçbir eklenti bulunmamaktadır.
- Kolay kurulum - hastanın kullanımını kolaylaştırmak için neredeyse tüm fonksiyonları kontrol eden üç büyük düğme.
- Hasta takibini kolaylaştıran büyük, arkadan aydınlatmalı LCD
- Otomatik Aç/Kapa fonksiyonu - Maskeden nefes almaya başladığında cihazın otomatik olarak çalışmasını sağlar ve maske çıkartıldığında akımı otomatik olarak kapatır.
- Geciktirici basınç rampası - kullanıcının daha düşük bir basınçta rahatça uykuya dalmasına yardımcı olmaktadır (5 dakikalık artışlarla 0-45 dakikalık bir süre için ve 0.5 basınç artışıyla)

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Pazardaki en sessiz CPAP ünitesi - sadece **26 dBA!**
- Entegre ısıya dayalı nemlendirme, Nemlendirmeyi en yüksek dereceye çıkarmak ve sızıntıları en aza indirmek için özel nemlendirme başlığı
- 2750 m'ye kadar Otomatik Yükseklik Ayarı
- Olağanüstü küçük boyut. En çok satan CPAP cihazlarının arasında en küçük entegre ünite.
- Uykuya dalmayı kolaylaştıran Rampa fonksiyonu
- Alanındaki en kapsamlı garanti

