

Spontan Bilevel Terapi



Kare Medikal SleepOne serisi Bilevel cihazlarını sunmaktan gurur duyar. SleepOne serisi yerli üretim güvencesi ve makul fiyat etiketleriyle kullanıcılara konforlu ve güvenilir bir terapi vaat ediyor. SleepOne Bilevel sistemi doktorunuz tarafından belirlenmiş inspirasyon ve ekspirasyon basınçlarına göre çift kademeli Pozitif Hava Yolu Basıncı(PAP) tedavisi için tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritması sayesinde inspirasyon(Ipap) ve ekspirasyon(Epap) basınçları arasında kusursuz olarak geçiş yapar .Böylelikle hastaların ihtiyaçlarına en uygun cevap sağlanıp hasta konforu arttırılmış olur.

Akış yuvarlama özelliği ile Ipap-Epap basınç değişiklikleri 5 kademede ayarlanabilir. Hastaya en uygun değer ayarlanarak yüksek konfor ve senkronizasyon sağlanır. Ayarlanabilir tetikleme duyarlılığı, hasta uyumunu artırır ve cihazı farklı hasta grupları için uygun hale getirir. İspirasyon tetiklemesi 2 l/dk akışından 20 l/dk akışına kadar ayarlanabilir.

Dahili güç kaynağı, seyahat sırasında kolay taşıma olanağı sağlar ve yatak odasında karışıklığı önler. Sadece ince bir elektrik kablosu cihazı çalıştırmak için yeterli olacaktır. İhtiyaç halinde opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. Bu aksesuarlar: Oksijen zenginleştirme adaptörü; otomobil, kamyon ve teknelerde kullanmak için 12V jak dönüştürücü.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç Aralığı (cmH ₂ O)	<ul style="list-style-type: none">• CPAP Modu 3-20 cm H₂O (0.5 artış)• IPAP Aralığı Bilevel modu 6-25 cm H₂O (0.5 artış)• EPAP Aralığı Bilevel modu 3-22 cm H₂O (0.5 artış)
İspirasyon Tetikleyicisi	≥ 1/dak-20 l/dak ayarlanabilir
Ekspirasyon Tetikleyicisi	% 10-% 90 inspire edilen akım
I:E Oranı	1:0.5 - 1:4.0
IPAP Yuvarlama	0-5
EPAP Yuvarlama	0-5
İrtifa Ayarı	Otomatik
Ölçüler (ExBxY)	18,1 x 15,5 x 11.7 cm
Ağırlık	1.3 Kg.
Güç tüketimi	65 Watt
Voltaj	100-230 V AC
Garanti	2 Yıl
Gürültü Seviyesi	< 29 dB
Raporlama Yazılımı	SleepOne Software
Auto-On/Auto Off	Var
Mask Off	Var
Menşei	Türkiye

