

Sağlık Profesyonelleri İçin Tek Çözüm...



SleepOne ailesine yeni katılan Bilevel ST Auto güçlü motoru ile izin verilen modlar içinde 35 cmH₂O basınca kadar çıkabilir.

Klinik kullanım için geliştirilen bir çözümdür. Tek bir ürün geniş yelpazede hastaya uyum gösterir. Bu özelliğiyle sağlık profesyonellerinin dikkatini çekmektedir. Hasta eve gitmeye hazır olduğunda veya yoğun bakımdan sonra daha az komplike bir çözüme ihtiyaç duyulduğunda, SleepOne Bilevel ST Auto farklı modların hasta üzerinde denenerek en iyi olanının seçilmesinde özgürlük sağlar.

SleepOne Desktop yazılımı ile birlikte kullanıldığında tüm ayarlar, tüm modlar uzaktan değiştirilebilir veya hasta gerçek zamanlı grafikler ile gözlemlenebilir.

- Grafik 1 : Basınç
Grafik 2 : Hasta akım eğrisiyle birlikte Akım Grafiği, Kaçak Akım Grafiği, Olay Tanımlamaları (apne, hipopne vs.)
Grafik 3 : Akciğer Dolum Eğrisi

Tüm eğriler gerçek zamanlı verileri parmağınızın ucuna getirir. Bir windows bilgisayar ve USB portu dışında hiçbir ek donanıma ihtiyaç yoktur.

- Gerçek zamanlı gözlem ve grafikler SleepOne Desktop Yazılımı aracılığıyla yapılır.



Modlar:

- 1- Cpap
- 2- AutoCpap
- 3- Bilevel S
- 4- Bilevel T
- 5- Bilevel ST
- 6- Bilevel Auto Sabit Basınç Desteği
- 7- Bilevel Auto Değişken Basınç Desteği
- 8- Bilevel Auto ST Sabit Basınç Desteği
- 9- Bilevel Auto ST Değişken Basınç Desteği

