

Kare Medikal SleepOne serisi Bilevel cihazlarını sunmaktan gurur duyar. SleepOne Bilevel ST cihazı, farklı mod seçenekleri ve yüksek basınç aralığıyla geniş bir hasta yelpazesine hizmet sunmak için üretilmiştir. SleepOne Bilevel ST ile kullanıcılar spontan, zamanlı ve spontan/zamanlı modlarında terapi görebilir.

Akış yuvarlama özelliği ile Ipap-Epap basınç değişiklikleri 5 kademe ayarlanabilir. Hastaya en uygun değer ayarlanarak yüksek konfor ve senkronizasyon sağlanır. Ayarlanabilir tetikleme duyarlılığı, hasta uyumunu artırır ve cihazı farklı hasta grupları için uygun hale getirir. İnspirasyon tetiklemesi 2 l/dk akışından 20 l/dk akışına kadar ayarlanabilir

Dahili güç kaynağı, seyahat sırasında kolay taşıma olanağı sağlar ve yatak odasında karışıklığı önler. Sadece ince bir elektrik kablosu cihazı çalıştırmak için yeterli olacaktır. İhtiyaç halinde opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. Bu aksesuarlar: Oksijen zenginleştirme adaptörü; otomobil, kamyon ve teknelerde kullanmak için 12V jak dönüştürücü.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Modlar	CPAP, Bilevel S, Bilevel ST, Bilevel T
Basınç Aralığı (cm H <sub>2</sub> O)	<ul style="list-style-type: none"><li>• CPAP Modu 3 – 20 cm H<sub>2</sub>O (0.5 artış)</li><li>• IPAP Aralığı Bilevel Modu 6 – 35 cm H<sub>2</sub>O (0.5 artış)</li><li>• EPAP Aralığı Bilevel Mode 3 – 32 cm H<sub>2</sub>O (0.5 artış)</li></ul>
Yedekleme Frekansı	4 – 40
İnspirasyon Tetikleyicisi	2 l/dak-20 l/dak ayarlanabilir
Ekspirasyon Tetikleyicisi	% 10-% 90 inspire edilen akım
I:E Oranı	1:0.5 1:4.0
IPAP Yuvarlama	0 – 5
EPAP Yuvarlama	0 – 5
İrtifa Ayarı	Otomatik
Ölçüler (ExBxY)	18.1 x 15.5 x 11.7 cm
Ağırlık	1.3 Kg.
Güç Tüketimi	65 Watt
Voltaj	100-230 V AC
Garanti	2 Yıl
Gürültü Seviyesi	< 29 dB
Raporlama Yazılımı	SleepOne Software
Auto-On/Auto Off	Var
Menşei	Türkiye

