

### TEMEL ÖZELLİKLER

- Kolay Temizlik
- Kolay Cpap menü kontrolü, karanlıkta bile...
- Sağlam Tasarım, SleepOne Cpap çantasında taşıma kolaylığı
- Yüksek hacimli hazne

SleepOne Nemlendirici, Cpap kullanıcılarının yaygın olarak yaşadığı kuruluk semptomunun giderilmesine yardımcı olur. Kullanıcı dostu tasarıma sahip ve doğru entegre edilmiş ünite üst seviyede hasta uyumu sağlar ve terapinin başarı şansını artırır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüler	262x159x130 mm (ExBxY)
Ağırlık	51 gr
Hazne Hacmi	600 ml
Hazne	ABS Kavanoz, Polikarbonat Gövde, Paslanmaz Çelik Levha (SS 316)
Yerleştirme İstasyonu	Termoplastik
Isıtıcı Levha	Paslanmaz Çelik (SS 316)
Voltaj	100-230V AC,50/60Hz
Güç	85W
Isıtıcı Levha Isınma Aralığı	30-65 °C
Isıtıcı Levha Güvenlik Şalteri	105 °C

